



ORLIMAN®



CATALOGUE GÉNÉRAL
ORTHOPÉDIE / PODOLOGIE / SPORT / MATERNITÉ / KIDS

2024



ACCOMPAGNATEUR EN MOUVEMENT

Présent dans de nombreux pays européens et plus particulièrement en France et en Espagne, **Orliman® développe diverses solutions orthopédiques et se positionne comme un acteur incontournable de l'aide à la mobilité.** Nous vous proposons une offre complète répondant aux pathologies communes (chroniques ou traumatiques telles l'arthrose, les tendinites ou les fractures...) mais aussi plus spécifiques (tennis elbow, entorse de Chopart...). La gamme générale est complétée par des solutions dédiées aux enfants, aux sportives et sportifs, aux femmes enceintes ou encore répondant aux morphologies des personnes en surpoids.

Expliquer, montrer, informer... en un mot : ACCOMPAGNER !

Afin de toujours plus accompagner vos patients et de maximiser leur observance, nous mettons un point d'honneur à les placer au centre de toutes nos actions. Nous apportons également une attention particulière à votre accompagnement, cher partenaire, en vous proposant **une offre globale adaptée à votre activité mais aussi de nombreux outils tel que l'outil d'aide à la vente et de suivi des formations personnalisées.**

Les tarifs de remboursement indiqués sur ce document correspondent à ceux en vigueur au moment de sa date d'édition. En cas de modification du montant de remboursement en cours d'année, nous vous conseillons de bien vouloir vérifier les nouveaux tarifs en vigueur.

NOS FORCES

La triple condition !

Toutes nos solutions font l'objet d'une attention particulière pour apporter une réponse à une pathologie tout en facilitant la délivrance et en prenant en considération l'expérience du patient.

C'est grâce à l'association de ces trois critères que nous apportons une meilleure expérience au comptoir.

1

Pathologie

Une offre complète répondant aux **pathologies communes** mais aussi **plus spécifiques**.

2

Expérience patient

Des familles de produits répondant aux attentes de vos patients : **Facile à mettre, Évolutif, Légèreté, Tendance...**

3

Facilité de délivrance

Des taillants uniques ou limités s'adaptant à toutes les morphologies pour faciliter la mise en place... et la gestion de vos stocks !

Le patient au cœur de nos solutions.

- ✓ Matériaux confortables & solutions ergonomiques pour **faciliter leur observance**.
- ✓ Produits adaptés à leurs contraintes quotidiennes pour **permettre la mobilité**.
- ✓ Produits adaptés à leurs besoins spécifiques pour une **délivrance précise**.



Votre site professionnel pro.oraliman.fr



Pour vous accompagner au quotidien dans l'univers des produits et services Orliman®, nous mettons à votre disposition un site professionnel dédié. Vous y trouverez nos actualités, nos campagnes de communication pour animer votre point de vente, des arbres de décision pour faciliter la délivrance, des formations à l'orthopédie...

Identifiant

Mot de passe



Scannez-moi

pour accéder directement aux arbres de décision et trouver le produit adapté en 3 clics !

Une offre de services adaptée à votre activité.



COMMANDE TÉLÉPHONIQUE

Horaires : 8h45 - 18h30
sans interruption.



COMMANDE EN LIGNE

Pharma ML.



SERVICE LIVRAISON PERFORMANT

Commande jusqu'à 16h30.
Livraison avant 12h30 le lendemain.

AVEC NOUS, CRÉEZ LA DIFFÉRENCE !

Que pouvons-nous vous apporter de plus ?

1. Analyse et recommandations 05



Évaluer les points clés de l'activité orthopédique & les grandes tendances.
Établir ensemble un plan d'action stratégique adapté à votre performance, à la physiologie de votre officine & aux besoins de votre patientèle.

2. Formation 09



Développer des supports de formation sur l'anatomie, les pathologies et les profils des patients.
Fournir des outils du quotidien.
Accompagner avec des guides complets pour aider votre délivrance.

3. Visibilité 33



Développer des stratégies de communication personnalisées (pathologies, saisonnalité, cible...).

Fournir des outils de mise en avant & de clarification de l'offre.

Mettre en place des campagnes thématiques ciblées.

4. Offre produits 45



Proposer une offre complète pour répondre aux pathologies communes, mais aussi spécifiques.

Apporter des solutions dédiées aux enfants, sportifs, femmes enceintes ou encore aux personnes en surpoids ou aux morphologies atypiques.

1. Analyse et recommandations



1. ANALYSE & RECO.

CRYO
& BANDES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS

1.1 | Analyse de la performance

Qui êtes-vous ?

Acteur +++ en Orthopédie

Vous êtes force de proposition au comptoir.

- **Vous disposez d'une offre de produits complète répondant aux pathologies communes et spécifiques.**
Vous pouvez adapter votre délivrance en fonction des besoins et du profil de vos patients.
- **Expert en orthopédie, vous réalisez une prise en charge globale.**
Vous êtes capable d'identifier différents cas de comptoir et vous captez de nouvelles cibles qui arrivent à la pharmacie sans prescription de produits d'orthopédie.
Vous savez conseiller les patients, vous êtes acteur de votre activité.

Acteur + en Orthopédie

Vous savez répondre à la prescription avec une bonne délivrance.

- **Vous disposez d'une offre de produits adaptée répondant aux pathologies communes.**
- **Vous êtes en mesure de réaliser une prise de mesure et de poser les produits que vous référencez.**

Acteur ++ en Orthopédie

Vous êtes engagé dans la délivrance des produits d'orthopédie.

- **Vous disposez d'une offre de produits plus large et vous pouvez adapter votre délivrance en fonction des besoins de vos patients.**
- **La prise de mesure et la mise en place des produits n'ont plus de secrets pour vous !**
Vous connaissez l'anatomie des différentes articulations, leurs rôles et les pathologies associées.
Vous comprenez le but de chaque produit par rapport à la pathologie, à la cible patient et à l'action mécanique du produit.
Vous pouvez mener un entretien patient afin d'adapter votre délivrance en fonction de ses besoins.



Où en êtes-vous ?

Potentiel Ortho

Évolution des ventes (en unités)

Catégorie	Année N-1	Potentiel Annuel	Rdv n°1 le ... / ... /	Rdv n°2 le ... / ... /	Rdv n°3 le ... / ... /	Rdv n°4 le ... / ... /	Rdv n°5 le ... / ... /
Ceinture lombaire							
Ceinture abdominale							
Collier cervical							
Chevillère de compression pure							
Chevillère avec adjonction							
Attelle de cheville rigide							
Genouillère de compression pure							
Genouillère avec adjonction							
Genouillère articulée							
Attelle d'immobilisation du genou							
Épaule, Clavicule, Botte, Releveur							
Coudière, Tennis-elbow							
Main							
Poignet (traumatique)							
Poignet (chronique)							
Poignet-pouce (traumatique)							
Poignet-pouce (chronique)							
Pouce (traumatique)							
Pouce (chronique)							
Sport							
Skintape							
Podologie							
CHUT							
Total CA							
		Trend					

1. ANALYSE & RECO.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES

Suivi

1.2 | des rendez-vous

Date	Objectifs	Recommandations
... / ... /	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
... / ... /	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
... / ... /	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
... / ... /	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
... / ... /	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

2. Formation



2. FORMATION

CRYO
& BANDES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS

Plan de formation personnalisé

2.1

Pour vous accompagner jour après jour dans l'univers des produits et services Orliman®, nous avons développé un plan de formation personnalisable en 3 niveaux qui vous aidera à mieux conseiller vos patients et à maximiser leur observance.

Étape #1

Ensemble, réalisons un audit pour évaluer votre niveau d'expertise et analyser vos performances.

Êtes-vous un niveau 1, 2 ou 3 en orthopédie ? Quels sont vos objectifs de développement ?



Niveau 1

Vous savez répondre à la prescription avec la délivrance appropriée.

Niveau 2

Vous êtes engagé dans la délivrance des produits d'orthopédie. Vous comprenez le but de chaque produit par rapport à la pathologie, au profil patient et à l'action mécanique du produit.

Niveau 3

Vous êtes force de proposition au comptoir en développant la délivrance de produits d'orthopédie et en captant de nouvelles cibles qui arrivent à la pharmacie sans prescription. Vous savez conseiller les patients, vous êtes acteur de votre activité.



Étape #2

Planifions votre plan de formation, actions et validation d'acquis pour atteindre vos objectifs.



Étape #3

Pas-à-pas, suivons votre évolution et regardons votre progression !

À l'aide de notre outil d'analyse & recommandations (page 5), suivons un plan d'action adapté à votre performance, à la physiologie de votre officine et aux besoins de votre patientèle. De l'évolution des ventes au suivi de recommandation, cet outil vous accompagne lors de vos rendez-vous avec votre technico-commercial(e).

LE GUIDE DE FORMATION

Au cœur de notre plan de formation personnalisable en 3 niveaux, pour mieux conseiller vos patients et maximiser leur observance :

- ✓ Rappels anatomiques
- ✓ Fiches pathologies
- ✓ Cas de comptoir
- ✓ Guides d'aide à la délivrance

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e) pour connaître les conditions d'attribution.



Niveau 1 : Prise en main de la gamme.

Connaître la gamme, les différentes cibles et maîtriser la mise en place des produits.

	Session n°4	Session n°5	Session n°6
Date / / / / / /
Thèmes abordés	<input type="checkbox"/> Main <input type="checkbox"/> Ceintures lombaires <input type="checkbox"/> Genou <input type="checkbox"/> Cheville	<input type="checkbox"/> Main <input type="checkbox"/> Ceintures lombaires <input type="checkbox"/> Genou <input type="checkbox"/> Cheville	<input type="checkbox"/> Main <input type="checkbox"/> Ceintures lombaires <input type="checkbox"/> Genou <input type="checkbox"/> Cheville
Personnes présentes
Notes / Questions

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE


FeetPAD
CHUT

CRYO & BANDES

Niveau 2 : Comprendre l'orthopédie.

Connaître l'anatomie, les différentes pathologies, comprendre les principes mécaniques des attelles et maîtriser les arbres décisionnels.

- Connaissez-vous l'anatomie et les différentes pathologies ? Oui Non
- Savez-vous expliquer les principes mécaniques des attelles ? Oui Non
- Savez-vous utiliser les arbres décisionnels pour délivrer les produits ? Oui Non



Programmons ensemble des sessions de formation adaptées à vos besoins :

	Session n°1	Session n°2	Session n°3
Date / / / / / /
Thèmes abordés	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Arbres décisionnels <input type="radio"/> Anatomie	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Arbres décisionnels <input type="radio"/> Anatomie	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Arbres décisionnels <input type="radio"/> Anatomie
Personnes présentes
Notes / Questions

Niveau 3 : Être force de proposition.

Détecter des signaux d'alerte au comptoir, maîtriser le conseil associé en orthopédie et répondre aux demandes des sportifs, femmes enceintes...

Savez-vous détecter les signaux d'alerte au comptoir ? Oui Non

Faites-vous du conseil associé en orthopédie ? Oui Non

Avez-vous des demandes de sportifs ? de femmes enceintes ? de personnes en surpoids ? Oui Non

Vous avez répondu OUI à toutes les questions → Bravo, l'orthopédie n'a plus de secret pour vous !

Vous avez répondu NON à une question ou plus ↓

Programmons ensemble des sessions de formation adaptées à vos besoins :

	Session n°1	Session n°2	Session n°3
Date / / / / / /
Thèmes abordés	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Femme enceinte <input type="radio"/> Sportif <input type="radio"/> Personne en surpoids <input type="radio"/> Reprise d'activité	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Femme enceinte <input type="radio"/> Sportif <input type="radio"/> Personne en surpoids <input type="radio"/> Reprise d'activité	<input type="radio"/> Main <input type="radio"/> Ceintures lombaires <input type="radio"/> Genou <input type="radio"/> Cheville <input type="radio"/> Arthrose <input type="radio"/> Lombalgie <input type="radio"/> Entorse <input type="radio"/> Tendinite <input type="radio"/> Femme enceinte <input type="radio"/> Sportif <input type="radio"/> Personne en surpoids <input type="radio"/> Reprise d'activité
Personnes présentes
Notes / Questions

2. FORMATION

Niveau 3 : Être force de proposition.

Détecter des signaux d'alerte au comptoir, maîtriser le conseil associé en orthopédie et répondre aux demandes des sportifs, femmes enceintes...

	Session n°4	Session n°5	Session n°6
Date / / / / / /
Thèmes abordés	<input type="checkbox"/> Main <input type="checkbox"/> Ceintures lombaires <input type="checkbox"/> Genou <input type="checkbox"/> Cheville <input type="checkbox"/> Arthrose <input type="checkbox"/> Lombalgie <input type="checkbox"/> Entorse <input type="checkbox"/> Tendinite <input type="checkbox"/> Femme enceinte <input type="checkbox"/> Sportif <input type="checkbox"/> Personne en surpoids <input type="checkbox"/> Reprise d'activité	<input type="checkbox"/> Main <input type="checkbox"/> Ceintures lombaires <input type="checkbox"/> Genou <input type="checkbox"/> Cheville <input type="checkbox"/> Arthrose <input type="checkbox"/> Lombalgie <input type="checkbox"/> Entorse <input type="checkbox"/> Tendinite <input type="checkbox"/> Femme enceinte <input type="checkbox"/> Sportif <input type="checkbox"/> Personne en surpoids <input type="checkbox"/> Reprise d'activité	<input type="checkbox"/> Main <input type="checkbox"/> Ceintures lombaires <input type="checkbox"/> Genou <input type="checkbox"/> Cheville <input type="checkbox"/> Arthrose <input type="checkbox"/> Lombalgie <input type="checkbox"/> Entorse <input type="checkbox"/> Tendinite <input type="checkbox"/> Femme enceinte <input type="checkbox"/> Sportif <input type="checkbox"/> Personne en surpoids <input type="checkbox"/> Reprise d'activité
Personnes présentes
Notes / Questions

Mémo

2.2 | Articulations

L'articulation est le point de jonction entre deux os. Elle les relie et leur donne éventuellement une mobilité l'un par rapport à l'autre. La forme et la nature de l'articulation déterminent l'amplitude de cette mobilité et permettent de les classer en trois types :

LES ARTICULATIONS

fixes

Appelées **synarthroses** ou **jointures fibreuses**, elles ne permettent pas (ou très peu) le mouvement. Les surfaces osseuses sont solidement unies par du tissu conjonctif.

EXEMPLES : ARTICULATIONS RELIANT LES OS DU CRÂNE.

LES ARTICULATIONS

semi-mobiles

Appelées **amphiarthroses**, elles permettent un mouvement limité. Les surfaces osseuses sont unies par une structure mixte fibreuse et fibrocartilagineuse renforcée par des ligaments périphériques.

EXEMPLES : VERTÈBRES, SYMPHYSE PUBIENNE.

LES ARTICULATIONS

mobiles

Appelées **articulations synoviales**, elles permettent des mouvements étendus. Elles sont caractérisées par l'existence d'une cavité articulaire et d'une membrane synoviale. Ce sont les plus élaborées de l'organisme et constituent la majorité des articulations des membres. Elles sont formées par des surfaces articulaires osseuses ou fibrocartilagineuses et par des moyens d'union.

EXEMPLES : GENOUX, POIGNETS, ÉPAULES...






LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D'UNE ARTICULATION

OS	MUSCLE	LIGAMENT
Les os forment le squelette et structurent le corps humain.	Le muscle produit l'énergie nécessaire au mouvement de l'articulation.	Le ligament relie deux os d'une articulation pour guider le mouvement mais aussi le limiter.
FRACTURE	ÉLONGATION CLAQUAGE	ENTORSE
↓		
PATHOLOGIES TRAUMATIQUES		

TENDON	CARTILAGE
Le tendon transfère le mouvement produit par les muscles aux os de l'articulation.	Le cartilage facilite le mouvement entre deux os tout en les protégeant de contacts trop violents.
TENDINITE	ARTHROSE
↓	
PATHOLOGIES CHRONIQUES	

Mémo


2.2 | Symptômes / Pathologies

PRINCIPAUX SYMPTÔMES	 GENOU	 CHEVILLE	 POIGNET	 DOIGTS	 DOS
Œdème	Entorse, Luxation. Tendinite, Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture. Rupture du tendon d'Achille. Tendinite, Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Arthrose (crise inflammatoire).
Hématome	Entorse, Fracture, Luxation.	Entorse, Fracture.	Entorse, Fracture, Luxation.	Entorse, Fracture, Luxation.	
Inflammation	Tendinite, Arthrose, Syndrome fémoropatellaire.	Tendinite, Arthrose.	Tendinite, Arthrose.	Tendinite, Arthrose.	Lumbago. Hernie discale. Sciatique, Cruralgie, Arthrose.
Contracture musculaire					Lumbago. Lombalgie.
Fourmillements / engourdissements			Syndrome du canal carpien.	Syndrome du canal carpien.	Hernie discale. Sciatique, Cruralgie.
Douleur	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.	Toutes les pathologies traumatiques et chroniques.
Douleur aiguë	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture. Rupture du tendon d'Achille. Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose (crise inflammatoire).	Lumbago, Fracture, Tassement vertébral. Arthrose (crise inflammatoire).
Douleur irradiante					Tassement vertébral. Sciatique, Cruralgie.
Douleur nocturne	Tendinite, Arthrose.	Tendinite.	Arthrose, Syndrome du canal carpien, Tendinite.	Arthrose, Syndrome du canal carpien.	Arthrose.
Déformation de l'articulation	Fracture, Luxation. Arthrose.	Fracture. Arthrose.	Fracture, Luxation. Arthrose.	Fracture, Luxation. Arthrose.	
Gêne / perte fonctionnelle articulaire	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose.	Entorse, Fracture. Rupture du tendon d'Achille. Steppage, Arthrose.	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose.	Entorse, Fracture, Luxation. Arthrose.	Fracture, Lumbago. Discopathie, Lombalgie. Arthrose.
Raideur articulaire	Arthrose.	Arthrose.	Arthrose.	Arthrose.	Hernie discale, Discopathie. Arthrose.
Perte de force		Steppage.	Syndrome du canal carpien.		
Perte de sensibilité		Steppage.	Syndrome du canal carpien.	Syndrome du canal carpien.	Discopathie. Sciatique, Cruralgie.

■ TRAUMATIQUE ■ CHRONIQUE ■ TRAUMATIQUE & CHRONIQUE


Mémo

2.2 Principes mécaniques




AUGMENTATION DE LA PRESSION INTRA-ABDOMINALE

Obtenir une correction posturale correcte par des baleines dorsales et/ou un système de rappel postural.




RÉDUCTION DU PÉRIMÈTRE ABDOMINAL

Apporter un effet corset par une coque rigide et un système de serrage type corset.




SOUTIEN MUSCULAIRE DURANT LA GROSSESSE

Transférer le poids du bébé sur les hanches par des baleines dorsales et un système de rappel postural.



MISE AU REPOS DU TENDON

Maintenir et protéger le tendon par des dispositifs tels qu'une sangle de serrage, une éclisse, une matière compressive ou un pad silicone.




LIMITATION DES FROTTEMENTS OSSEUX

Cloisonner un ou plusieurs os d'une articulation dans une position spécifique par des dispositifs tels qu'un insert en silicone, une éclisse ou une articulation dynamique.




COMPENSATION DE LA FONCTION ARTICULAIRE

Améliorer la mobilité par un support de maintien à angle droit.




SOUTIEN / MAINTIEN DE L'ARTICULATION

Mettre au repos l'articulation et limiter ses mouvements par des éclisses.




LIMITATION DE L'AMPLITUDE ARTICULAIRE

Limiter le mouvement dans un axe de l'articulation par un système de strapping (sangles élastiques).



IMMOBILISATION RELATIVE DE L'ARTICULATION

Empêcher le mouvement dans un plan (sans bloquer les autres mouvements) par des cadrans articulés, des ressorts spiralium ou des coques latérales.



IMMOBILISATION STRICTE DE L'ARTICULATION

Mettre en position physiologique et empêcher tous les mouvements d'une articulation (flexion, extension, rotation, torsion...) par des éclisses.

Anatomie

2.3 | Tronc & Rachis

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

LA COLONNE VERTÉBRALE




Fig. Colonne vertébrale, vue latérale.

LES VERTÈBRES

Les vertèbres sont des éléments mobiles selon certains axes et certaines amplitudes. Elles supportent des efforts très importants.




Fig. Articulation unco-vertébrale, coupe frontale.

LES MUSCLES ABDOMINAUX




Fig. Muscles abdominaux, vue antérieure.

2.3 Anatomie Épaule & Bras

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

L'ÉPAULE

L'épaule est composée de trois os : la Clavicule ①, l'Omoplate ② et l'Humérus ③. La mobilité de l'épaule est assurée principalement par le muscle deltoïde, qui apporte la puissance, et par les muscles de la coiffe, qui initient le mouvement et stabilisent la tête de l'humérus. La coiffe des rotateurs est le nom donné à l'ensemble des tendons situés au-dessus de la tête de l'humérus.




Fig. Épaule droite, vue antérieure.

LE COUDE

Le coude est l'articulation du membre supérieur permettant la flexion/extension de l'avant-bras par rapport au bras et la pronation/supination de l'avant-bras. Il est composé de trois os reliés entre eux : le Radius ①, le Cubitus ② et l'Humérus ③.

En position anatomique de référence (bras aligné le long du corps, paume de la main vers l'avant), le coude est en extension complète et la main en supination. En flexion, le coude peut quasiment fermer l'angle formé entre le bras et l'avant-bras.




Fig. Bras droit, vue antérieure.

2. FORMATION

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT


FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES

2.3 Anatomie Poignet & Main

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER



LE POIGNET

Le poignet est un élément clé du fonctionnement de la main, il permet sa mobilité par rapport à l'avant-bras. Il englobe la partie basse des deux os de l'avant-bras (Radius ① et Cubitus ②) et les huit os du Carpe ③, disposés en deux rangées. À partir de sa position de repos, il dispose de deux degrés de mobilité : les mouvements de latéralité (abduction et adduction) et les mouvements axiaux (flexion et extension).

- Gaine synoviale
- Nerf ulnaire
- Nerf médian
- Nerf radial
- Ligament carpien transverse
- Canal carpien

Fig. Main droite, vue palmaire.




Fig. dorsale.

2.3 Anatomie

Genou

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

LE GENOU

L'articulation du genou est l'une des plus complexes de l'organisme et certainement l'une des plus importantes avec celle de la cheville. Elle doit en effet soutenir une grande partie du poids du corps, tout en lui apportant stabilité et mobilité.

Le genou met en relation 3 os : l'os de la cuisse (Fémur ①), l'os de la jambe (Tibia ②) et finalement, la Rotule ③.

Les mouvements du genou sont quasiment limités à la flexion (mouvement vers l'arrière rapprochant la jambe de la cuisse) et à l'extension (mouvement vers l'avant). Une légère rotation interne ou externe peut également se produire lors de la flexion.




Fig. Articulation du genou, schéma de la capsule.




Fig. Genou droit ouvert, vue antérieure.

2. FORMATION

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO & BANDES

2.3 Anatomie Cheville & Pied

CONNAÎTRE L'ESSENTIEL POUR BIEN L'EXPLIQUER

LA CHEVILLE

La cheville est l'articulation du membre inférieur qui relie la jambe (parties inférieures du Tibia ① et du Péroné ②) au pied (Astragale). Elle constitue le point d'attache entre l'axe vertical du corps et l'axe horizontal du pied, permettant le mouvement articulaire de ce dernier. Comme le genou, elle a un rôle stratégique puisqu'elle supporte le poids du reste du corps tout en le maintenant en équilibre.




Fig. Pied droit, vue latérale.

LE PIED




Fig. Pied droit, vue plantaire.

2.4 Lexique pathologie

Arthrose

L'arthrose découle de la dégradation du cartilage qui recouvre et protège les os. C'est le résultat d'un déséquilibre du maintien de la structure du cartilage et sa destruction par des enzymes sécrétées en excès. Lorsque le cartilage ne se reconstitue pas assez vite, il va progressivement s'amincir et ne pourra plus jouer son rôle d'amortisseur. Les os vont alors frotter l'un contre l'autre, provoquer des douleurs et endommager les structures qui les entourent.

Stades d'évolution de l'arthrose




Illustration © Cassandra Vion

Arthrose cervicale (Cervicarthrose)

• Collier C1 (débutante)	54
• Collier C2 (confirmée)	54
• Collier C2 évolutif	55

Arthrose lombaire (Lombarthrose)

• Dynamic Fix®	60
• Lombobelt Activ®	61

Conseil associé

- Compresses chaud/froid 219
- Compléments alimentaires
- Proposez un rendez-vous de suivi dans 15 jours.

Arthrose du pouce (Rhizarthrose)

• Neo Rhizo Confort®	100
• Manutec® Pouce	101
• Rhizo MP®	103

Arthrose du genou (Gonarthrose)

• Genulig Stab®	115
• Gonartec Plus®	121

Symptômes :

- Douleur localisée.
- Gêne et/ou perte de la fonction articulaire.
- Douleur mécanique avec périodes inflammatoires (poussées inflammatoires).
- Difficulté à réaliser des gestes simples.
- Amplitude des mouvements limitée.
- Gonflement de l'articulation.
- Déformation de l'articulation (bosses osseuses).
- Perte de force.
- Douleur nocturne ou réveil nocturne.

Facteurs de risque :

- Antécédent traumatique ou utilisation excessive de l'articulation.
- Vieillesse.
- Antécédent familial, génétique et/ou d'intervention chirurgicale.
- Activités professionnelles.
- Surpoids.
- Ménopause.
- Sport.

Profil patient :

Ensemble de la population avec une prévalence pour les personnes âgées. L'arthrose est un processus naturel qui peut se déclarer à partir 40 ans, avec une prédominance chez les femmes.

Pourquoi une attelle ?

Objectifs :

- Éviter le conflit articulaire douloureux.
- Limiter la déformation articulaire.
- Encourager l'activité afin d'éviter la perte musculaire, la perte de mobilité et une mauvaise posture.
- Apporter un effet antalgique.


Actions :

- Limiter les frottements osseux.
- Guider et/ou corriger l'articulation.
- Apporter une action antalgique.
- Mettre au repos ou soutenir l'articulation.

2.4 | Lexique pathologie

Lombalgie

La lombalgie n'est pas une maladie, mais un symptôme. Ce terme global qualifie une douleur située dans la région basse du dos, au niveau des cinq vertèbres et/ou muscles lombaires et qui ne comporte pas de signaux d'alerte. Forme la plus courante des maux de dos, la lombalgie est bénigne dans la majorité des cas. Mais si la douleur n'est pas proportionnelle à la gravité des lésions, elle peut cependant s'installer et rendre les activités quotidiennes difficiles et altérer la qualité de vie.



Fatigue musculaire passagère / Déficience musculaire

- **Lombobelt®**
(activités quotidiennes) 65
- **Lombotherm®**
(fatigue musculaire) 65

Lombalgie chronique

- **Lombobelt Renfort®**
(travailleur de force) 62
- **L'Évolutive®**
(tertiaire/citadin/conducteur) 63
- **Lombosoft®**
(activités quotidiennes) 64

Conseil associé

- Compresses chaud/froid 219
- Application Mon dos & Moi® 43
- **Proposez un rendez-vous de suivi dans 15 jours.**

Lombalgie aiguë / Lumbago

- **Dynamic Fix®**
(personne très algique) 60
- **Ceinture corset Fixquick**
(personne très algique) 60
- **Lombobelt Activ®**
(efforts soutenus) 61

Discopathie / Hernie discale / Tassements vertébraux

- **Dynamic Fix®**
(personne très algique) 60
- **Ceinture corset Fixquick**
(personne très algique) 60

Symptômes

- Douleur dans le bas du dos, modérée à intense.
- Douleur localisée au niveau des muscles lombaires.
- Contracture musculaire.
- Courbature.
- Fragilité musculaire.

Facteurs de risque

- Sédentarité.
- Travail physique, manutention.
- Anxiété, stress.
- Grossesse.
- Mauvaise posture, chute, faux mouvement.
- Tabagisme.
- Antécédents de lombalgie.
- Surpoids ou maigreur.

Profil patient

Ensemble de la population.

Pourquoi une ceinture de soutien lombaire ?

Objectifs :

- Adopter les bonnes postures et diminuer la pression sur les disques intervertébraux.
- Stabiliser la zone en souffrance.
- Décontracter les muscles.
- Apporter un soulagement immédiat.

Actions d'une ceinture de soutien lombaire :

- Augmenter la pression intra-abdominale pour obtenir une correction posturale correcte.
- Soutenir et corriger la courbure de la colonne vertébrale.
- Renforcer le verrouillage vertébral par une posture correcte.
- Réduire la force de compression des disques.
- Apporter une contention progressive.
- Action curative ou préventive.

Actions d'une ceinture corset :


- Réduire le périmètre abdominal pour avoir un effet corset et ainsi stabiliser le rachis.
- Réduire les pressions exercées sur les disques intervertébraux.
- Rééquilibrer les pressions et les charges sur les disques intervertébraux.
- Éviter le conflit douloureux.

2.4 Lexique pathologie

Entorse

L'entorse est une lésion traumatique se caractérisant par un étirement ou une déchirure (partielle ou totale) d'un ou plusieurs ligaments d'une articulation. Les ligaments sont les faisceaux de bandes de tissus fibreux, très résistants et peu extensibles, qui unissent les os entre eux, assurent la stabilité aux articulations et évitent les mouvements excessifs.

Degrés de gravité de l'entorse



Entorse du poignet

• Neo Confort®	88
• Manutec® Poignet	89
• Manu Easy® Poignet	89
• Fixquick Poignet	91

Entorse de la cheville

• Chevistrap®	132
• Memostab®	133
• Memoforme®	134
• Botimed®	136

Conseil associé

• Compresses de froid	219
• Expliquez le protocole GREC	213
• Proposez un rendez-vous de suivi dans 15 jours.	

Entorse du pouce

• Neo Rhizo Confort®	100
• Manutec® Pouce	101

Entorse du genou

• Rotulig Motion®	114
• Genulig Stab®	115
• Altitude®	119
• Genurom Neo®	120
• Genu'R®	123
• 3 Pans	124

Symptômes

Entorse légère :

- Douleur modérée.
- Limitation dans les mouvements.
- Apparition d'un gonflement.

Entorse moyenne :

- Douleur intense.
- Réduction de la mobilité : appui douloureux, voire impossible.
- Laxité.
- Œdème (dans les heures suivantes).
- Hématome.

Entorse grave :

- Douleur violente et intense.
- Sensation de craquement et/ou de déchirement au moment du traumatisme.
- Perte temporaire de la mobilité : appui impossible.
- Œdème (dans les minutes suivantes).
- Hématome.

Facteurs de risque

- Antécédent traumatique de l'articulation.
- Sport.
- Surpoids.
- Vieillesse.
- Mauvaise coordination physique.

Profil patient

Personne réalisant une activité à risque de traumatisme.

Pourquoi une attelle ?

Objectifs :

- Favoriser la cicatrisation ligamentaire.
- Limiter les mouvements suivant le ligament lésé.
- Apporter un soutien lors de la reprise d'activités quotidiennes ou sportives.
- Apporter un effet antalgique.

Actions :


- Immobilisation stricte ou relative, voire limitation de l'amplitude articulaire, en fonction du degré de gravité de la pathologie.
- Apporter une stabilité ligamentaire active.
- Agir localement au niveau de la douleur.

2.4 | Lexique pathologie

Tendinite / Tendinopathie

Une tendinite correspond à une inflammation aiguë ou chronique touchant les tendons au niveau de leurs insertions osseuses (enthésopathie) pouvant s'étendre à leurs gaines ou enveloppes protectrices (ténosynovite) et aux bourses séreuses (bursite). Le tendon est un élément de liaison entre un muscle et un os dont le rôle est de transmettre la force musculaire servant à créer le mouvement. Si le tendon a été trop ou mal sollicité, lui ou sa gaine s'enflamme et crée une tendinite.

Localisations de l'inflammation



Symptômes :

- Sensation d'accrochage du tendon.
- Douleur localisée au niveau d'un tendon.
- Rougeur.
- Œdème.

On distingue différents degrés de douleur d'une tendinite :

- **Niveau 1 :** douleur uniquement après une période d'activité.
- **Niveau 2 :** douleur au début de la sollicitation, s'estompant pendant l'exercice et réapparaissant au repos.
- **Niveau 3 :** douleur permanente (présente au réveil et pendant l'exercice). Présence d'un gonflement du tendon (des nodules).

Facteurs de risque :

- Gestes répétitifs au travail (vibrations, mauvaise posture ou maintien prolongé).
- Vieillesse.
- Sport intensif.
- Surpoids.
- Microtraumatismes répétés.
- Ménopause.
- Grossesse.

Profil patient :

Ensemble de la population : prédominance chez les personnes avançant dans l'âge, les sportifs et les femmes enceintes.

Tendinite du poignet

- Neo Soft® 92
- Manutec Soft® Poignet 93
- Manu Easy Soft® Poignet 94

Tendinite de De Quervain

- Manu Easy® Poignet-pouce 99
- Manutec Soft® Poignet-pouce 99

Tendinite du tendon d'Achille

- Chevi Achillo® 126

Conseil associé

- Compresses de froid 219
- **Proposez un rendez-vous de suivi dans 15 jours.**

Tendinite du coude

(Épicondylite, Épitrachléite)

- Fixquick
sangle anti-épicondylite 82
- Epi'R® 82
- Mouv'N Fit® 83
- Epi Control® 83

Tendinite du genou

(Tendinite rotulienne de la patte d'oie, Tendinite du fascia lata...)

- Patel'R® 112
- Genulig Stab® 115

Pourquoi une attelle ?

Objectifs :

- Réduire l'inflammation du tendon.
- Favoriser la cicatrisation.
- Continuer une activité tout en reposant le tendon.
- Apporter un effet antalgique.

Action :

- Mise au repos du tendon.

2.5 Méthodologie d'un entretien patient



1 IDENTIFIER le cas de comptoir

- Prescription d'attelle de traumatologie,
- Prescription mal définie,
- Patient se présentant sans prescription,
- Patient souhaitant une solution pour de la prévention.



2 QUESTIONNER votre patient

- Quelle est l'indication du médecin ?
- Comment la douleur ou les symptômes sont-ils apparus ?
- Quelles sont ses activités quotidiennes ?...



3 EXPLIQUER à votre patient

- L'articulation touchée et la pathologie associée,
- Les objectifs orthopédiques,
- Les éléments mécaniques des produits et les actions recherchées...



4 DÉLIVRER une solution à votre patient

À l'aide des guides de délivrance, des guides synthétiques et des arbres décisionnels.




5 CONSEILLER un produit de relais ou associé

- Les produits de cryothérapie et de thermothérapie,
- Les bandes de contention Neostrap®,
- Les gammes spécialisées Orliman® Maternity, Orliman® FeetPAD, Orliman® Sport,
- Les autres produits disponibles dans votre officine.


Fiche patient

2.6 Sportif

Du simple jogging au tournoi de football en passant par un cours de Zumba®, le sport est devenu un véritable phénomène de société. Les pathologies sportives sont de plus en plus abordées dans la prise en charge et la délivrance des attelles orthopédiques. La prise en charge en pharmacie intervient couramment avant la consultation d'un médecin.



LA PRATIQUE SPORTIVE EN QUELQUES CHIFFRES



⁽¹⁾ Baromètre national des pratiques sportives 2022 - vie-publique.fr

⁽²⁾ Reconnaître une entorse de la cheville - ameli.fr

⁽³⁾ Activité physique : contextes et effets sur la santé - inserm.fr

LES PRINCIPAUX TROUBLES DU SPORTIF

ORIGINE CHRONIQUE

Contrainte imposée durant un certain temps, séries de petites lésions...

Articulation : Arthrose, Pré-arthrose.
Os : Fracture de fatigue.
Tendon : Tendinite, bursite.
Muscle : Syndrome des loges.

- **Apparition de la douleur** : progressive (sans événement déclencheur identifié), douleur survenant à l'effort.

ORIGINE TRAUMATIQUE

Événement accidentel, blessure survenant brutalement...

Articulation / Ligament : Entorse, Luxation.
Os : Contusion, Fracture.
Muscle : Élongation, Claquage, Déchirure, Rupture, Contracture, Contusion, Crampes, Syndrome des loges.
Peau : Éraflures, Ampoules, Brûlures, Plaie, Contusion.

- **Apparition de la douleur** : accidentelle, brutale et immédiate à la suite d'un événement, lésion délimitée avec apparition des symptômes classiques (hématome, rougeur, incapacité fonctionnelle...).



► Orliman® Sport et Skintape® vous proposent une sélection de produits performants, tendances et abordables afin de développer votre accompagnement. **Page 165.**


Fiche patient

2.6 Femme enceinte

Tiraillements, fatigue musculaire, déséquilibre articulaire... Certains maux inhérents à la grossesse peuvent ternir le quotidien des futures mamans. À la recherche de soulagement et de confort, elles démontrent une réelle attente pour des solutions simples et non-médicamenteuses qui leur permettront de vivre plus sereinement leur grossesse.



LA MATERNITÉ EN QUELQUES CHIFFRES



⁽¹⁾ Population par sexe et groupes d'âges, 2023, INSEE.

⁽²⁾ Bilan démographique 2021, INSEE.

LES PRINCIPAUX MAUX LIÉS À LA GROSSESSE

AU 1^{er} TRIMESTRE

- **Fatigue musculaire** : douleurs musculaires dorsales consécutives à une mobilisation brusque, forcée ou inadaptée.
- **Lombalgie** : douleur située dans la région basse du dos, au niveau des cinq vertèbres lombaires.
- **Douleurs ligamentaires** : tiraillements dans le bas du ventre et le haut des jambes pouvant être diffus ou localisés.

AU 2^e TRIMESTRE

- **Sciaticque** : pincement ou irritation du nerf sciatique.
- **Douleurs aux pieds** : hallux valgus, aponévrosite plantaire, métatarsalgie, affaissement de la voûte plantaire, tendinite de la cheville...

AU 3^e TRIMESTRE

- **Pubalgie** : tiraillements et douleurs au niveau du pubis.
- **Syndrome du canal carpien** : compression du nerf médian qui passe par le canal carpien.
- **Insuffisance veineuse** : mauvais retour veineux du sang circulant dans les veines des membres inférieurs.

POST-ACCOUCHEMENT

- **Diastasis** : élargissement de la séparation entre les muscles abdominaux, entraînant un relâchement de la sangle abdominale et laissant un ventre distendu.
- **Prolapsus** : descente d'un ou plusieurs organes (vagin, vessie, utérus, rectum, intestin) hors du petit bassin.

► Orliman® Maternity vous propose une gamme globale de solutions pour accompagner les femmes enceintes durant toute la durée de leur grossesse et après l'accouchement. **Page 151.**



Fiche Patient

2.6 | Personne en surpoids




En France, un adulte sur deux est en surpoids ou obèse. En 2015, 54% des hommes et 44% des femmes étaient concernés (IMC ≥ 25)⁽¹⁾. Parmi eux : 17% des adultes (8,5 millions de personnes) souffrent d'obésité, 30,3% sont en surpoids, les hommes l'étant un peu plus fréquemment que les femmes⁽²⁾.

⁽¹⁾ Surpoids et obésité de l'adulte : définition, causes et risques. Février 2023. ameli.fr

⁽²⁾ Enquête obépi-roche. 2020.

LES FACTEURS DE RISQUE

L'obésité est une maladie multifactorielle caractérisée par une accumulation anormale ou excessive de graisse corporelle. Sa cause fondamentale est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et celles dépensées, en partie due à notre mode de vie sédentaire et à l'augmentation de la consommation d'aliments riches en sucres et en lipides. Elle a des effets négatifs sur le corps et est un facteur de risque majeur pour certaines maladies.



LES COMPLICATIONS ORTHOPÉDIQUES LIÉES À L'OBÉSITÉ



MEMBRES SUPÉRIEURS

- Fracture.

RACHIS LOMBAIRE

- Hyperlordose lombaire et Lombalgie.
- Ostéoporose et Fractures ostéoporotiques.
- Arthrose.

MEMBRES INFÉRIEURS

- Désalignement du genou.
- Ostéoarthrite du genou.
- Pronation du pied/pied plat.
- Arthrose.

Un poids plus important exercé sur les articulations est une charge supplémentaire, ce qui provoque l'aggravation des pathologies possibles telles que l'arthrose, en particulier au niveau des hanches, des genoux et des chevilles.

La détérioration des articulations est renforcée, en particulier celles qui subissent le plus de pression dans notre organisme telles que la colonne lombosacrée, les hanches, les genoux et les chevilles.



► Orliman® One Plus vous propose des solutions adaptées aux patients nécessitant un traitement particulier lié à leurs caractéristiques physiques et morphologiques spécifiques. **Page 157.**

3. Visibilité



3. VISIBILITÉ

CRYO
& BANDES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS

3.1 | Analyse du point de vente & Recommandations

#Vitrine

Rendez-vous

Le / /

Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

#Linéaire Rayon orthopédie

Rendez-vous

Le / /

Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

#Zones promotionnelles Comptoir, tête de gondole...

Rendez-vous

Le / /

Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Présentoirs

Rendez-vous

Le / /

Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cabine de confidentialité

Rendez-vous

Le / /

Situation actuelle	Recommandations	Suivi de recommandations
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3.2 | PLV & Merchandising



Ensemble, partageons le plaisir de satisfaire vos patients, de gagner en expertise et d'accroître votre visibilité.



Afin de développer votre expertise et de mettre en avant vos solutions d'orthopédie et de podologie, nous vous proposons divers outils, permanents ou saisonniers, pour l'équipe officinale ou vos patients.

Activités sportives, Lombalgie, TMS... vos patients sont toujours à la recherche de conseils et d'informations, ils comptent donc sur votre expertise pour les guider et leur délivrer le produit qui leur sera le plus adapté.

En parallèle, la catégorie de l'orthopédie est en plein essor et de plus en plus visible : elle nécessite une segmentation claire et impactante, pour que chacun puisse y trouver la solution adéquate.

Totems, affiches, réglottes, conseils de merchandising... nous vous accompagnons dans la mise en avant de votre rayon afin que votre expertise soit valorisée.



**Toute l'année, nous disposons d'outils permanents
et thématiques afin de dynamiser et animer
votre espace de vente.**



DES OUTILS DE VISIBILITÉ PERMANENTS

1. Écran : Des vidéos régulièrement mises à disposition pour animer vos écrans, à télécharger librement sur pro.orliman.fr. **2. Mannequins :** Adulte ou Enfant, présentez une sélection de produits portés. **3. Affiches :** Parlez de l'orthopédie toute l'année grâce à notre campagne permanente déclinée en 5 affiches. **4. Covering :** Cadre de vitrine, Post-it, Habillage de porte ou Full covering, choisissez le format qui vous convient !

3. VISIBILITÉ

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES

3.2 | PLV & Merchandising

DES OUTILS ACCOMPAGNANT UN LANCEMENT PRODUIT

Exemple : gamme Mouv'N Fit®.



Brochure de lancement



Présentoir de comptoir



Joue




Affiche

DES OUTILS THÉMATIQUES OU SAISONNIERS

Exemple : Rotulig Motion® Édition Limitée Supporters.



Présentoir de comptoir



Vidéo



Fanions



Affiche

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels. Exemple d'assortiment d'outils.

DES OUTILS DE DIFFÉRENCIATION



Affiches



Magazine




Présentoir de comptoir




Joues



Buste et cube



Présentoir



Avec un espace dédié au soin des sportifs, nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive. Pour plus d'informations, rendez-vous page 44 !



CHUT




Affiches



Dépliant patients



Prise de mesures



Présentoir



Réglattes

PODOLOGIE




Affiche



Pas au sol



Présentoir de comptoir



Présentoir



Orlimag

Les Box thématiques

3.2 | Chevibox®, Manubox®, Lombobox® ...



Une Box c'est quoi ?

Une communication ciblée tout au long de l'année, des outils adaptés aux besoins de votre officine.

DES OUTILS POUR VOUS



1. Catalogues produits thématiques. 2. Guides de délivrance. 3. Goodies utiles...

DES OUTILS POUR VOS PATIENTS



4. Blocs questionnaires pour sensibiliser, créer le lien et apprendre à connaître vos patients. 5. Magazines «Orlimag» pour les informer. 6. Outils de communication à disposer en linéaires ou sur le comptoir.

Renseignez-vous auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels. Exemple d'assortiment d'outils.

DES SUPPORTS DE VISIBILITÉ POUR VOTRE OFFICINE



7. Affiches vitrine pour une visibilité impactante. 8. Cubes de présentation. 9. Pièces de mannequin pour une mise en avant des produits, selon offre commerciale.

Mon dos & moi®

3.3 App' mobile pour les patients



80% des Français vont présenter au moins un épisode lombalgique dans leur vie¹ !

Face à la lombalgie, certain(e)s de vos patient(e)s ont pour réflexe de cesser toute activité physique par peur d'avoir encore plus mal. Il peut en résulter une perte d'adaptation à l'effort voire un renfermement sur soi. Malgré les idées reçues, conserver une activité physique est essentiel afin de (re)muscler le dos. Comme l'indique la HAS (Haute Autorité de Santé) : « L'activité physique est le traitement principal permettant une évolution favorable de la lombalgie et d'éviter une récédive ».



L'APPLICATION CONTRE LE MAL DE DOS !


Orliman® vous présente son application mobile **Mon dos & moi®**, tout spécialement développée pour accompagner vos patient(e)s au quotidien durant leurs problèmes de dos.

Au travers d'un contenu riche et varié et d'exercices physiques à pratiquer en toute sécurité, vos patient(e)s apprendront à prendre soin de leur dos au quotidien !



CONSEILS & ASTUCES

Les bons gestes et les bonnes postures du quotidien à adopter pour reprendre de bonnes habitudes.



EXERCICES

Des exercices de musculation, étirement, relaxation... À pratiquer à sa convenance et à programmer pour bénéficier d'un véritable coaching.



BOÎTE À INFOS

De nombreux articles pour en apprendre davantage sur la lombalgie et même des quiz pour tester ses connaissances.



PROFIL

Une courbe de profil à renseigner régulièrement pour garder le contrôle et échanger plus facilement avec son professionnel de santé.



Scannez-moi
pour télécharger
directement l'app' !

Mon dos & moi® est une application de conseils, les informations et les services proposés ne doivent en aucun cas se substituer à une consultation, une visite ou un diagnostic formulé par un professionnel de santé. En cas de doute ou de douleur, demandez conseil à un professionnel de santé. ¹ Source : La lombalgie, un enjeu de Santé publique - ameli.fr - Décembre 2020.

3.4 Démarche catégorielle

Soin des Sportifs

Affiche

Kit réglables avec étiquettes adhésives

Totem double face

Magazine Orlimag

Kit de présentation de produits (genou, cheville & main)

Kit 2 cubes

POUR INFORMER VOS PATIENTS

POUR METTRE EN AVANT VOTRE EXPERTISE

POUR STRUCTURER VOTRE LINÉAIRE

POUR ANIMER VOTRE VITRINE ET INTERPELLER VOS PATIENTS

UNE OFFRE DE COMMUNICATION GLOBALE

Attentifs à l'offre en pharmacie et aux besoins des patients, nous avons renouvelé une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive :

- Proposez une offre de produits globale (grâce à un plan complet),
- Rendez votre expertise visible (différents outils de visibilité),
- Gagnez en expertise (outil de formation)...

Brochure

Brassard de smartphone

Guide d'accompagnement et Livret de formation

Découvrez l'offre **BOX** Orliman® Sport auprès de votre technico-commercial(e).

Mise à disposition des outils selon proposition commerciale et dans la limite des stocks disponibles. Visuels non contractuels.

4. Offre produits



4.1 | Référencement adapté à **votre profil d'officine**

Profil #1

Petits espaces, pas de stock...



Produits en taille unique et/ou bilatéraux :
Neo Confort®, Manutec®...

Produits polyvalents et/ou évolutifs :
Genulig Stab®, L'Évolutive®...

Profil #2

Offrir du choix !



Éventail de solutions produits :
Manu Easy® Poignet, Manutec® Poignet,
Rotulig Motion®, Memostab®, CheviX®...

Profil #3

Leader du marché, gammes Premium...



Produits différenciants :
Technologie BOA® (Fixquick), Impression 3D (Rhizo 3D®)...

Gammes complémentaires :
Orliman® Maternity, Kids, One Plus...

4.2 | Référencement évoluant avec **vos compétences**

Acteur +++ en Orthopédie

Vous êtes force de proposition
au comptoir.



Neo Boxer®, Genuflex Rom®,
Gamme One Plus, Gamme Kids...

Acteur ++ en Orthopédie

Vous êtes engagé dans la délivrance
des produits d'orthopédie.



Fixquick Poignet, Dynamic Fix®,
Rotulig Motion®, CheviX®...

Acteur + en Orthopédie

Vous savez répondre à la prescription.



Manu Easy®, Lombobelt Renfort®,
Genulig Stab®, Memoforme®...

4.3 | Notre recommandation de partenariat

Date de l'audit :

..... / /

TRONC & RACHIS

Rachis cervical

<input type="radio"/> Collier C1	54
<input type="radio"/> Collier C2	54
<input type="radio"/> Collier C2 évolutif	55
<input type="radio"/> Collier C3	56
<input type="radio"/> Collier C4	56

Rachis lombaire

<input type="radio"/> Dynamic Fix®	60
<input type="radio"/> Ceinture Fixquick	60
<input type="radio"/> Dorso Evotec®	61
<input type="radio"/> Lombobelt Activ®	61
<input type="radio"/> Lombobelt Renfort®	62
<input type="radio"/> L'Évolutive®	63
<input type="radio"/> Mouv'N Fit®	63
<input type="radio"/> Lombosoft®	64
<input type="radio"/> Lombofit®	64
<input type="radio"/> Lombobelt®	65
<input type="radio"/> Lombotherm®	65
<input type="radio"/> Dorso Lead®	68
<input type="radio"/> Abdobelt®	68
<input type="radio"/> Abdobelt Stomie®	69

ÉPAULE & BRAS

<input type="radio"/> Should Sport®	74
<input type="radio"/> Should 90®	74
<input type="radio"/> Should 15-30®	76
<input type="radio"/> ShouldOp® (avec coussin 30°)	76
<input type="radio"/> Should 30-45®	77
<input type="radio"/> ShouldOp® (sans coussin)	78
<input type="radio"/> Bandage d'immobilisation d'épaule	78
<input type="radio"/> Should'R®	79
<input type="radio"/> Écharpe universelle d'épaule	79

<input type="radio"/> Écharpe de contention de bras	80
<input type="radio"/> Écharpe de bras maille filet	80
<input type="radio"/> Anneaux claviculaires	81
<input type="radio"/> Elbowlution®	81
<input type="radio"/> Fixquick Sangle anti-épicondylite	82
<input type="radio"/> Epi'R®	82
<input type="radio"/> Mouv'N Fit® Coudière anti-épicondylite	83
<input type="radio"/> Epi Control®	83

POIGNET & MAIN

Poignet

<input type="radio"/> Neo Confort®	88
<input type="radio"/> Neo Immo®	88
<input type="radio"/> Manutec®	89
<input type="radio"/> Manu Easy®	89
<input type="radio"/> Confort Plus®	90
<input type="radio"/> Confort Plus® 27 cm	90
<input type="radio"/> Fixquick	91
<input type="radio"/> Neo Soft®	92
<input type="radio"/> Neo Flex®	92
<input type="radio"/> Mouv'N Fit®	93
<input type="radio"/> Manutec Soft®	93
<input type="radio"/> Manu Easy Soft®	94
<input type="radio"/> Epi Control®	94

Poignet-pouce

<input type="radio"/> Confort Plus®	96
<input type="radio"/> Fixquick	96
<input type="radio"/> Manu Easy® Long	98
<input type="radio"/> Manutec®	98
<input type="radio"/> Manu Easy®	99
<input type="radio"/> Manutec Soft®	99

Pouce

<input type="radio"/> Neo Rhizo Confort®	100
<input type="radio"/> Mouv'N Fit®	100
<input type="radio"/> Manutec®	101
<input type="radio"/> Manu Easy®	102
<input type="radio"/> Rhizo 3D®	102
<input type="radio"/> Rhizo'R®	103
<input type="radio"/> Rhizo MP®	103

Main/Doigts

<input type="radio"/> Neo Boxer® 4 ^e et 5 ^e métacarpes	104
<input type="radio"/> Neo Boxer® 2 ^e et 3 ^e métacarpes	104

<input type="radio"/> Manu Easy Boxer® 4 ^e et 5 ^e métacarpes	105
<input type="radio"/> Manu Easy Boxer® 2 ^e et 3 ^e métacarpes	105
<input type="radio"/> Neo Manufinger®	106
<input type="radio"/> Neo Finger®	106

GENOU

<input type="radio"/> Patel'R®	112
<input type="radio"/> Genuforte®	112
<input type="radio"/> Rotulig Move®	113
<input type="radio"/> Rotulig®	113
<input type="radio"/> Rotulig Motion®	114
<input type="radio"/> Genulig Stab®	115
<input type="radio"/> Rotulig Stab®	116
<input type="radio"/> Flexilig®	118
<input type="radio"/> Altitude®	119
<input type="radio"/> Genurom Neo®	120
<input type="radio"/> Gonartec Plus®	121
<input type="radio"/> Genuflex Rom®	122
<input type="radio"/> Genu'R®	123
<input type="radio"/> Genu'R® 20°	123
<input type="radio"/> Monobloc	123
<input type="radio"/> 3 Pans	124
<input type="radio"/> 3 Pans 20°	124

CHEVILLE & PIED

<input type="radio"/> Cheviforte®	130
<input type="radio"/> Chevi Achillo®	130
<input type="radio"/> Chevilig®	131
<input type="radio"/> CheviX®	131
<input type="radio"/> Fixquick	132
<input type="radio"/> Chevistrap®	132
<input type="radio"/> Memostab®	133
<input type="radio"/> Memoforme®	134
<input type="radio"/> Attelle de cheville Gonflable	134
<input type="radio"/> Botimed®	136
<input type="radio"/> Botimed® Air	136
<input type="radio"/> Botimed® Articulée	137
<input type="radio"/> Chaussure à décharge de l'avant-pied	138
<input type="radio"/> Chaussure de marche Basse	138
<input type="radio"/> Chaussure post-opératoire	139
<input type="radio"/> Chaussure pour pied diabétique	139
<input type="radio"/> Boxia®	140
<input type="radio"/> Boxia® Plus	140
<input type="radio"/> Releveur de pied	141

KIDS

○ Collier C1	144
○ Collier C2	144
○ Neo Rhizo Confort®	144
○ Confort Plus® Poignet	145
○ Confort Plus® Poignet-pouce	145
○ Bandage d'immobilisation d'épaule	146
○ Anneaux claviculaires	146
○ Rotulig®	147
○ 3 Pans	147
○ Genu'R®	147
○ Genu'R® 20°	147
○ Chevilig®	148
○ Chevirap®	148
○ Memoforme®	149
○ Memostab®	149
○ Botimed® Pédiatrique	149

MATERNITY

○ Monaë light®	152
○ Ninaë casual®	152
○ Ninaë evolution®	153
○ Monaë activ®	154
○ Lilaë move®	154
○ Lilaë protect®	155
○ Lilaë soft®	155

ONE PLUS

○ Collier C2	158
○ Ceinture de soutien lombaire	159
○ Ceinture de soutien abdominal	159
○ Attelle de poignet	160
○ Attelle de poignet-pouce	160
○ Attelle de pouce	161
○ Genouillère ligamentaire articulée	162
○ Genouillère ligamentaire articulée réglable	162
○ Attelle de genou articulée	163
○ Attelle de cheville	163

SPORT

○ Épaulière élastique	166
○ Coudière élastique	167
○ Sangle anti-épicondylite	167
○ Attelle de poignet élastique	167
○ Poignet élastique réglable	167
○ Genouillère élastique courte	168
○ Sangle infra-patellaire	168
○ Cuissard élastique	168
○ Molletière élastique	168
○ Chevillère élastique	169
○ Chevillère élastique réglable	169
○ Chaussettes de compression	169
○ Semelles sportives à décharge	169

Skintape®

○ Coudière	172
○ Poignet-Pouce	172
○ Cuissard	173
○ Genouillère	173
○ Molletière	173
○ Chevillère	173

PODOLOGIE

○ Correcteur nocturne Hallux Valgus	176
○ Écarteur & Protecteur Hallux Valgus	176
○ Écarteur de doigts Hallux Valgus	176
○ Séparateur Gel Demi-Lune	177
○ Séparateur & Protecteur 4 ^e et 5 ^e orteils	177
○ Coussinet Gel Talon	178
○ Coussinet Gel Métatarses	178
○ Coussinet Gel Orteils	178
○ Protecteur Hallux Valgus et Cors	179
○ Protection plantaire Métatarses	179
○ Protection plantaire Gel Métatarses	179
○ Protection Gel Talon	180

○ Tube protecteur Gel Orteils et doigts	180
○ Tube protecteur Gel & Tissu Orteils et doigts	180
○ Doigtier protecteur Orteils et doigts	181
○ Protecteur Gel Petit orteil	181
○ Semelles Cosy à mémoire de forme	182
○ Semelles Fines Silicone & tissu	182
○ Semelles Extra Fines Silicone & tissu	183
○ Semelles Invisibles Gel	183
○ Semelles Silicone	184
○ Semelles thermoformables	184
○ Talonnettes insert central	185
○ Talonnettes insert latéral	185
○ Talonnettes plates insert central	185
○ Chaussettes "Voyage"	186
○ Chaussettes Daily "Pieds diabétiques"	187
○ Chaussettes Relax "Pieds diabétiques"	187

CHUT

○ CHUT	189
--------------	-----

CRYO & BANDES

Cryotec®

○ Genulig®	214
○ Kit Compressive	214
○ 2 en 1	215
○ Air/Gel	215
○ Kit dentaire	215

Cryopump®

○ Épaulière	216
○ Genouillère	217
○ Genouillère articulée	217
○ Attelle de genou évolutive	218
○ Chevillère	218

Divers

○ Compresse de froid	219
○ Compresse chaud/froid Thermopad	219
○ Bandes de contention Neostrap®	220

NOTES


A series of horizontal dotted lines for taking notes, starting below the 'NOTES' header and extending to the bottom of the page.

Orliman® la marque d'orthopédie préférée des pharmaciens.

TAUX DE SATISFACTION
GLOBAL DE 97%*



*Merci!
pour votre
confiance.*



*Avec une note de 8.8/10 attribuée chez les clients référant Orliman® comme marque majeure. Etude A+A, oct. 22.



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES



TRONC & RACHIS

La colonne vertébrale (rachis) représente la charpente du tronc du corps humain.

Elle est formée par la superposition des vertèbres (7 vertèbres cervicales, 12 vertèbres thoraciques, 5 vertèbres lombaires), du sacrum et du coccyx. Ces vertèbres sont articulées entre elles par les disques intervertébraux et les éléments associés tels que les muscles et les ligaments.

Les disques intervertébraux permettent la mobilité de la colonne vertébrale (flexion, torsion, rotation) et amortissent les chocs dus aux mouvements du corps tout en répartissant les forces exercées sur les vertèbres. Ce sont de véritables coussinets flexibles permettant aux vertèbres de bouger.

La colonne vertébrale possède deux fonctions essentielles :

Mécanique : Elle possède 3 mouvements de liberté : la flexion/extension dans le plan sagittal (ou longitudinal), l'inclinaison dans le plan frontal (perpendiculaire au plan sagittal) et la rotation axiale.

Neurologique : Les vertèbres protègent la moelle épinière qui chemine dans le canal rachidien et dont le rôle est central dans le système nerveux.

COLLIER CERVICAL SOUPLE

Collier C1


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Torticolis, Cervicarthrose débutante.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système double densité «serpentine» : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 32 kg/m³.




Découpe anatomique



CONFORT

Forme anatomique
bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx.

Plusieurs hauteurs disponibles
pour une meilleure adaptation morphologique.



Prise de mesures :
hauteur de cou, se prend tête droite (regard vers l'horizon), mesurer de la trachée ou menton + tour de cou, prendre la circonférence à la base du cou.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 5 cm		HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	3664338.000384	6034526	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfant	29 - 34 cm	-	-	3664338.000391	6034527	-	-	-	-	-	-
1	30 - 34 cm	-	-	-	-	3664338.000483	6034545	3664338.000407	6034530	3664338.000445	6034538
2	35 - 39 cm	-	-	-	-	3664338.000490	6034547	3664338.000414	6034531	3664338.000452	6034540
3	40 - 44 cm	-	-	-	-	3664338.000506	6034548	3664338.000421	6034533	3664338.000469	6034541
4	45 - 50 cm	-	-	-	-	3664338.000513	6034549	3664338.000438	6034535	3664338.000476	6034544

LPPR : 7132704 / 9,25€^{TTC}

Prescrire : Collier C1 - Orliman®

COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE

Collier C2

TRAUMATIQUE


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Néuralgie cervico-brachiale, Cervicarthrose aiguë, Entorse légère.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système double densité «serpentine» : densité de mousse optimisée pour un port prolongé conservant sa qualité dans le temps,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Renfort intégré inamovible en plastique,
- Densité 32 kg/m³.




Découpe anatomique



CONFORT

Forme anatomique
bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx.

Plusieurs hauteurs disponibles
pour une meilleure adaptation morphologique.



Prise de mesures :
hauteur de cou, se prend tête droite (regard vers l'horizon), mesurer de la trachée ou menton + tour de cou, prendre la circonférence à la base du cou.

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 5 cm		HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	3664338.000254	6034502	-	-	-	-	-	-	-	-
Enfant	29 - 34 cm	-	-	3664338.000261	6034503	-	-	-	-	-	-
1	30 - 34 cm	-	-	-	-	3664338.000278	6034504	3664338.000308	6034509	3664338.000346	6034516
2	35 - 39 cm	-	-	-	-	3664338.000285	6034505	3664338.000315	6034510	3664338.000353	6034518
3	40 - 44 cm	-	-	-	-	3664338.000292	6034507	3664338.000322	6034512	3664338.000360	6034519
4	45 - 50 cm	-	-	-	-	-	-	3664338.000339	6034513	3664338.000377	6034522

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 - Orliman®

COLLIER CERVICAL C2 ÉVOLUTIF EN C1


Collier C2 évolutif

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :**Sans renfort :** Torticolis, Cervicarthrose débutante.**Avec renfort :** Névralgie cervico-brachiale, Cervicarthrose aiguë, Entorse légère.**CARACTÉRISTIQUES :**


- Modèle 2 en 1 évolutif grâce à son renfort amovible permettant le passage d'un collier semi-rigide C2 à un collier souple C1,
- Découpe anatomique qui améliore le maintien vertical et limite le mouvement de rotation de la tête,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 50 kg/m³.

HAUTEUR DE COU
7,5 cmHAUTEUR DE COU
9,5 cmHAUTEUR DE COU
10,5 cm

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	30 - 34 cm	3664338.008649	6323280	3664338.008687	6323285	3664338.008724	6323289
2	35 - 39 cm	3664338.008656	6323281	3664338.008694	6323286	3664338.008731	6323290
3	40 - 44 cm	3664338.008663	6323283	3664338.008700	6323287	3664338.008748	6323291
4	45 - 50 cm	3664338.008670	6323284	3664338.008717	6323288	3664338.008755	6323292

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 évolutif - Orliman®



Découpe anatomique



ÉVOLUTIF

Insertion du renfort
par l'intérieur du collierFixation auto-agrippante
au design premium
pour faciliter la mise en place.

oneplus COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE

Collier C2

TRAUMATIQUE


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme léger des parties osseuses (apophyse épineuse et transverse) et molles (coup du lapin), Soins post-opératoire, Torticolis, Cervicalgie, Cervicobrachialgie, Syndrome de compression, Affection rhumatismale et/ou dégénérative.

CARACTÉRISTIQUES :

- Découpe anatomique améliorant le maintien vertical et limitant le mouvement de rotation de la tête pour une bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx,
- Renfort plastique inamovible pour assurer un port stable,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité 50 kg/m³.

HAUTEUR DE COU
6,5 cmHAUTEUR DE COU
7,5 cmHAUTEUR DE COU
9,5 cmHAUTEUR DE COU
10,5 cm

TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	50 - 53 cm	3664338.008526	6323259	3664338.008557	6323270	3664338.008588	6323273	3664338.008595	6323274
2	53 - 56 cm	3664338.008533	6323268	3664338.008564	6323271	3664338.008625	6323278	3664338.008601	6323275
3	56 - 59 cm	3664338.008540	6323269	3664338.008571	6323272	3664338.008632	6323279	3664338.008618	6323277

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 One Plus - Orliman®



Grandes tailles



SPÉCIFIQUE

Bords arrondis
améliorant le confort.Fixation auto-agrippante
au design premium
pour faciliter la mise en place.

COLLIER CERVICAL RIGIDE

Collier C3

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme cervical, Entorse moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Réglable en hauteur par fixation auto-agrippante,
- Structure plastique.




SPÉCIFIQUE

Bords du collier recouverts
d'un capitonnage
en simili-cuir

TAILLE	TOUR DE COU	ACL 13
1	36 - 40 cm	34010.4640802.2
2	41 - 45 cm	34010.4640819.0
3	46 - 50 cm	34010.4640825.1

LPPR : 7132650 / 15,71€^{TTC}

Prise de mesures :
tour de cou, prendre
la circonférence à
mi-chemin entre la
trachée et le menton.

Prescrire : Collier C3 - Orliman®

COLLIER CERVICAL RIGIDE

Collier C4

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse grave, Trachéotomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Appui sternal (mentonnier) et occipital,
- Immobilisation du rachis cervical avec ouverture trachéale,
- Structure plastique avec plaque perforée permettant la prise de pouls et un passage de canule pour une trachéotomie.



SPÉCIFIQUE

Mentonnière permettant
de limiter le mouvement
de la tête

TAILLE	TOUR DE COU	ACL 13
1	28 - 33 cm	34010.9767950.1
2	33 - 43 cm	34010.9767967.9













LPPR : 7132868 / 18,77€^{TTC}

Prise de mesures :
tour de cou, prendre
la circonférence à
mi-chemin entre la
trachée et le menton.

Prescrire : Collier C4 - Orliman®

Dos

Guide de délivrance

	Discopathie. Hernie discale. Lombarthrose. Spondylarthrose. Tassements vertébraux. Stabilisation lombaire. Lumbago.	Lombalgie aiguë. Lumbago. Lombarthrose.	Lombalgie subaiguë à chronique. Sciatique. Cruralgie.		
OBJECTIF	Stabiliser la zone en souffrance.		Adopter les bonnes postures et diminuer la pression sur les disques intervertébraux.		
ACTION	Réduction du périmètre abdominal pour avoir un effet corset.	Augmentation de la pression intra-abdominale pour obtenir une correction posturale correcte.			
ÉLÉMENT MÉCANIQUE	 <p>Coque rigide ou souple 1 + système de serrage type corset 2</p>	 <p>Baleines dorsales 1 + sangles de serrage combinées à un système de poulies 2</p>	 <p>Baleines dorsales 1 + système de renfort et rappel postural 2 + plastron abdominal 3 + tissu élastique 4</p>		
PROFIL PATIENT TYPE D'ACTIVITÉS	PERSONNE ACTIVE TRÈS ALGIQUE		PERSONNE ACTIVE		
	 <p>Repos professionnel ou activité relevant du secteur tertiaire</p>	 <p>Activité nécessitant un effort soutenu</p>	 <p>Travail de force</p>	 <p>Tertiaire : commerce, transports, bureau...</p>	
DÉLIVRANCE PRODUIT	 <p>Dynamic Fix® p.60 ÉVOLUTIF</p>	 <p>Fixquick p.60 TENDANCE</p>	 <p>Lombobelt Activ® p.61 CONFORT</p>	 <p>Lombobelt Renfort® p.62 CONFORT</p>	 <p>L'Évolutive® p.63 ÉVOLUTIF</p>

← CEINTURES CORSET →

ADAPTER LA DÉLIVRANCE À LA MORPHOLOGIE DU PATIENT

TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR DE LA CEINTURE
< 160 cm	H21 • H23 cm
> 160 cm	H26 • H28 cm

► Indépendamment de la taille du patient, sa posture lors de son activité professionnelle ou de loisir peut avoir un impact sur le choix de la hauteur de sa ceinture :













Posture principale
ACCROUPE

H21 ou H23
possible



Posture principale
DEBOUT

H26 ou H28
possible

Fatigue musculaire passagère. Déficiência musculaire.		Fatigue musculaire et lombalgie passagère liée à la grossesse.	
Adopter les bonnes postures et diminuer la pression sur les disques intervertébraux.	Décontracter les muscles.	Adopter les bonnes postures et diminuer la pression sur les disques intervertébraux.	Recentrer et restaurer l'équilibre naturel.
Augmentation de la pression intra-abdominale pour obtenir une correction posturale correcte.		Soutien musculaire en transférant le poids du bébé sur les hanches.	
 <p>Baleines dorsales 1 + plastron abdominal 2 + tissu élastique 3</p>		 <p>Baleines dorsales 1 + système de rappel postural 2</p>	
PERSONNE ACTIVE		PERSONNE MODÉRÉMENT ACTIVE & SÉNIOR	
 <p>Activités quotidiennes</p>	 <p>Repos</p>	 <p>Prévention - Loisirs</p>	 <p>Durant la grossesse et après l'accouchement</p>
 <p>Lombosoft® p.64</p> <p>LÉGÈRETÉ</p>	 <p>Lombotherm® p.65</p> <p>CONFORT</p>	 <p>Lombobelt® p.65</p> <p>CONFORT</p>	 <p>Ninaé evolution® p.66</p> <p>ÉVOLUTIF</p>

CEINTURES DE SOUTIEN LOMBAIRE →

CEINTURE CORSET

Dynamic Fix® 23 & 28 cm

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Tassements vertébraux, Métastases vertébrales, Spondylolyse, Spondylarthrite, Discarthrose, Post-opératoire, Lombarthrose, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Ostéoporose, Stabilisation lombaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Hauteur du plastron abdominal :
14 cm sur le modèle hauteur 23 cm,
18 cm sur le modèle hauteur 28 cm.




Fournie avec 2 coques interchangeables (thermoformable ou semi-rigide) pour adapter la ceinture aux différentes pathologies du patient (immobilisation renforcée à modérée).



Système multi-poulies au dos associé au réglage par filins permet une contention homogène et un serrage sans effort.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 23 cm		HAUTEUR 28 cm
		EAN 13	ACL 7	ACL 13
1	75 - 85 cm	3664338.001657	6040808	34010.6018166.6
2	85 - 95 cm	3664338.001664	6040809	34010.6018167.3
3	95 - 110 cm	3664338.001671	6040810	34010.6018168.0
4	110 - 125 cm	3664338.001688	6040811	34010.6018169.7
5	125 - 140 cm	3664338.001695	6040812	34010.6018170.3

LPPR : 201E00.05 / 167,69€^{TTC}



Prescrire : Dynamic Fix® - Orliman®

CEINTURE CORSET

Fixquick 26 cm

TRAUMATIQUE



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tassements vertébraux, Spondylolyse, Spondylarthrite, Discarthrose, Post-opératoire, Lombarthrose, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Ostéoporose, Stabilisation lombaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Coque rigide thermoformable offrant un maintien renforcé optimal de la région lombaire et la possibilité d'adapter la ceinture corset aux différentes morphologies tout en évitant les points de pression.



Plastron découpable et indémaillable + rappel postural amovible pour adapter la ceinture corset à la taille du patient.




Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre de serrage.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 26 cm	
		EAN 13	ACL 7
Unique	85 - 140 cm	3664338.008243	6297251

LPPR : 201E00.05 / 167,69€^{TTC}



Prescrire : Ceinture corset Fixquick - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN THORACO-LOMBAIRE

Dorso Evotec® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lumbago, Lombosciatique, Hernie discale, Discopathie, Cruralgie, Spondylolyse et Spondylarthrite, Ostéoporose, Processus dégénératif, Attitude cyphotique, Muscles faibles et atones, Traitement pré et post-chirurgical.

CARACTÉRISTIQUES :**Système dorsal amovible et semi-rigide :**

maintient la colonne vertébrale et s'ajuste en fonction de la morphologie du patient.

Ceinture de soutien lombaire :

- Fine avec double serrage, elle permet de s'adapter aux différentes morphologies,
- Coutures sans fil pour éviter les points de frottement.



2 baleines dorsales amovibles

Matériau élastique dense pour un meilleur maintien dorso-lombaire.


2 sangles de maintien auto-agrippantes réglables pour une meilleure adaptabilité à la taille du patient.

4 baleines dorsales



HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	63 - 75 cm	3664338.007963	6295771
2	75 - 83 cm	3664338.007970	6295772
3	83 - 91 cm	3664338.007987	6295773
4	91 - 99 cm	3664338.007994	6295774
5	99 - 107 cm	3664338.008007	6295776
6	107 - 115 cm	3664338.008014	6295777
7	115 - 123 cm	3664338.008021	6295778

LPPR : 201E00.041 / **89,70€^{TTc}**Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Dorso Evotec® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombobelt Activ® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lomalgie aiguë, Post-opératoire, Lombarthrose, Symptôme sacro-iliaque.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 sangles de serrage combinées à un système de poulies offrant une contention progressive et une correction posturale sans effort,
- Découpe spécifique et matériaux choisis pour offrir un excellent confort,
- Hauteur du plastron abdominal : 16 cm.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm


pour une meilleure adaptation morphologique.



Réglage distinct dorso-lombaire et sacro-lombaire permettant de diminuer les contraintes exercées sur les vertèbres lombaires.

HAUTEUR 21 cm
(patient < 160 cm)HAUTEUR 26 cm
(patient > 160 cm)

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13	ACL 13
1	65 - 75 cm	34015.9713084.7	34010.5172705.7
2	75 - 90 cm	34015.9713090.8	34010.5172728.6
3	90 - 105 cm	34015.9713109.7	34010.5172740.8
4	105 - 120 cm	34015.9713115.8	34010.5172757.6
5	120 - 140 cm	34015.9713121.9	34015.6224640.5

LPPR : 201E00.021 / **47,19€^{TTc}** LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTc}**Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Lombobelt Activ® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombobelt Renfort® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie), Lumbago.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot ajouré unidirectionnel très résistant permettant une contention forte.
- Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort,
- Hauteur du plastron abdominal :
13 cm sur le modèle hauteur 21 cm,
18 cm sur le modèle hauteur 26 cm.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm

pour une meilleure adaptation morphologique.




Double bande de rappel postural favorisant une contention graduelle en fonction de l'effort à fournir.

Baleines rigides à préformer à la main pour un maintien adapté.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		ACL 13		TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	55 - 75 cm	34010.4633877.0	-	-	-
2	75 - 90 cm	34010.4633883.1	60 - 75 cm	34010.4486583.4	
3	90 - 105 cm	34010.4633908.1	75 - 90 cm	34010.4486608.4	
4	105 - 125 cm	34010.4633914.2	90 - 105 cm	34010.4486614.5	
5	125 - 145 cm	34010.6006103.6	105 - 120 cm	34010.4486620.6	
6	-	-	120 - 145 cm	34010.4486637.4	
7	-	-	145 - 160 cm	34010.6005611.7	

LPPR : 201E00.021 / **47,19€^{TTC}** LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**



Prescrire : Lombobelt Renfort® - Orliman®

oneplus

Ceinture de soutien lombaire 32 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie et sciatique, Hernie discale, Spondylolyse et spondylarthrite / arthrose, Tension ou déchirure des muscles ou des ligaments qui soutiennent les vertèbres lombaires,


Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont 2 avec système de fermeture éclair,
- 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la zone abdominale,
- Système de fixation auto-agrippant,
- Hauteur dorsale : 32 cm,
Hauteur du plastron : 32 cm,
- Contient du latex.



Double bande de rappel postural en tissu élastique avec système de passe-main.




4 baleines dorsales en acier galvanisé.



Fermeture éclair antéro-latérale facilitant le positionnement et le réglage de la ceinture.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 32 cm	
		EAN 13	ACL 7
1	132 - 142 cm	8435025.999732	6037713
2	142 - 152 cm	8435025.999749	6037715
3	152 - 162 cm	8435025.999756	6037767
4	162 - 172 cm	8435025.999763	6037770

LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**



Prescrire : Ceinture de soutien lombaire One Plus - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

L'Évolutive® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux fins et souples pour un port prolongé agréable,
- Fixation auto-agrippante n'abîmant pas les vêtements.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm


pour une meilleure adaptation morphologique.

2 coloris disponibles


- noir
- gris



Plastron abdominal de 13 cm
pour plus de confort en position assise.



Système de rappel postural amovible et ajustable en hauteur.



Prise de mesures : tour de taille.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)		HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	
		ACL 13		TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	55 - 75 cm	● 34010.8178045.9 ● 34015.8278999.9		55 - 70 cm	● 34010.8178157.9 ● 34015.8279007.0
2	75 - 90 cm	● 34010.8178111.1 ● 34015.8279036.0		70 - 85 cm	● 34010.8178163.0 ● 34015.8279065.0
3	90 - 105 cm	● 34010.8178134.0 ● 34015.8279013.1		85 - 100 cm	● 34010.8178186.9 ● 34015.8279071.1
4	105 - 125 cm	● 34010.8178140.1 ● 34015.8279059.9		100 - 120 cm	● 34010.8178192.0 ● 34015.8279042.1
5	125 - 140 cm	● 34010.6018175.8 ● 34010.6018174.1		120 - 140 cm	● 34010.8178200.2 ● 34015.8279094.0
LPPR : 201E00.021 / 47,19€ ^{TT}				LPPR : 201E00.022 / 55,86€ ^{TT}	

Prescrire : L'Évolutive® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Mouv'N Fit® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Stabilisation lombaire, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux fins et souples pour un port prolongé agréable,
- Fixation auto-agrippante n'abîmant pas les vêtements.
- Système de rappel postural amovible et ajustable en hauteur.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm


pour une meilleure adaptation morphologique.



Plastron abdominal de 13 cm
pour plus de confort en position assise.



3 coloris disponibles



Prise de mesures : tour de taille.

TAILLE	TOUR DE TAILLE	BLEU MARINE / TURQUOISE		BLEU MARINE / ORANGE		BLEU MARINE / VERT		
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	
HAUTEUR 21 cm (patient < 160 cm)	1	60 - 75 cm	3664338.008762	6327421	3664338.008816	6327428	3664338.008861	6327433
	2	75 - 90 cm	3664338.008779	6327424	3664338.008823	6327429	3664338.008878	6327434
	3	90 - 105 cm	3664338.008786	6327425	3664338.008830	6327430	3664338.008885	6327435
	4	105 - 120 cm	3664338.008793	6327426	3664338.008847	6327431	3664338.008892	6327436
	5	120 - 140 cm	3664338.008809	6327427	3664338.008854	6327432	3664338.008908	6327437
HAUTEUR 26 cm (patient > 160 cm)	1	60 - 75 cm	3664338.008915	6327438	3664338.008960	6327443	3664338.009011	6327811
	2	75 - 90 cm	3664338.008922	6327439	3664338.008977	6327444	3664338.009028	6327812
	3	90 - 105 cm	3664338.008939	6327440	3664338.008984	6327445	3664338.009035	6327813
	4	105 - 120 cm	3664338.008946	6327441	3664338.008991	6327447	3664338.009042	6327814
	5	120 - 140 cm	3664338.008953	6327442	3664338.009004	6327448	3664338.009059	6327815

LPPR : H21 cm : 201E00.021 / 47,19€^{TT} / H26 cm : LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TT}

Prescrire : Ceinture de soutien lombaire Mouv'N Fit® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombosoft® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lombalgie, Lumbago, Sciatalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D procurant une grande souplesse et agissant comme une seconde peau,
- Baleines souples permettant une parfaite adaptation morphologique,
- Baleines dorsales amovibles,
- Hauteur du plastron abdominal : 13 cm.

Tissu en maille aérée
ultra-respirant.

Activités
quotidiennes


LÉGÈRETÉ

Système de passe-doigts
pour faciliter la mise en place.

**Élasticité supérieure
aux bords**
pour un maximum de confort.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE HOMME	TOUR DE TAILLE FEMME	EAN 13	ACL 7
1	60 - 75 cm	55 - 65 cm	3664338.001596	6040802
2	75 - 85 cm	65 - 75 cm	3664338.001602	6040803
3	85 - 100 cm	75 - 90 cm	3664338.001619	6040804
4	100 - 115 cm	90 - 100 cm	3664338.001626	6040805
5	115 - 130 cm	100 - 115 cm	3664338.001633	6040806
6	130 - 140 cm	115 - 125 cm	3664338.001640	6040807

LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Lombosoft® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombofit® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :


**Lumbago, Fatigue musculaire,
Déficience musculaire,**
Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu souple,
- Tricot 3D respirant au niveau des baleines dorsales pour plus de confort,
- 3 tailles,
- Hauteur du plastron abdominal :
15 cm sur le modèle hauteur 21 cm,
17 cm sur le modèle hauteur 26 cm.

2 hauteurs disponibles 21 et 26 cm

pour une meilleure adaptation morphologique.

Activités
quotidiennes

LÉGÈRETÉ

**Système de
passants latéraux**
pour maintenir les sangles
de rappel postural
à portée de main.


**Système
de passe-main**



HAUTEUR 21 cm

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13	ACL 13
1	75 - 95 cm	34010.6017609.9	34010.6017612.9
2	95 - 120 cm	34010.6017610.5	34010.6017613.6
3	120 - 145 cm	34010.6017611.2	34010.6017614.3

LPPR : 201E00.021 / **47,19€^{TTC}** LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Lombofit® - Orliman®

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombobelt® 26 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Fatigue musculaire, Déficience musculaire,
Lumbago, Hernie discale (Sciatalgie, Cruralgie).

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 baleines dorsales et 2 baleines antérieures souples,
- Double système de passe-main,
- Tricot 3D respirant dans le dos pour plus de confort,
- Plastron abdominal double sangle de 17 cm.



Plastron abdominal double sangle
2/3 inférieur et 1/3 supérieur pour une meilleure adaptation à la morphologie du patient.


Tricot perforé à densité plus faible sur la sangle supérieure
moins compressif pour plus de confort.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE HOMME	TOUR DE HANCHES FEMME	ACL 13
1	65 - 75 cm	75 - 85 cm	34010.4486643.5
2	75 - 90 cm	85 - 98 cm	34010.4486666.4
3	90 - 105 cm	98 - 111 cm	34010.4486672.5
4	105 - 120 cm	111 - 125 cm	34010.4486689.3
5	120 - 140 cm	125 - 140 cm	34010.4486695.4

LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

Prescrire : Lombobelt® - Orliman®



CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Lombotherm® 26 cm


CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lumbago, Fatigue musculaire,
Déficience musculaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de maintien de la compresse chaud/froid (fournie) permettant de conserver une mobilité tout en profitant des bienfaits décontractants de la chaleur (thermothérapie), réglable en hauteur et en tricot 3D permettant une progression de la diffusion du chaud/froid.
- Tricot 3D respirant dans le dos pour plus de confort.
- Fixation auto-agrippante micro-injection facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.



Velours extensible
s'adaptant avec souplesse à la morphologie.


Tissu élasthanne
agréable à porter en position assise et procurant au patient un effet seconde peau.

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	70 - 90 cm	34010.2620267.1
2	91 - 110 cm	34010.2620273.2
3	111 - 145 cm	34010.2620296.1

LPPR : 201E00.022 / **55,86€^{TTC}**

Prescrire : Lombotherm® - Orliman®



Fournie avec une compresse chaud/froid Thermopad
Possibilité de commander la compresse seule, voir page 219.



CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Ninaë casual® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

Conception en 2 parties amovibles pour un soutien lombaire optimal et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort.
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse (ligne dégagée à l'aîne), tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Rappel postural ajustable

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003200	6211573	3664338.003217	6211574
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë casual® - Orliman® Maternity

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE MODULABLE

Ninaë evolution® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort,
- **Bandeau intermédiaire souple avec pads de massage exerçant une pression douce sur les zones douloureuses dans le bas du dos,**
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse, ligne dégagée à l'aîne, tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Rappel postural ajustable

Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Bandeau souple avec pads de massage

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003286	6211582	3664338.003293	6211584
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm



Design Switchsystem™

offrant plusieurs choix de combinaisons, plus d'informations page 153.

Prescrire : Ninaë evolution® - Orliman® Maternity

BANDE PELVIENNE

Monaë light®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :


Durant la grossesse : Soulage la lombalgie, les douleurs de la symphyse pubienne (pubalgies), les douleurs pelviennes et/ou sacro-iliaques, Protège le périnée, Prévient et soulage les douleurs sciatiques.

Après l'accouchement : Soulage les douleurs de la symphyse pubienne, Soutient le plancher pelvien, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale (utilisable lors des activités quotidiennes et/ou en position debout prolongée).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bande pelvienne avec système de sangle principale + 2 sangles latérales réglables offrant une contention ferme mais ajustable, sans risque de compression superflue,
- Bande antiglisse pour un bon maintien en position durant les activités quotidiennes.

Pads de massage amovibles
limitant la pression au niveau du coccyx.



Sangles latérales

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003354	6211590

Non remboursé

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Monaë light® - Orliman® Maternity

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL

Monaë activ® 22 cm

CHRONIQUE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits), Soulage la lombalgie, Soutient les muscles abdominaux lors de l'effort, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale.

CARACTÉRISTIQUES :


- Plastron abdominal double accroche + zone de fixation étendue offrant un serrage toujours optimal, adapté selon l'évolution de la morphologie de la patiente,
- Tissu élastique aéré en partie arrière pour une contention homogène et plus de confort.



HAUTEUR 22 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	80 - 95 cm	3664338.003224	6211575
2	95 - 110 cm	3664338.003231	6211576
3	110 - 130 cm	3664338.003248	6211578

LPPR : 201E00.031 / 57,54€^{TTc}



Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Monaë activ® - Orliman® Maternity

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES

CORRECTEUR DE POSTURE

Dorso Lead®



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Dorsalgie, Attitude cyphotique,
Correction de mauvaises positions
et défaut de posture.

CARACTÉRISTIQUES :


- Deux bandes supérieures passant sur les épaules, limitent le mouvement vers l'avant ainsi que la flexion de la colonne vertébrale et l'affaissement du corps,
- Son utilisation régulière permet d'acquérir de bons réflexes en matière de posture,
- Port discret sous un vêtement grâce à sa couleur blanche.



Large bande dorsale en tissu élastique multibande respirant aide à harmoniser l'alignement de la colonne vertébrale avec les épaules et le bassin.

TAILLE	TOUR DE BUSTE	EAN 13	ACL 7
1	70 - 80 cm	3664338.008038	6296833
2	80 - 90 cm	3664338.008045	6296834
3	90 - 100 cm	3664338.008052	6296835
4	100 - 110 cm	3664338.008069	6296836
5	110 - 120 cm	3664338.008076	6296837

Non remboursé



Prescrire : Dorso Lead® - Orliman®

CEINTURE ABDOMINALE

Abdobelt® 18, 25 & 30 cm


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture des côtes (18 et 25 cm), Déficience de la paroi abdominale, Événtration, Post-opératoire, Chirurgie de l'obésité, Hernie simple.

CARACTÉRISTIQUES :

- Baleines souples,
- Plastron cicatriciel découpable et indémaillable en cas de stomie.



Tissu auto-agrippant élastique et aéré avec 2 ressorts spiraliums et 3 ressorts frontaux.



Patte hypogastrique amovible sur les hauteurs 18 et 25 cm.



Fracture des côtes

TAILLE	TOUR DE TAILLE	HAUTEUR 18 cm			HAUTEUR 25 cm			HAUTEUR 30 cm		
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13	
2	70 - 85 cm	34010.4722919.0	34010.4722865.0	34010.4722807.0						
3	85 - 100 cm	34010.4722925.1	34010.4722871.1	34010.4722813.1						
4	100 - 115 cm	34010.4722931.2	34010.4722888.9	34010.4722836.0						
5	115 - 135 cm	34010.4722948.0	34010.4722894.0	34010.4722842.1						
6	135 - 150 cm	34010.6010700.0	34010.6010701.7	34010.6010702.4						

LPPR : 201E00.031 / 57,54€^{TTC} LPPR : 201E00.032 / 71,90€^{TTC} LPPR : 201E00.032 2x201E03.01 / 79,09€^{TTC}

Prescrire : Abdobelt® - Orliman®

CEINTURE ABDOMINALE

Abdobelt Stomie® 25 cm

INDICATIONS :

Traitement post-opératoire
de colostomie et iléostomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fournie avec un gabarit de découpe,
- Tissu élastique aéré avec 8 baleines souples.



SPÉCIFIQUE




Plastra cicatriciel
découvable et indémaillable.



Plaque de renfort
et une bande pour
couvrir la poche.

HAUTEUR 25 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	ACL 13
1	75 - 85 cm	34010.8138761.0
2	85 - 95 cm	34010.8138778.8
3	95 - 105 cm	34010.8138838.9
4	105 - 120 cm	34010.8138873.0

LPPR : 201E00.032 / 71,90€^{TTC}Prise de mesures :
tour de taille.

Prescrire : Abdobelt Stomie® - Orliman®

oneplus

Ceinture de soutien abdominal 29 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Contention d'hernies ventrales petites
ou moyennes, Hypotonie abdominale,
Traitement post-opératoire,
Prophylaxie dans les professions
ou les sports qui sollicitent excessivement
la colonne lombo-sacrée,
Lombalgie, Amélioration de la posture.

CARACTÉRISTIQUES :


- 2 baleines dorsales amovibles
en acier galvanisé,
- 2 renforts souples sur la zone abdominale,
- Système de fermeture par bande auto-agrippante
avec un système de passe-doigt,
- Hauteur dorsale : 29 cm,
Hauteur du plastra : 32 cm.




Découpe anatomique
au-dessus des cuisses
pour un confort optimal.

Grandes
tailles

SPÉCIFIQUE




**Large zone de tissu
auto-agrippant**
pour une adaptation
morphologique optimale.




**Renforts latéraux
semi-rigides**
pour une meilleure contention
des tissus mous.

HAUTEUR 29 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	130 - 140 cm	8435025.999695	6036089
2	140 - 150 cm	8435025.999701	6036090
3	150 - 161 cm	8435025.999718	6036091
4	161 - 172 cm	8435025.999725	6036092

LPPR : 201E00.032 + 3x201E03.01 / 82,68€^{TTC}Prise de mesures :
tour de taille à
l'endroit le plus fort.

Prescrire : Ceinture de soutien abdominal One Plus - Orliman®



CRYO
& BANDES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS













ÉPAULE & BRAS


L'épaule est **une articulation complexe**, elle permet de réaliser des mouvements dans les trois plans de l'espace (horizontal, frontal et sagittal) ainsi qu'un guidage précis des gestes du bras et de la main : mouvements d'abduction/adduction, de flexion/extension et de rotation externe ou latérale/interne ou médiale.

Épaule & Bras

Guide de délivrance

		TRAUMATIQUE			
		Fracture de la clavicule.	Entorse. Luxation. Fracture de l'épaule	Pathologie de la coiffe des rotateurs opérés.	Entorse. Luxation. Rupture ligamentaire. Post-opératoire du coude.
OBJECTIF		Favoriser la consolidation osseuse.	Favoriser la cicatrisation des éléments articulaires et la consolidation osseuse.		Favoriser la cicatrisation des éléments articulaires.
ACTION		Immobilisation stricte.			Immobilisation stricte ou relative.
ÉLÉMENT MÉCANIQUE		 Sangles accromio-claviculaire ① + système de traction réglable ②	 Système d'immobilisation coude au corps	 Système d'immobilisation d'épaule + coussin abduction ①	 Tiges télescopiques avec verrouillage ① + cadran articulé ②
DÉLIVRANCE PRODUIT		 Anneaux claviculaires p.81 LÉGÈRETÉ	 Should 90® p.74 CONFORT Bandage d'immo. d'épaule p.78 CONFORT	 Should 15-30® p.76 ÉVOLUTIF Should 30-45® p.77 ÉVOLUTIF	 Elbowlution® p.81 SPÉCIFIQUE
			 ShouldOP® (sans coussin) p.78 CONFORT Should'R® p.79 FACILE	 ShouldOP® (avec coussin 30°) p.76 ÉVOLUTIF	

← ANNEAUX CLAVICULAIRES × BANDAGES D'IMMOBILISATION × COUSSINS D'ABDUCTION × ATTELLE DE COUDE →

 Niveau d'immobilisation croissant des bandages d'épaule

CHRONIQUE

Paralysie. Hémiplégie

Améliorer le soutien et le confort.

Maintien du bras à angle droit.



Support de bras en tissu / maille.



Should'R®
p.79
FACILE



Écharpe de contention de bras
p.80
CONFORT

<p>Instabilité gléno-humérale et acromio-claviculaire.</p> <p>Recentrer et stabiliser l'articulation de l'épaule.</p>	<p>Tendinite du coude.</p> <p>Réduire l'inflammation du tendon.</p>		
<p>Maintien et coaptation de l'épaule</p>	<p>Mise au repos du tendon.</p>	<p>Limiter l'effort musculaire et la mise en tension excessive des tendons.</p>	
 <p>Système Xstrap® 1</p>	 <p>Pad viscoélastique 1 + sangle</p>	 <p>Éclisse dorsale souple 1 + éclisse palmaire souple 2 + bras de levier court 3</p>	
 <p>Should Sport® p.74 TENDANCE</p>	 <p>Coudière Mouv'N Fit® p.83 TENDANCE</p>	 <p>Sangle Fixquick® p.82 TENDANCE</p>	 <p>Epi'R® p.82 FACILE</p>
			 <p>Epi Control® p.83 ÉVOLUTIF</p>

ÉPAULIÈRE

COUDIÈRE ET SANGLES

ATELLE DE POIGNET

ATELLE COMPLÉMENTAIRE

Pré et post-opératoire cryothérapie.



Épaulière CRYOPUMP®
p.75
CONFORT

ÉCHARPES

ÉPAULIÈRE

Should Sport®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lésion de la coiffe des rotateurs,
Instabilité gléno-humérale,
Instabilité acromio-claviculaire,
Reprise d'activité sportive.

CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle Xstrap® brevetée apportant une contention efficace, empêchant une abduction et une rotation excessive et limitant les déséquilibres musculaires, source d'instabilité de l'épaule,
- Tricot 3D technique, extensible et respirant, limitant la transpiration pendant l'effort.



Système Xstrap®
permet de recentrer
l'articulation gléno-humérale
et de limiter l'instabilité
postérieure.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	ACL 13
S	84 - 94 cm	34015.6183390.3
M	94 - 104 cm	34010.2032257.3
L	104 - 114 cm	34010.2032263.4
XL	114 - 126 cm	34010.2032286.3

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}



Sangle de maintien
pour une utilisation
de la phase d'immobilisation
à la phase de reprise d'activité.



Prescrire : Should Sport® - Orliman®

GILET D'IMMOBILISATION

Should 90®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse acromio-claviculaire, Luxation et fracture de la clavicule (tête humérale, glène, trochiter), Post-opératoire, Neurologie : Paralyse, Hémiplegie.

CARACTÉRISTIQUES :


- Immobilisation spécifique en position coude au corps,
- Fixation auto-agrippante réversible,
- Modèle bilatéral.



Système de mise en place à 3 sangles

TAILLE	TOUR DE POITRINE	ACL 13
1	71 - 85 cm	34010.9802468.3
2	85 - 100 cm	34010.9802474.4
3	100 - 115 cm	34010.9802480.5
4	115 - 130 cm	34010.9802497.3
5	130 - 145 cm	34010.9802505.5

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}



Prescrire : Should 90® - Orliman®

Épaulière Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-opératoire et post-traumatique, Capsulite.

CARACTÉRISTIQUES :


- L'épaulière anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau de l'acromion pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses 3 sangles (dont une amovible) facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 sangle amovible,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.6028940.9
LPPR : 6132607 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : Épaulière Cryopump® - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

33%

des thérapeutes utilisent régulièrement la cryothérapie compressive en post-opératoire.

Source : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

COUSSIN D'ABDUCTION

Should 15-30®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins d'abduction d'épaule 15°
(joindre les 2 coussins pour obtenir
une abduction à 30°),
- Confortable grâce à une meilleure
répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.




Réglage facile
par boucles et clip.



Balle d'exercice de la main
pour maintenir le tonus musculaire et
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	LONGUEUR DE L'AVANT-BRAS	TOUR DE POITRINE	EAN 13	ACL 7
1	22 - 30 cm	56 - 84 cm	3664338.000957	6034897
2	30 - 42 cm	76 - 104 cm	3664338.000964	6034898
3	> 42 cm	92 - 120 cm	3664338.000971	6034899

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}



Prise de mesures :
longueur de l'avant-bras,
coude en flexion à 90°,
mesurer du coude
à la moitié de la main.

Prescrire : Should 15-30® - Orliman®

BANDAGE D'IMMOBILISATION

ShouldOp® (avec coussin 30°)

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Brevet déposé,**
- Modèle anatomique, proche du corps
et confortable au quotidien autorisant
la réalisation d'exercices de rééducation,
- La forme du coussin d'abduction permet
de positionner le bras dans diverses positions
de rotation et d'abduction,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Livré avec un coussin
d'abduction 30°

Système de fixation
du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle
sur les épaules et les cervicales

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.9641611.4

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : ShouldOp® (avec coussin 30°) - Orliman®

COUSSIN D'ABDUCTION

Should 30-45®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fixation post-opératoire du membre supérieur,
Traumatologie du membre supérieur
scapulo-huméral, Pathologie de la coiffe
des rotateurs opérés.

CARACTÉRISTIQUES :

- Coussin d'abduction d'épaule 30° ou 45°,
- Coussin anatomique en tissu Poromax® permettant d'éviter la transpiration,
- Confortable grâce à une meilleure répartition de la charge,
- Modèle bilatéral.



Réglage facile
par boucles et clip.



Balle d'exercice de la main
pour maintenir le tonus musculaire et
améliorer la circulation sanguine.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000988	6034901
LPPR : 6132607 / 15,24€ ^{TTC}		

Prescrire : Should 30-45® - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

80%

des lésions de l'épaule
touchent les structures
autour de l'articulation
ostéo-articulaire,
en particulier les tendons.

Source : L'Assurance Maladie. Épaule douloureuse
chronique : définition, causes, facteurs favorisants.
www.ameli.fr

ShouldOp® (sans coussin)

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralyse, Hémiplégie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Brevet déposé,
- Modèle anatomique, proche du corps et confortable au quotidien,
- Mise en place aisée,
- Modèle bilatéral.



Système de fixation
du bras à la ceinture abdominale.

Pas de passage de sangle
sur les épaules et les cervicales

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.9772709.7
LPPR : 6132607 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : ShouldOp® (sans coussin) - Orliman®

Bandage d'immobilisation d'épaule

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralyse, Hémiplégie.

CARACTÉRISTIQUES :


- Fixation auto-agrippante haute qualité pour un meilleur maintien,
- Modèle bilatéral.



Sangle scapulo-humérale
pour une immobilisation totale.

TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISÉRÉ	ACL 13
Pédiatrique	< 65 cm	Rouge	34010.4529594.4
2 / Enfant	65 - 90 cm	Bleu	34010.4529602.6
3	90 - 105 cm	Violet	34010.4529619.4
4	105 - 120 cm	Blanc	34010.4529625.5
5	120 - 135 cm	Gris	34010.4529588.3
6	135 - 150 cm	Vert	34010.9809559.1

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}



Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®

IMMOBILISATION D'ÉPAULE

Should'R®


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralyse, Hémiplégié.


CARACTÉRISTIQUES :

- Pratique, modèle pouvant se mettre sans assistance,
- Modèle bilatéral.



Maille aérée
dans le dos pour plus de légèreté et de confort.

TAILLE	TOUR DE POITRINE	EAN 13	ACL 7
1	< 95 cm	3664338.001008	6034925
2	95 - 110 cm	3664338.001015	6034926
3	110 - 130 cm	3664338.001022	6034927

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TT}Prise de mesures :
tour de poitrine.

Prescrire : Should'R® - Orliman®

Écharpe universelle d'épaule

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Immobilisation post-traumatique (entorse et luxation), Post-opératoire,
Neurologie : Paralyse, Hémiplégié.

CARACTÉRISTIQUES :

- Fixation auto-agrippante micro-injection facilement repositionnable, sans adhérer aux vêtements,
- Modèle bilatéral,
- Taille unique.



1 sangle de support d'avant-bras
+ 1 sangle scapulo-humérale

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.4660733.3

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TT}

Prescrire : Écharpe universelle d'épaule - Orliman®

Écharpe de contention de bras

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras,
Maintien post-traumatique (entorse et luxation),
Post-opératoire, Neurologie : paralysie, hémiplegie.

CARACTÉRISTIQUES :


- Sangle capitonnée pour un meilleur confort évitant l'effet de cisaillement,
- Languette de soutien du pouce,
- Modèle bilatéral.



Sangle réglable en hauteur
par boucle pour un ajustement adapté.

TAILLE	LONGUEUR COUDE-POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	15 - 21 cm	3664338.000636	6034694
2	21 - 32 cm	3664338.000643	6034695
3	32 - 43 cm	3664338.000650	6034696

LPPR : 6132607 / **15,24€^{TTC}**



Prescrire : Écharpe de contention de bras - Orliman®

Écharpe de bras maille filet


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Soutien et maintien du bras,
Maintien post-traumatique (entorse et luxation),
Post-opératoire, Neurologie : paralysie, hémiplegie.

CARACTÉRISTIQUES :


- Capiton pour le confort de l'épaule,
- Languette de soutien du pouce,
- Sangle réglable en hauteur par boucle pour un ajustement adapté.



Maille filet aérée

TAILLE	LONGUEUR COUDE-POIGNET	ACL 13
1	15 - 21 cm	34010.9767973.0
2	21 - 32 cm	34010.9767996.9
3	32 - 43 cm	34010.9768004.0

LPPR : 6132607 / **15,24€^{TTC}**



Prescrire : Écharpe de bras maille filet - Orliman®

Anneaux claviculaires


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle acromio-claviculaire avec système d'attaches dorsales auto-agrippantes,
- Traction réglable.



Épaulières molletonnées confortables

TAILLE	CARRURE	ACL 13
Pédiatrique	< 24 cm	34010.4871476.3
2 / Enfant	25 - 30 cm	34010.4871482.4
3	30 - 40 cm	34010.4871499.2
4	40 - 50 cm	34010.4871507.4
5	50 - 70 cm	34010.4871513.5

Non remboursé



Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®

ATTELLE DE COUDE ARTICULÉE Elbowlution®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Luxation, Rupture ligamentaire, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 enveloppes capitonnées,
- 4 sangles auto-agrippantes avec attache papillon,
- 1 cadran articulé gradué : flexion de 0° à 120° et extension de 0° à 90° (graduation tous les 15°).



2 tiges télescopiques réglables avec verrouillage par clip de sécurité pour une meilleure adaptabilité et un confort accru.

TAILLE	GAUCHE	DROIT
	ACL 13	ACL 13
Unique	34010.9799424.6	34010.9799418.5

Non remboursé

Prescrire : Elbowlution® - Orliman®

SANGLE DE COMPRESSION ANTI-ÉPICONDYLITE

Fixquick Sangle anti-épicondylite

CHRONIQUE

INDICATIONS :**Épicondylite, Épitrôchléite,**
Prévention des lésions sportives.**CARACTÉRISTIQUES :**


- Mise en place rapide et ajustable,
- Patch amovible avec insert visco-élastique assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations,
- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement.

**Système de fermeture Boa®**

1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.

TAILLE	TOUR DE L'AVANT-BRAS	EAN 13	ACL 7
1	22 - 27 cm	3664338.002609	6123314
2	27 - 32 cm	3664338.002616	6123315

Non remboursé



Prescrire : Sangle de compression anti-épicondylite Fixquick - Orliman®

SANGLE DE COMPRESSION ANTI-ÉPICONDYLITE

Epi'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :**Épicondylite, Épitrôchléite,**
Prévention des lésions sportives.

Inserts antidérapants
garantissant un excellent maintien
de la sangle durant l'exercice.



**Sangle de réglage
graduée**
avec boucle anti-irritilles.



**Patch amovible avec insert
visco-élastique**
assurant une pression
localisée sur le tendon
et limitant les vibrations.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8139306.2

Non remboursé

Pour les sportifs :Produit également disponible
dans la gamme **Orliman® Sport**, page 165.

Prescrire : Epi'R® - Orliman®

COUDIÈRE ANTI-ÉPICONDYLLITE

Mouv'N Fit®


CHRONIQUE

INDICATIONS :**Épicondylite, Épitrôchléite,**

Douleur liée aux gestes répétitifs.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D multidirectionnel avec compression réduite aux extrémités. idéal pour les activités quotidiennes impliquant des gestes répétitifs ou la pratique sportive, tel que le golf ou les sports de raquettes.
- 1 sangle de serrage amovible, permet d'exercer une pression ciblée et adaptée sur les muscles épicondyliens afin de diminuer la tension exercée sur ces derniers durant le mouvement.
- 2 inserts viscoélastiques avec picots, contournant l'épicondyle et l'épitrôchlée, permettent une décharge et une position optimale.

**Pour les sportifs :**Produit également disponible dans la gamme **Orliman® Sport**, page 165.

● BLEU MARINE / TURQUOISE

● BLEU MARINE / ORANGE

● BLEU MARINE / VERT

TAILLE	TOUR DE BRAS	● BLEU MARINE / TURQUOISE		● BLEU MARINE / ORANGE		● BLEU MARINE / VERT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	22 - 26 cm	3664338.008380	6315282	3664338.008427	6315286	3664338.008465	6315291
2	26 - 29 cm	3664338.008397	6315283	3664338.008434	6315287	3664338.008472	6315292
3	29 - 32 cm	3664338.008403	6315284	3664338.008441	6315289	3664338.008489	6315293
4	32 - 36 cm	3664338.008410	6315285	3664338.008458	6315290	3664338.008496	6315295

Non remboursé

Prescrire : Coudière anti-épicondylite Mouv'N Fit® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Epi Control®

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Tendinite ou tendinopathies du coude : Épicondylite et Épitrôchléite,
Tendinite ou tendinopathies du poignet : Tendons des muscles extenseurs ou fléchisseurs du poignet ou du carpe.

Entorse ligamentaire antérieure ou postérieure du poignet et du carpe.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses souples (dorsale et palmaire) amovibles, limitant la flexion et l'extension du poignet à 10°,
- Système de fermeture 1 point lacet sur la main permettant de contrôler la flexion et l'extension.

ÉPICONDYLLITE**ÉPITRÔCHLÉITE**

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.007369	6287392
2	16 - 18 cm	3664338.007376	6287393
3	18 - 20 cm	3664338.007383	6287394

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Epi Control® - Orliman®



3 coloris disponibles




Système de fermeture par sangles auto-agrippantes
 au niveau de l'avant-bras ainsi qu'au poignet afin d'optimiser l'action des éclisses.

La première attelle de poignet qui agit sur le coude !

Grâce à son système d'éclisses limitant la flexion/extension du poignet, l'attelle de poignet Epi Control® agit sur les pathologies du coude : l'épicondylite et l'épitrôchléite.





TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES



POIGNET & MAIN

La main (du latin manus) est située à l'extrémité des membres supérieurs. Complexe, elle est capable d'effectuer des actions et des mouvements différents.




Serrer, frapper, écrire, dessiner... la main est un véritable outil du quotidien qui compte 23 degrés de liberté.

Organe de la préhension, elle assure des fonctions essentielles, d'exploration, de sensibilité ou encore d'expression grâce à son agilité et sa dextérité.

La main possède 27 os répartis en trois catégories : les os du carpe, les métacarpiens et les phalanges.

Poignet & Main

Guide de délivrance

		TRAUMATIQUE				
		Fracture des métacarpes.	Luxation des doigts.	Entorse du poignet.	Entorse du poignet-pouce. Suspicion de fracture du scaphoïde.	Entorse du pouce.
OBJECTIF		Favoriser la consolidation osseuse.	Favoriser la cicatrisation des éléments touchés.			
ACTION		Immobilisation stricte.				
ÉLÉMENT MÉCANIQUE		 Éclisses dorsales 1 + éclisse palmaire 2	 Éclisse palmaire modelable 1	 Éclisse dorsale 1 + éclisse palmaire 2	 Éclisse latérale avec reposoir 1 + éclisse palmaire 2 + éclisse dorsale	 Système de mise au repos de l'articulation en position physiologique (par éclisse 1 ou attelle préformée)
		↓	↓	↓	↓	↓
DÉLIVRANCE PRODUIT		ATTELLES DE POIGNET-DOIGTS	ATTELLE DE DOIGTS	ATTELLES DE POIGNET LONG	ATTELLES DE POIGNET-POUCE LONG	ATTELLES DE POUCE
		 Manu Easy Boxer® 4/5 p.105 Manu Easy Boxer® 2/3 p.105 FACILE	 Neo Finger® p.106 ÉVOLUTIF	 Neo Confort® p.88 Neo Immo® p.88 CONFORT	 Manu Easy® Poignet-pouce long p.98 Confort Plus® Poignet-pouce p.96 FACILE	 Neo Rhizo Confort® p.100 Mouv'N Fit® Pouce® p.100 CONFORT
		 Neo Boxer® 4/5 p.104 Neo Boxer® 2/3 p.104 CONFORT	 Neo Manufinger® p.106 CONFORT	 Confort Plus® Poignet p.90 Manu Easy® Poignet p.89 CONFORT	 Manutec® Poignet-pouce p.98 Fixquick® Poignet-pouce p.96 LÉGÈRETÉ	 Manutec® Pouce p.101 LÉGÈRETÉ
			 Manutec® Poignet p.89 Fixquick® Poignet p.91 LÉGÈRETÉ	 Manutec® Poignet-pouce p.98 Fixquick® Poignet-pouce p.96 LÉGÈRETÉ		

← CHRONIQUE →

Rhizarthrose confirmée.	Rhizarthrose débutante.	Arthrose du poignet.	Syndrome du canal carpien.	Tendinopathie du poignet.	Tendinite de De Quervain.
Éviter le conflit articulaire douloureux.			Éviter la compression.	Réduire l'inflammation du tendon.	
Limitation des frottements osseux.			Soutien / maintien de l'articulation.		
 <p>Système de mise au repos de l'articulation en position physiologique (par éclisse 1 ou attelle préformée)</p>		 <p>Éclisse palmaire 1 + bras de levier court 2</p>		 <p>Éclisse de pouce 1 + éclisse palmaire 2 + bras de levier court 3</p>	
<p>↓</p> <p>ATTELLES DE POUCE</p>		<p>↓</p> <p>ATTELLES DE POIGNET COURT</p>		<p>↓</p> <p>ATTELLES DE POIGNET-POUCE COURT</p>	
 <p>Manu Easy® Pouce p.102 FACILE</p>  <p>Mouv'N Fit® Pouce p.100 TENDANCE</p>  <p>Rhizo MP® p.103 CONFORT</p>		 <p>Mouv'N Fit® Poignet p.93 TENDANCE</p>  <p>Manutec Soft® Poignet p.93 LÉGÈRETÉ</p>		 <p>Manu Easy® Poignet-pouce p.99 FACILE</p>	
 <p>Manutec® Pouce p.101 LÉGÈRETÉ</p>  <p>Neo Rhizo Confort® p.100 CONFORT</p>		 <p>Neo Soft® p.92 CONFORT</p>  <p>Neo Flex® p.92 CONFORT</p>		 <p>Manutec Soft® Poignet-pouce p.99 LÉGÈRETÉ</p>	
 <p>Rhizo 3D® p.102 TENDANCE</p>  <p>Rhizo'R® p.103 LÉGÈRETÉ</p>		 <p>Manu Easy® Soft Poignet p.94 FACILE</p>			
<p>Niveau d'immobilisation croissant des attelles de pouce</p> 					

ATELLE DE POIGNET

Neo Confort®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Livrée avec gantelet en coton jersey,
- Modèle bilatéral,
- Taille unique.

**2 éclisses amovibles
repositionnables**
(palmaire et dorsale)
ajustables et auto-agrippantes.



Hauteur 22 cm
permettant un bras de levier
plus important et améliorant
ainsi la qualité de l'immobilisation.

Matière élastique
favorisant l'immobilisation
du poignet en apportant
un effet antalgique.



TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000148	6033020

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**

Prescrire : Neo Confort® - Orliman®

ATELLE DE POIGNET

Neo Immo®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Immobilisation totale en flexion palmaire et dorsiflexion,
- Facile à positionner grâce aux 3 sangles extensibles,
- Modèle bilatéral.

**2 éclisses amovibles
repositionnables**
(palmaire et dorsale)
ajustables et auto-agrippantes.



Hauteur 22 cm
permettant un bras de levier
plus important et améliorant
ainsi la qualité de l'immobilisation.

Tissu en tricot respirant
pour plus de confort
tout au long de la journée.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 16 cm	34015.6116181.5
Universelle	> 16 cm	34015.6116169.3

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**Prise de mesures :
tour de poignet.

Prescrire : Neo Immo® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Manutec® Poignet

TRAUMATIQUE



INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Immobilisation optimale du poignet
système de triple baleinage, 2 dorsales et 1 palmaire.



Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation auto-agrippante.



Confort palmaire accru
système de réglage par double sangle auto-agrippante permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010205.0
2	18 - 22 cm	34010.6010201.2

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Manutec® Poignet - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Manu Easy® Poignet


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 éclisses : 1 dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit) et 1 palmaire,
- 1 sangle de serrage intermédiaire au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsale et palmaire au niveau de la main,
- Ergonomique et légère.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.000537	6034555	3664338.000551	6034557
2	16 - 18 cm	3664338.000544	6034556	3664338.000568	6034558
3	18 - 20 cm	3664338.000520	6034554	3664338.000575	6034559

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**

Prescrire : Manu Easy® Poignet - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Confort Plus® Poignet

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Légère et confortable,
- Boucles de serrage anti-vrilles,
- Se positionne et se règle d'une seule main,
- Existe en taille universelle.

Protection
de la commissure
du pouce



Éclisse dorsale
sur la taille universelle.



Éclisse palmaire amovible
en aluminium modelable.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 10 cm	3664338.000131	6032982	3664338.000063	6032973
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000124	6032980	3664338.000056	6032972
1	12 - 16 cm	3664338.000094	6032977	3664338.000025	6032968
2	16 - 18 cm	3664338.000100	6032978	3664338.000032	6032970
3	18 - 20 cm	3664338.000117	6032979	3664338.000049	6032971
Universelle	> 16 cm	3664338.000087	6032976	3664338.000070	6032974

LPPR : 7132822 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET

Confort Plus® Poignet 27 cm


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Une éclisse palmaire amovible et modelable et 2 éclisses dorsales souples,
- Positionnement et réglage à une main grâce à son système de serrage 4 points avec boucles anti-vrilles,
- Légère et confortable.



1 éclisse palmaire et 2 dorsales
allant du pouce jusqu'au milieu de l'avant bras
pour une immobilisation optimale.

Serrage 4 points
avec boucles anti-vrilles
pour une mise en place facile et un réglage
optimal selon la morphologie du patient.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6031277.0	34010.6031282.4
2	16 - 18 cm	34010.6031278.7	34010.6031283.1
3	18 - 20 cm	34010.6031279.4	34010.6031284.8

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Confort Plus® Poignet 27 cm - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET

Fixquick Poignet


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet, Entorse, Contusion, Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement,
- Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable,
- Deux baleinages dorsaux en plastique souple,
- Tissus intérieurs suédine et élasthanne testés et garantis non irritants pour la peau. ISO 10993-10/2010.

**Système de fermeture Boa®**

1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	13,5 - 14,5 cm	3664338 . 002449	6123296	3664338 . 002401	6123290
2	14,5 - 16 cm	3664338 . 002456	6123297	3664338 . 002418	6123291
3	16 - 17,5 cm	3664338 . 002463	6123299	3664338 . 002425	6123294
4	17,5 - 19 cm	3664338 . 002470	6123300	3664338 . 002432	6123295

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Attelle de poignet Fixquick - Orliman®



oneplus

Attelle de poignet

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Entorse, Tendinite, Arthrose et arthrite, Syndrome du canal carpien, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Boucles anti-vrilles.

Tissu élastique

sur la partie dorsale pour faciliter la mise en place.



Attaches auto-agrippantes
grande taille
et découpables.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025 . 999909	6036046	8435025 . 999879	6036042
2	21 - 23 cm	8435025 . 999916	6036047	8435025 . 999886	6036043
3	23 - 25 cm	8435025 . 999923	6036048	8435025 . 999893	6036044

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Attelle de poignet One Plus - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET

Neo Soft®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :


- Modèle très léger avec un bon maintien et soutien,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Taille unique.

Mise en place aisée
grâce à la sangle de pré-positionnement.



Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

Matière élastique
favorisant le maintien du poignet en apportant un effet antalgique.



	GAUCHE	DROIT
TAILLE	ACL 13	ACL 13
Unique	34010. 6018540. 4	34010. 6018539. 8

LPPR : 7132822 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Neo Soft® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Neo Flex®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :



- Modèle très léger,
- Design anatomique permettant une grande liberté de mouvement des doigts,
- Éclisse palmaire en aluminium, modelable et amovible,
- Tissu en tricot respirant,
- Taille unique.

Sangle extensible
pour un maintien optimal de l'attelle.



Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

Fixation auto-agrippante micro-injection
facilement repositionnable sans adhérer aux vêtements.



	GAUCHE	DROIT
TAILLE	ACL 13	ACL 13
Unique	34015. 9719684. 3	34015. 9719767. 3

LPPR : 7132822 / 41,64€^{TTC}

Prescrire : Neo Flex® - Orliman®

ATELLE DE POIGNET

Mouv'N Fit®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse palmaire amovible et modelable,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.



Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation auto-agrippante.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 14 cm).



Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiralium.



3 coloris disponibles

● BLEU MARINE / TURQUOISE

● BLEU MARINE / ORANGE

● BLEU MARINE / VERT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	BLEU MARINE / TURQUOISE		BLEU MARINE / ORANGE		BLEU MARINE / VERT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	3664338.009073	6327830	3664338.009097	6327833	3664338.009110	6327836
2	18 - 22 cm	3664338.009080	6327832	3664338.009103	6327834	3664338.009127	6327838

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Attelle de poignet Mouv'N Fit® - Orliman®

ATELLE DE POIGNET

Manutec Soft® Poignet

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse palmaire amovible et modelable,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y à 2 points de fixation auto-agrippante.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 14 cm).



Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiralium.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	3664338.002012	6041801
2	18 - 22 cm	3664338.002029	6041802

LPPR : 7132791 / 56,64€^{TTC}

Prescrire : Manutec Soft® Poignet - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Manu Easy Soft® Poignet



CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinopathie du poignet (TMS) : Tendinite, Ténosynovite et syndrome du canal carpien, Arthrose, Syndrome de la souris d'ordinateur.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse palmaire amovible et modelable,
- 1 éclisse dorsale,
- 1 sangle de serrage intermédiaire,
- Ergonomique et légère.



Système de serrage 1 point par lacet permettant un ajustement rapide et uniforme de la contention.



Bras de levier plus court adapté à l'utilisation pendant le travail (hauteur 16 cm).

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 17 cm	3664338.003545	6219380	3664338.003569	6219382
2	17 - 20 cm	3664338.003552	6219381	3664338.003576	6219383

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Manu Easy Soft® Poignet - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET

Epi Control®

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Tendinite ou tendinopathies du poignet : Tendons des muscles extenseurs ou fléchisseurs du poignet ou du carpe.
Tendinite ou tendinopathies du coude : Épicondylite et Épitrôchléite,

Entorse ligamentaire antérieure ou postérieure du poignet et du carpe.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses souples (dorsale et palmaire) amovibles, limitant la flexion et l'extension du poignet à 10° et offrant la possibilité d'adapter le port de l'attelle au traitement du patient,
- Système de fermeture 1 point lacet sur la main permettant de contrôler la flexion et l'extension.



Système de fermeture par sangles auto-agrippantes au niveau de l'avant-bras ainsi qu'au poignet afin d'optimiser l'action des éclisses.



La première attelle de poignet qui agit sur le coude !

Grâce à son système d'éclisses limitant la flexion/extension du poignet, l'attelle de poignet Epi Control® agit sur les pathologies du coude : l'épicondylite et l'épitrôchléite.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.007369	6287392
2	16 - 18 cm	3664338.007376	6287393
3	18 - 20 cm	3664338.007383	6287394

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**



Prescrire : Epi Control® - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

87%

des maladies professionnelles en France sont des troubles musculo-squelettiques (TMS) et 38% d'entre elles sont des atteintes du poignet-doigt-main.

Source : Comprendre le syndrome du canal carpien.
www.ameli.fr - Juillet 2022.

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

Confort Plus® Poignet-pouce


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 éclisses (latérale amovible et palmaire) en aluminium modelable,
- Réglage par sangles et boucles anti-vrilles,
- Pince de crabe libérée par l'association d'une sangle et d'un repose pouce,
- Existe en taille universelle avec éclisse dorsale ajustable au poignet (circonférence variable).



Éclisse latérale dotée d'un reposeur
évite une mauvaise rotation du pouce.



GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000247	6033034	3664338.000186	6033026
1	12 - 16 cm	3664338.000216	6033031	3664338.000155	6033021
2	16 - 18 cm	3664338.000223	6033032	3664338.000162	6033024
3	18 - 20 cm	3664338.000230	6033033	3664338.000179	6033025
Universelle	> 16 cm	3664338.000209	6033030	3664338.000193	6033027

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Confort Plus® Poignet-pouce - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

Fixquick Poignet-pouce

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Serrage et desserrage homogènes, sans point de pression et sans frottement,
- Éclisse palmaire amovible en aluminium modelable,
- Éclisse latérale dotée d'un reposeur pour éviter une mauvaise rotation du pouce,
- Deux baleinages dorsaux en plastique souple,
- Tissus intérieurs suédine et élasthanne testés et garantis non irritants pour la peau. ISO 10993-10/2010.

**Système de fermeture Boa®**

1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	13,5 - 14,5 cm	3664338.002524	6123306	3664338.002487	6123302
2	14,5 - 16 cm	3664338.002531	6123307	3664338.002494	6123303
3	16 - 17,5 cm	3664338.002548	6123308	3664338.002500	6123304
4	17,5 - 19 cm	3664338.002555	6123309	3664338.002517	6123305

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Fixquick Poignet-pouce - Orliman®

Attelle de poignet-pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose (y compris rhizarthrose) et arthrite, Syndrome du canal carpien, Syndrome de De Quervain,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Écisse latérale préformée, modelable et amovible,
- 1 Écisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Écisses dorsales souples,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection interne dans la zone du pouce améliorant le confort durant l'immobilisation.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800143	6036052	8435025.999992	6036049
2	21 - 23 cm	8435491.800150	6036053	8435491.800129	6036330
3	23 - 25 cm	8435491.800167	6036088	8435491.800136	6036050

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Attelle de poignet-pouce One Plus - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

70%

des fractures des os du carpe touchent le Scaphoïde, petit os situé dans le poignet, à la racine du pouce.

Source : Société Française de Médecine d'Urgence, Les traumatismes de la main.

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

Manu Easy® Poignet-pouce Long

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 3 éclisses : une dorsale ajustable (2 fourreaux gauche/droit), une palmaire et une latérale dotée d'un reposoir pour éviter une mauvaise rotation du pouce,
- 1 sangle de serrage intermédiaire au niveau des doigts permettant de parfaitement solidariser les éclisses dorsales et palmaire au niveau de la main,
- Ergonomique et légère.

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.003149	6167857	3664338.003156	6167858
2	16 - 18 cm	3664338.003163	6167859	3664338.003170	6167860
3	18 - 20 cm	3664338.003194	6167862	3664338.003187	6167861

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Manu Easy® Poignet-pouce Long - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-POUCE

Manutec® Poignet-pouce

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Suspicion de fracture du scaphoïde,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Confort palmaire accru grâce au système de réglage par double sangle auto-agrippante permettant l'ajustement en largeur de la zone métacarpienne,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Attelle de pouce amovible
en aluminium modelable.



Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y
à 2 points de fixation auto-agrippante.

Immobilisation optimale du poignet
grâce au système de triple baleinage,
2 dorsales et 1 palmaire.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010204.3
2	18 - 22 cm	34010.6010207.4

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Manutec® Poignet-pouce - Orliman®

ATELLE DE POIGNET-POUCE

Manu Easy® Poignet-pouce

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Tendinite de De Quervain,
Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Bras de levier court pour un meilleur confort d'utilisation,
- Ergonomique et légère.

Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.



Découpe ergonomique
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338.001527	6038575	3664338.001497	6038572
2	16 - 18 cm	3664338.001534	6038576	3664338.001503	6038573
3	18 - 20 cm	3664338.001541	6038577	3664338.001510	6038574

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Manu Easy® Poignet-pouce - Orliman®

ATELLE DE POIGNET-POUCE

Manutec Soft® Poignet-pouce

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Tendinite de De Quervain,
Rhizarthrose phase aiguë.

CARACTÉRISTIQUES :

- Attelle de pouce amovible permettant une utilisation évolutive en immobilisant le poignet et le pouce ou le poignet seul,
- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Conception sans couture permettant de supprimer tout phénomène d'irritation,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Attelle de pouce amovible
en aluminium
modelable.



Maintien optimal du poignet
grâce aux 2 ressorts spiraliuim.



Mise en place et ajustement faciles
grâce au système de sangle Y
à 2 points de fixation auto-agrippante.

Bras de levier plus court
adapté à l'utilisation pendant
le travail (hauteur 14 cm).

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	3664338.001817	6041322
2	18 - 22 cm	3664338.001800	6041321

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}

Prescrire : Manutec Soft® Poignet-pouce - Orliman®

ATELLE DE POUCE

Neo Rhizo Confort®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

**Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire
du pouce, Rhizarthrose confirmée.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Écisse amovible et repositionnable (modèle ambidextre) à disposer en cas d'entorse du pouce pour immobiliser,
- Fixation auto-agrippante de pré-positionnement permettant un ajustement efficace de l'attelle,
- Modèle bilatéral.

**Écisse latérale
amovible et modelable**
permet de maintenir le pouce.

**Dédoublage
de la sangle**
pour une mise en place
facilitée.

Résistant
à l'eau

CONFORT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0 / Enfant	< 14 cm	34010. 6018535 . 0
Unique	> 14 cm	34010. 6018536 . 7
LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}		

Prise de mesures :
tour de poignet.

Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®

Fixation auto-agrippante
de pré-positionnement

ATELLE DE POUCE

Mouv'N Fit®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

**Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Rhizarthrose confirmée.**

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.

Conception sans couture
pour supprimer tout phénomène
d'irritation.

Sans
couture

TENDANCE

Écisse en aluminium modelable
permet une immobilisation optimale.



3 coloris disponibles

Prise de mesures :
tour de poignet.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	BLEU MARINE / TURQUOISE		BLEU MARINE / ORANGE		BLEU MARINE / VERT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 18 cm	3664338.009134	6327839	3664338.009158	6327841	3664338.009172	6327844
2	18 - 22 cm	3664338.009141	6327840	3664338.009165	6327842	3664338.009189	6327845

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de pouce Mouv'N Fit® - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

Manutec® Pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Rhizarthrose confirmée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissage 3 couches respirant et extrêmement léger,
- Modèle très aéré pour plus de confort,
- Modèle bilatéral.



Éclisse en aluminium
modelable

permet une immobilisation optimale.

Conception sans couture

pour supprimer tout phénomène d'irritation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
1	14 - 18 cm	34010.6010202.9
2	18 - 22 cm	34010.6010203.6

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Manutec® Pouce - Orliman®

oneplus

Attelle de pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse (ex. : pouce du skieur),
Rhizarthrose et arthrite carpo-métacarpienne du pouce,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse latérale modelable au niveau de la colonne du pouce,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce
pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection
interne dans la zone du pouce
améliorant le confort durant
l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800235	6036038	8435491.800266	6036035
2	21 - 23 cm	8435491.800242	6036040	8435491.800273	6036036
3	23 - 25 cm	8435491.800259	6036041	8435491.800280	6036037

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}



Prescrire : Attelle de pouce One Plus - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

Manu Easy® Pouce

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Rhizarthrose confirmée,

Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Ergonomique et légère,
- Modèle bilatéral.



Sangle de serrage
au niveau du pouce
procurant une parfaite
immobilisation.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

Éclisse de pouce préformée
pour un maintien optimal en position
physiologique dans l'alignement
du bras.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
1	14 - 17 cm	3664338.002654	6154653
2	17 - 20 cm	3664338.002661	6154656

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**



Prescrire : Manu Easy® Pouce - Orliman®

ATTELLE DE POUCE

Rhizo 3D®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement de la rhizarthrose confirmée,
immobilisation post-opératoire (ex. : arthroplastie),

Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- **Aérée et légère** : solution discrète et pratique qui améliore le confort et l'acceptation du produit au quotidien,
- **Préformée & rigide** : immobilisation optimale de l'articulation métacarpophalangienne maintenant l'écartement du pouce dans son axe physiologique,
- **Résistante à l'eau** : adaptée à une utilisation domestique quotidienne ou en milieux professionnels nécessitant une immersion en eaux chaudes ou froides,
- **Simple d'utilisation** : grâce au système intuitif de fermeture à crans, se positionne, se règle et se retire très facilement,
- **Facile d'entretien** : totalement lavable à l'eau savonneuse et sèche rapide pour une hygiène optimale.



Design optimisé
pour un poids ultra-léger
(environ 12 gr).




GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE LA MAIN	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	17 - 19 cm	3664338.007062	6261843	3664338.007093	6261846
2	19 - 21 cm	3664338.007079	6261844	3664338.007109	6261847
3	21 - 23 cm	3664338.007086	6261845	3664338.007116	6261848

LPPR : 7132756 / **43,32€^{TTC}**



Prescrire : Rhizo 3D® - Orliman®

ATELLE DE POUCE

Rhizo'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement de la rhizarthrose confirmée,
immobilisation post-opératoire (ex. : arthroplastie),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce,
Lésions sportives (ex. : pouce du skieur).

CARACTÉRISTIQUES :

- Système de fermeture à 3 sangles
pour plus d'adaptabilité morphologique.



LÉGÈRETÉ



Attelle préformée,
rigide et aérée
pour un maintien optimal
et un confort accru.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	LARGEUR DE LA BASE DE LA PAUME	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	5,5 - 6,5 cm	3664338 . 002708	6154660	3664338 . 002678	6154657
2	6,5 - 7,5 cm	3664338 . 002715	6154662	3664338 . 002685	6154658
3	7,5 - 9 cm	3664338 . 002722	6154663	3664338 . 002692	6154659

LPPR : 7132756 / 43,32€^{TTC}

Prise de mesures :
largeur de la base
de la paume.

Prescrire : Rhizo'R® - Orliman®

ATELLE DE POUCE

Rhizo MP®

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Inflammation, Tendinopathie du pouce,
Irritation de l'articulation carpienne
et métacarpienne du pouce (MP),
Rhizarthrose débutante,
Reprise d'activité après lésion
des ligaments latéraux du pouce.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design anatomique permettant une totale liberté
de mouvement du poignet,
- Légère et confortable.

Éclisse en aluminium
modelable
pour une adaptation
personnalisée.



GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
1	< 15 cm	34010 . 5379978 . 6	34010 . 5379955 . 7	34010 . 5379955 . 7	34010 . 5379955 . 7
2	> 15 cm	34010 . 5379984 . 7	34010 . 5379961 . 8	34010 . 5379961 . 8	34010 . 5379961 . 8

LPPR : 7132756 / 43,32€^{TTC}

Prise de mesures :
tour de poignet.

Prescrire : Rhizo MP® - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Neo Boxer® 4^e et 5^e métacarpes

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 4^e et/ou 5^e métacarpe,
Immobilisation post-opératoire.



CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse de doigts à fixation auto-agrippante pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.

2 éclisses dorsales modelables
permettant d'adapter l'immobilisation
selon les besoins du patient.



Conception innovante
en 2 zones distinctes permettant le positionnement
et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

**1 éclisse palmaire**

modelable et pré-formée à la forme de la main
pour apporter une immobilisation optimale
tout en maintenant un grand niveau de confort.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6018549.7	34010.6018553.4	34010.6018551.0	34010.6018554.1
2	16 - 18 cm	34010.6018552.7	34010.6018555.8		
3	18 - 20 cm				

LPPR : 7132762 / 79,20€^{TTC}

Prescrire : Neo Boxer® 4^e et 5^e métacarpes - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Neo Boxer® 2^e et 3^e métacarpes

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 2^e et/ou 3^e métacarpe,
Immobilisation post-opératoire.


CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse de doigts à fixation auto-agrippante pour une bonne immobilisation,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable,
- Traitement des plaies facilité.

2 éclisses dorsales modelables
permettant d'adapter l'immobilisation
selon les besoins du patient.



Conception innovante
en 2 zones distinctes permettant le positionnement
et le réglage indépendant du poignet et des doigts.

**1 éclisse palmaire**

modelable et pré-formée à la forme de la main
pour apporter une immobilisation optimale
tout en maintenant un grand niveau de confort.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
1	14 - 16 cm	34010.6018563.3	34010.6018556.5	34010.6018564.0	34010.6018558.9
2	16 - 18 cm	34010.6018565.7	34010.6018561.9		
3	18 - 20 cm				

LPPR : 7132762 / 79,20€^{TTC}

Prescrire : Neo Boxer® 2^e et 3^e métacarpes - Orliman®



ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Manu Easy Boxer® 4^e et 5^e métacarpes


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 4^e et/ou 5^e métacarpe,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse dorsale amovible spécifiquement modelée pour s'adapter à la forme du poignet et de l'avant-bras,
- 1 éclisse palmaire et 1 éclisse de doigts amovibles, modelables et préformées à la forme de la main pour apporter une immobilisation ergonomique et optimale,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable.



Coussinet en mousse
pour plus de confort.

Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338 . 002159	6087258	3664338 . 002128	6087235
2	16 - 18 cm	3664338 . 002166	6087259	3664338 . 002135	6087256
3	18 - 20 cm	3664338 . 002173	6087260	3664338 . 002142	6087257

LPPR : 7132762 / 79,20€^{TTC}Prescrire : Manu Easy Boxer® 4^e et 5^e métacarpes - Orliman®

ATTELLE DE POIGNET-DOIGTS

Manu Easy Boxer® 2^e et 3^e métacarpes


TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture du 2^e et/ou 3^e métacarpe,
Immobilisation post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 éclisse dorsale amovible spécifiquement modelée pour s'adapter à la forme du poignet et de l'avant-bras,
- 1 éclisse palmaire et 1 éclisse de doigts amovibles, modelables et préformées à la forme de la main pour apporter une immobilisation ergonomique et optimale,
- Mise en place facile,
- Respirante et confortable.



Système de serrage 1 point par lacet
permettant un ajustement rapide
et uniforme de la contention.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	14 - 16 cm	3664338 . 007154	6272330	3664338 . 007123	6272327
2	16 - 18 cm	3664338 . 007161	6272331	3664338 . 007130	6272328
3	18 - 20 cm	3664338 . 007178	6272332	3664338 . 007147	6272329

LPPR : 7132762 / 79,20€^{TTC}Prescrire : Manu Easy Boxer® 2^e et 3^e métacarpes - Orliman®

Neo Manufinger®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet et des métacarpes,
Immobilisation post-opératoire,
Protocole de Duran (phase aiguë port minimum de 6 semaines),
 Traitement des déformations d'origine rhumatismale,
 Lésions neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle très confortable grâce à son matelassage intérieur,
- Éclisse palmaire en aluminium modelable permettant plusieurs positionnements,
- Doublure intérieure en tissu bouclé absorbant afin d'éviter la transpiration.



Séparateur interdigital
 permettant la séparation
 et l'alignement des doigts.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	LARGEUR DE LA MAIN	LONGUEUR	GAUCHE		DROIT	
			EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	5 - 7 cm	31,5 cm	3664338.001459	6035140	3664338.001428	6035137
2	7 - 9 cm	34 cm	3664338.001466	6035141	3664338.001435	6035138
3	9 - 11 cm	36,5 cm	3664338.001473	6035142	3664338.001442	6035139

LPPR : 7132851 / 94,40€^{TTC}

Prescrire : Neo Manufinger® - Orliman®



Neo Finger®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture sans déplacement, Entorse, Luxation des doigts.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse palmaire amovible modelable à la forme de la main pour une position d'immobilisation optimale,
- Découpable au niveau des premières phalanges permettant de retrouver la mobilité au niveau de la main en recentrant l'immobilisation au niveau des doigts.

La largeur de l'éclisse est variable selon les tailles des produits pour une meilleure adaptation morphologique aux doigts du patient.



Design minimaliste
 avec fermeture par 4 bandes antiglisse, dont 3 amovibles, laissant une grande partie de la main à l'air libre, pour un meilleur confort tout au long de la journée.



Modèle évolutif
 l'attelle peut être coupée en fonction de l'évolution du traitement.

TAILLE	LONGUEUR DE MAIN	ACL 13
1	< 13 cm	34010.6018543.5
2	13 - 17 cm	34010.6018546.6
3	17 - 20 cm	34010.6018547.3
4	20 - 22 cm	34010.6018548.0

LPPR : 7132816 / 36,71€^{TTC}

Prescrire : Neo Finger® - Orliman®



Attelles complémentaires



ATTELLE GRENOUILLE			Non remboursé	
TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7	
1	5,4 cm	3664338.001275	6035119	
2	7 cm	3664338.001282	6035120	
3	9,5 cm	3664338.001299	6035121	



ATTELLE ALU-MOUSSE			Non remboursé	
TAILLE	DIM.	EAN 13	ACL 7	
1	25 x 1,5	3664338.001060	6034931	
2	25 x 2,0	3664338.001077	6034932	
3	25 x 2,5	3664338.001084	6034933	
4	50 x 1,5	3664338.001091	6034934	
5	50 x 2,0	3664338.001107	6034935	
6	50 x 2,5	3664338.001114	6034936	
7	50 x 3,5	3664338.001121	6034937	
8	50 x 5,0	3664338.001138	6034940	



ATTELLE BASEBALL			Non remboursé	
TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7	
1	8,9 cm	3664338.001145	6034946	
2	10 cm	3664338.001152	6034947	
3	12,7 cm	3664338.001169	6034949	



ATTELLE FINGER COT			Non remboursé	
TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7	
1	6,4 cm	3664338.001190	6035110	
2	7 cm	3664338.001206	6035111	
3	8,9 cm	3664338.001213	6035112	



STACK PLASTIQUE			Non remboursé	
TAILLE	CIRC.*	EAN 13	ACL 7	
1	5 cm	3664338.001305	6035122	
2	5,2 cm	3664338.001312	6035124	
3	5,5 cm	3664338.001329	6035125	
4	6 cm	3664338.001336	6035126	
5	6,2 cm	3664338.001343	6035127	
5,5	7 cm	3664338.001350	6035128	
6	8 cm	3664338.001367	6035129	
7	9 cm	3664338.001374	6035130	



ATTELLE GOUTTIÈRE			Non remboursé	
TAILLE	LONG.	EAN 13	ACL 7	
1	4 cm	3664338.001237	6035114	
2	7,5 cm	3664338.001244	6035115	
3	15,2 cm	3664338.001251	6035116	

* Périmètre de l'articulation inter-phalangienne distale.



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES



GENOU

Les genoux sont les articulations les plus volumineuses. Ils portent le poids du corps, qui, normalement, se répartit de manière équilibrée entre les deux genoux et assurent la stabilité et la mobilité du corps en permettant des **mouvements de flexion** (fléchissement) et **d'extension** (redressement).



Une légère rotation interne et externe du genou peut se produire, mais uniquement en flexion. En extension, le genou est verrouillé et toute rotation est impossible. La stabilité de l'articulation est assurée par des ligaments qui supportent les genoux dans tous leurs mouvements.

Les genoux peuvent être soumis à d'importantes contraintes surtout en position accroupie ou lors de mouvements de pivot. De ce fait, ils contiennent également des ménisques qui agissent comme de vrais amortisseurs lorsque le corps est en mouvement et que les genoux sont contraints à des forces.

Genou

Guide de délivrance

















← TRAUMATIQUE →

	Luxation.	Entorse LCA - LCP.		Entorse LLI - LLE moyenne à grave.		Entorse LLI - LLE légère.					
OBJECTIF	Favoriser la cicatrisation des éléments articulaires.	Favoriser la cicatrisation ligamentaire.									
ACTION	Immobilisation stricte.	Immobilisation stricte.	Immo. relative.	Immobilisation stricte.	Immobilisation relative.	Immobilisation relative. Limitation de l'amplitude articulaire.					
ÉLÉMENT MÉCANIQUE	 Éclisses rigides et modelables 1	 Éclisses rigides et modelables 1	 Articulations dynamiques 1 avec embases au niveau de la cuisse et du mollet ou du tibia 2	 Éclisses rigides et modelables 1	 Cadrans articulés avec réglages 1 + système de cloisonnement articulaire (sangles) 2 + bras de levier long 3	 Cadrans articulés ou ressorts spiraliuim 1 + système de cloisonnement articulaire (strapping ou sangles) 2					
DÉLIVRANCE PRODUIT	 Genu'R® p.123	 3 Pans p.124	 Genu'R® p.123	 3 Pans p.124	 LCA Genurom Neo® Ant. p.120	 LCP Genurom Neo® Post. p.120	 Genu'R® p.123	 3 Pans p.124	 Altitude® p.119	 Rotulig Stab® p.116	 Genulig Stab® p.115
	LÉGÈRETÉ CONFORT	LÉGÈRETÉ CONFORT	LÉGÈRETÉ LÉGÈRETÉ	LÉGÈRETÉ CONFORT	ÉVOLUTIF	ÉVOLUTIF	ÉVOLUTIF				
PHASE DE CONSOLIDATION	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 LCA Genurom Neo® Antérieure p.120 LÉGÈRETÉ	 LCP Genurom Neo® Postérieure p.120 LÉGÈRETÉ	 Altitude® p.119 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Rotulig Stab® p.116 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF				
PHASE DE REPRISE D'ACTIVITÉ & PRÉVENTION	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	 Rotulig Stab® p.116 ÉVOLUTIF	 Rotulig Motion® p.114 TENDANCE					









Genou

Guide de délivrance

CHRONIQUE

Syndrome fémoropatellaire.		Tendinite rotulienne.	Tendinite du fascia lata (essuie-glace ou tendinite de la bandelette ilio-tibiale).	Arthrose fémorotibiale.		Arthrose fémoropatellaire.		
Débutant.	Avancé.			Confirmée.	Débutante à avancée.			
Éviter le conflit articulaire douloureux.		Réduire l'inflammation du tendon.		Éviter le conflit articulaire douloureux.				
Limitation des frottements osseux.		Mise au repos du tendon.	Mise au repos du tendon pour éviter le frottement sur les condyles.	Limitation des frottements osseux.				
								
Ressorts spiralium 1 + insert rotulien 2	Ressorts spiralium 1 + Pad silicone 2	Pad silicone 1 + sangle 2	Pad silicone 1 + sangle 2	Articulations dynamiques avec contrôle latéral 1	Cadrons articulés ou ressorts spiralium 1 + insert rotulien 2	Ressorts spiralium 1 + Pad silicone 2		
								
Rotulig® p.113 FACILE	Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	Patel'R® p.112 FACILE	Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	Patel'R® p.112 FACILE	Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF	Gonartec Plus® p.121 CONFORT	Rotulig Motion® p.114 TENDANCE	Genulig Stab® p.115 ÉVOLUTIF

ATELLES COMPLÉMENTAIRES

Pré et post-opératoire cryothérapie.				Pré et post-opératoire.			
							
Kit compressive CRYOTEC® p.125 ÉVOLUTIF	Genouillère articulée CRYOPUMP® p.117 ÉVOLUTIF	Attelle de genou évolutive CRYOPUMP® p.125 ÉVOLUTIF	Genulig CRYOTEC® p.116 ÉVOLUTIF	Genuflex Rom® p.122 ÉVOLUTIF	Altitude® p.119 ÉVOLUTIF	Genurom Neo Antérieure p.120 LÉGERETÉ	Genurom Neo Postérieure p.120 LÉGERETÉ

SANGLE INFRA-PATELLAIRE

Patel'R®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Idéale pour le traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, Tendinite du tendon rotulien.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tricot 3D à l'arrière du genou pour un confort accru.



Insert visco-élastique amovible

assurant une pression localisée sur le tendon et limitant les vibrations.



Sangle de réglage ajustement 2 points avec boucles anti-vrilles.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8139341.3
Non remboursé	

Prise de mesures maximales :
Tour de genou : 40 cm
Prise de mesures minimales :
Tour de genou : 27 cm

Pour les sportifs :

Produit également disponible dans la gamme **Orliman® Sport**, page 168.

Prescrire : Patel'R® - Orliman®

GENOUILÈRE

Genuforte®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose légère, CEdème post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :


- Effet proprioceptif.



Tricot élastique permettant une contention forte.

TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
1	29 - 33 cm	34010.4633707.0
2	33 - 37,5 cm	34010.4633713.1
3	37,5 - 42 cm	34010.4633736.0
4	42 - 47 cm	34010.4633742.1
5	47 - 53 cm	34010.4633759.9

LPPR : 201D02.5 / 17,69eTTC



Prescrire : Genuforte® - Orliman®

GENOUILÈRE ROTULIENNE À ARMATURE SOUPLE

Rotulig Move®


CHRONIQUE

INDICATIONS :Gonarthrose, Lésion rotulienne,
Tendinite du tendon rotulien.**CARACTÉRISTIQUES :**

- Genouillère rotulienne fermée,
- Ressorts spiralium.



Insert rotulien
avec picots favorisant
l'effet proprioceptif.




Tricotage 3D multidirectionnel
pour un meilleur respect
de la morphologie des patients.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	3664338.002180	6117384
2	33 - 37,5 cm	3664338.002197	6117385
3	37,5 - 42 cm	3664338.002203	6117388
4	42 - 47 cm	3664338.002210	6117389
5	47 - 53 cm	3664338.002227	6117390

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TTC}**

Prescrire : Rotulig Move® - Orliman®



Prise de mesures :
tour de genou,
en légère flexion
de 5° à 10°.

GENOUILÈRE ROTULIENNE À ARMATURE SOUPLE

Rotulig®

CHRONIQUE

INDICATIONS :Gonarthrose, Lésion rotulienne,
Tendinite du tendon rotulien.**CARACTÉRISTIQUES :**

- Matière tricot élastique et extensible,
- Doublure interne cousue bord à bord pour un plus grand confort.

Bande antiglisse circulaire



Insert rotulien
avec picots favorisant
l'effet proprioceptif.

Évidement poplitéal
pour limiter les points
de pression lors
de la flexion du genou.




Doubles ressorts spiralium
pour une plus grande
dynamique du pas.



TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
Enfant	24 - 29 cm	34010.9799430.7
1	29 - 33 cm	34010.4633937.1
2	33 - 37,5 cm	34010.4633943.2
3	37,5 - 42 cm	34010.4633966.1
4	42 - 47 cm	34010.4633972.2
5	47 - 53 cm	34010.4633989.0
6	53 - 58 cm	34010.9799648.6

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TTC}**

Prescrire : Rotulig® - Orliman®



Prise de mesures :
tour de genou,
en légère flexion
de 5° à 10°.

Rotulig Motion®


CHRONIQUE

INDICATIONS :



Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE),
États d'irritation (tendinopathie, arthrose légère),
Instabilité rotulienne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle évolutif fourni avec **doubles ressorts spiralium** (reproduisant le mouvement du genou pour une plus grande dynamique du pas) et **cadrans articulés et polycentriques avec butée anti-recurvatum** (sécurisant le genou lors des mouvements de flexion/extension et limitant l'amplitude articulaire),
- Tricot 3D avec bande antiglisse et compression plus faible au creux poplité.



Insert rotulien
avec picots favorisant l'effet proprioceptif
et permettant un meilleur centrage rotulien.



3 coloris disponibles

● BLEU MARINE / TURQUOISE

● BLEU MARINE / ORANGE

● BLEU MARINE / VERT

TAILLE	TOUR DE GENOU	BLEU MARINE / TURQUOISE		BLEU MARINE / ORANGE		BLEU MARINE / VERT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	29 - 33 cm	3664338.004788	6240907	3664338.004689	6240896	3664338.004733	6240902
2	33 - 37,5 cm	3664338.004795	6240908	3664338.004696	6240897	3664338.004740	6240903
3	37,5 - 42 cm	3664338.004801	6240909	3664338.004702	6240898	3664338.004757	6240904
4	42 - 47 cm	3664338.004818	6240910	3664338.004719	6240899	3664338.004764	6240905
5	47 - 53 cm	3664338.004825	6240911	3664338.004726	6240901	3664338.004771	6240906

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Rotulig Motion® - Orliman®

PRÊTS
POUR LES
JEUX OLYMPIQUES !

ET VOUS ?

GENOUILÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE ET ROTULIENNE

Genulig Stab®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Pathologies ligamentaires : Entorse légère à moyenne, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), Reprise de sport (sports collectifs).

Pathologies rotuliennes : Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Tendinite du Fascia lata ou du tendon rotulien, Traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation.




Conception anatomique apportant une grande adaptabilité morphologique.

ACCESSOIRES FOURNIS :**Cadran articulés crantés et polycentriques**


La butée anti-recurvatum des cadrans permet de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion / extension.

Entorse, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE)

**Pad circulaire silicone**


La souplesse du silicone s'adapte parfaitement aux mouvements de flexion / extension pour un meilleur centrage rotulien. Les picots favorisent l'effet proprioceptif.

Gonarthrose, Syndrome rotulien

**Sangle de strapping en «X»**

L'élasticité des matériaux permet de réaliser une compression graduelle. Astucieuse, elle permet d'effectuer plusieurs types de strapping.

Entorse, Lésion et instabilité légère des ligaments

**Doubles Ressorts spiralium**

Les ressorts accompagnent l'action des ligaments lors des mouvements du genou.

Reprise d'activité

**Pad silicone & Sangle de strapping demi-lune**

L'association des deux accessoires permet d'effectuer une poussée contrôlée de la rotule ou un appui sur le tendon limitant les vibrations et tensions excessives.

Tendinite rotulienne ou du Fascia lata, Suite subluxation, Syndrome fémoro-patellaire

STRAPPINGS RÉALISABLES :**LIGAMENTS COLLATÉRAUX**

Entorse / Instabilité
Un strapping croisé apporte une stabilité ligamentaire.

**LIGAMENTS CROISÉS**

Reprise d'activité
Un strapping avant renforce et soutient les ligaments.

**ROTULE**

Suite subluxation
Un strapping sur le côté de la rotule évite qu'elle ne se déplace.

**TENDON ROTULIEN**

Tendinite
Un strapping sous la rotule permet la mise au repos du tendon.

**TENDON DU FASCIA LATA**

Tendinite
Un strapping sur le côté externe du genou favorise la mise au repos du tendon.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	3664338.001831	6041762
2	47 - 53 cm	3664338.001886	6041772
3	53 - 60 cm	3664338.001893	6041774
4	60 - 67 cm	3664338.001909	6041776
5	67 - 75 cm	3664338.001916	6041777

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TC}

Prescrire : Genulig Stab® - Orliman®

GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE ET ROTULIENNE

Rotulig Stab®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Pathologies ligamentaires : Entorse légère, Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE), Reprise de sport (sports collectifs).



Pathologies rotuliennes : Instabilité rotulienne, Gonarthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangles amovibles (haute et basse) pour optimiser le cloisonnement de l'articulation,
- Coussinet visco-élastique pour un meilleur contrôle de la rotule,
- Modèle évolutif fourni avec doubles ressorts spiralium et cadrans articulés.


Sangles amovibles

Tricot 3D double densité offrant une élasticité supérieure au niveau des zones de mouvement (rotule, creux poplité, cuisse/mollet).



Doubles ressorts spiralium reproduisant le mouvement du genou.


OU



Cadran articulé polycentrique limitant l'amplitude articulaire.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	TOUR DE MOLLET	ACL 13
1	36 - 39 cm	26 - 29 cm	34010.8177904.0
2	39 - 42 cm	29 - 32 cm	34010.8177910.1
3	42 - 45 cm	32 - 35 cm	34010.8177927.9
4	45 - 48 cm	35 - 38 cm	34010.8177933.0
5	48 - 51 cm	38 - 41 cm	34010.8177979.8
6	51 - 54 cm	41 - 44 cm	34010.8177985.9
7	54 - 57 cm	44 - 47 cm	34010.8178022.0

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}



Prescrire : Rotulig Stab® - Orliman®

GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE ET ROTULIENNE

Genulig® Cryotec®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Post-opératoire, Post-traumatique, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Reprise du sport ou d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation,
- 2 doubles ressorts spiralium pour accompagner les ligaments,
- Cadrans articulés crantés et polycentriques avec butée anti-recurvatum permettant de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion/extension.

Sangle de strapping en «X» permettant de réaliser une compression graduelle et d'effectuer plusieurs types de strapping.



Pad circulaire silicone avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.



Compresse de froid amovible technologie « flocon de neige » apporte une diffusion d'un froid constant et de longue durée tout en restant malléable et agréable à utiliser.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	3664338.001923	6041780
2	47 - 53 cm	3664338.001930	6041781
3	53 - 60 cm	3664338.001947	6041782
4	60 - 67 cm	3664338.001954	6041783
5	67 - 75 cm	3664338.001961	6041784

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}



Prescrire : Genulig® Cryotec® - Orliman®

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Genouillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :


Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.6028941.6
LPPR : 7132727 / 57,23€ ^{TTC}	

Prescrire : Genouillère Cryopump® - Orliman®

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Genouillère articulée Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement,
- 2 cadrans articulés amovibles aident la sécurisation latérale.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002104	6085589
LPPR : 7132785 / 102,29€ ^{TTC}		

Prescrire : Genouillère articulée Cryopump® - Orliman®

Flexilig®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Entorse des plans latéraux, Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE, Instabilité chronique du genou, Rééducation, Arthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Rotule ouverte et évidement poplitéal.

Ouverture totale
fermeture postérieure.




TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.4646437.0
2	47 - 53 cm	34010.4646443.1
3	53 - 60 cm	34010.4646466.0
4	60 - 67 cm	34010.4646472.1
5	67 - 75 cm	34010.4646489.9
6	75 - 82 cm	34010.9754806.7

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}


Prescrire : Flexilig® - Orliman®



Prise de mesures :
tour de cuisse,
jambe en extension
15 cm au-dessus
de la rotule.



Cadrans articulés




Ouverture totale arrière



SPÉCIFIQUE

Tissage respirant
à base de fibres non
allergisantes.



Cadran articulé
polycentrique cranté
butée anti-recurvatum,
pour un renfort articulaire.

oneplus

Genouillère ligamentaire articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Instabilités latérales du genou, de type varus ou valgus (en utilisant les articulations polycentriques rigides).

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère enveloppante à fermeture postérieure,
- 4 sangles amovibles et découpables (hautes et basses),
- 2 cadrans articulés polycentriques crantés et amovibles en aluminium,
- 2 doubles ressorts spiraliium amovibles.



Matériau élastique
dans la zone poplitée
pour faciliter l'adaptation
au genou.



Ressorts spiraliium



OU Cadrans articulés



SPÉCIFIQUE




Ouverture totale arrière



Grandes tailles

Tissu élastique
au niveau de la rotule pour éviter
les déplacements et les œdèmes
causés par un effet de striction.




2 bandes antiglisse internes
(points de silicone)
dans les parties, inférieure
et supérieure, de l'attelle
pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 58 cm	8435491.800358	6036093
2	58 - 69 cm	8435491.800365	6036094
3	69 - 82 cm	8435491.800372	6036095

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée One Plus - Orliman®



Prise de mesures :
tour de genou,
en légère flexion
de 5° à 10°.

GENOUILLÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE RÉGLABLE

Altitude®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatologie : Entorse des plans latéraux, Élongation et rupture partielle des ligaments latéraux LLI et LLE, Pré ou Post intervention chirurgicale des LLI et LLE, Réadaptation fonctionnelle : Instabilité chronique du genou.

CARACTÉRISTIQUES :

- Genouillère ligamentaire articulée réglable,
- Bandes antiglisse circulaires.

Éclisse postérieure en ABS

large et amovible par fixation auto-agrippante permettant d'accroître la qualité d'immobilisation (type « 3 pans »).



TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
1	39 - 47 cm	34010.9775530.4
2	47 - 53 cm	34010.9775547.2
3	53 - 60 cm	34010.9775553.3
4	60 - 67 cm	34010.9775576.2
5	67 - 75 cm	34010.9775582.3

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Altitude® - Orliman®

**Articulation polycentrique en aluminium**

cadran réglable par picots en flexion et en extension (0°, 10°, 20°, 40°, 60°, 90°).

Sangles avec boucles à fixation rapide (clips).

oneplus

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

Genouillère ligamentaire articulée réglable**INDICATIONS :**

Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Instabilités latérales du genou de type varus ou valgus, Pathologies pour lesquelles il convient de contrôler l'amplitude articulaire du genou, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- 2 cadrans polycentriques articulés et réglables avec contrôle de la flexion-extension à intervalles de 0°-15°-30°-60°-90°,
- 2 sangles amovibles d'ajustement de la compression.



Fermeture enveloppante en forme de «S»
assurant une meilleure adaptation morphologique.



Tissu élastique
au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.




2 bandes antiglisse internes (points de silicone)
dans les parties, inférieure et supérieure, de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 55 cm	8435491.800419	6036096
2	55 - 62 cm	8435491.800426	6036098
3	62 - 71 cm	8435491.800433	6036099
4	71 - 82 cm	8435491.800440	6036100

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée réglable One Plus - Orliman®



Genurom Neo®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement pré ou post-opératoire des ligaments LCA et LCP.

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycycliques dynamiques avec contrôle limitant la flexion-extension de l'articulation tout en reprenant la physiologie du mouvement du genou,
- Ergonomie optimisée par les embases en aluminium de la cuisse et du mollet (version postérieure) ou du tibia (version antérieure),
- Doublage intérieur antidérapant apportant confort et protection,
- Sangles de soutien réglables.



Coussins condylières
limitant les appuis pour plus de confort.



Réglages par cales
en acier zingué évitant la corrosion.

Limitation en extension
0°, 10°, 20°, 30° et 40°
et en flexion
90°, 75°, 60° et 45°.

PRINCIPE MÉCANIQUE DE LA GENUROM NEO® (ANTÉRIEURE ET POSTÉRIEURE) :


RÔLE DU LIGAMENT CROISÉ ANTÉRIEUR (LCA) :

Le LCA possède un double rôle :

- Il s'oppose à la translation antérieure du tibia par rapport au fémur.
- Il empêche les mouvements excessifs vers l'avant et la rotation interne du tibia par rapport au fémur.

L'ACTION RECHERCHÉE :

Exercer des forces antérieures afin de contrôler le mouvement :
Les forces FA1 et FA4 permettent de contrôler le mouvement excessif du tiroir antérieur du tibia.




RÔLE DU LIGAMENT CROISÉ POSTÉRIEUR (LCP) :

Le LCP possède un double rôle :

- Il s'oppose au déplacement postérieur du tibia par rapport au fémur.
- Il empêche les mouvements excessifs vers l'arrière et la rotation externe du tibia par rapport au fémur.

L'ACTION RECHERCHÉE :



Exercer des forces postérieures afin de contrôler le mouvement :
Les forces FP1 et FP4 permettent de contrôler le mouvement excessif du tiroir postérieur du tibia.



GENUROM NEO® ANTÉRIEURE



GENUROM NEO® POSTÉRIEURE



TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genurom Neo® ANTÉRIEURE				Genurom Neo® POSTÉRIEURE			
		GAUCHE		DROIT		GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	34 - 41 cm	3664338.001756	6040819	3664338.001701	6040813	3664338.000773	6034708	3664338.000728	6034703
2	41 - 48 cm	3664338.001763	6040820	3664338.001718	6040814	3664338.000780	6034710	3664338.000735	6034704
3	48 - 55 cm	3664338.001770	6040821	3664338.001725	6040815	3664338.000797	6034711	3664338.000742	6034705
4	55 - 62 cm	3664338.001787	6040823	3664338.001732	6040817	3664338.000803	6034712	3664338.000759	6034706
5	62 - 69 cm	3664338.001794	6040824	3664338.001749	6040818	3664338.000810	6034713	3664338.000766	6034707

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genurom Neo® antérieure ou Genurom Neo® postérieure - Orliman®

GENOUILLÈRE GONARTHROSE

Gonartec Plus®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Gonarthrose (tibia, fémur ou fémoro-tibiale).

CARACTÉRISTIQUES :

- Articulations polycentriques dynamiques avec contrôle latéral apportant un appui du fémur et des condyles limitant les frottements osseux non maîtrisés,
- Matériau plastique de densité inférieure améliorant le confort d'utilisation,
- Doublage intérieur respirant en maille 3D,
- 4 sangles numérotées optimisant la mise en place du produit.

Limitation en extension

0°, 10°, 20°, 30° et 40°

et en flexion

90°, 75°, 60°, 45°,
30°, 20°, 10° et 0°.



Coussin condyloaire
limitant l'appui pour plus de confort.

Système de fermeture rapide
sûr et facile à ajuster.



Réglage par cales
en acier zingué
évitant la corrosion.

GAUCHE

DROIT

TAILLE	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002036	6043551	3664338.001824	6041759

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Gonartec Plus® - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

30%

des blessures en ski alpin
sont des entorses du genou.

Source : Comprendre l'entorse du genou.
www.ameli.fr - Janvier 2021.

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES

ATTELLE DE GENOU ARTICULÉE

Genuflex Rom®

TRAUMATIQUE


INDICATIONS :

Pré ou Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Graduation tous les 10° (jusqu'à 30°) et tous les 15° (à partir de 30°),
- 4 enveloppes capitonnées,
- Sangles découpables avec fixations papillons auto-agrippantes repositionnables,
- Hauteur totale de l'attelle : 54 cm mini - 72 cm maxi (4 réglages distincts à la cuisse et au mollet).

Cadran articulé
flexion de 0° à 120°
et extension de 0° à 90°
(immobilisation totale en flexion de 0° à 45° avec lock).



Tige télescopique en aluminium à encoches
réglable en hauteur.

Fermetures clips à mémoire de réglage

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	ACL 13
Unique	> 165 cm	34015. 6010867. 5
LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}		



Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 82 cm

Prescrire : Genuflex Rom® - Orliman®

oneplus

Attelle de genou articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Rééducation post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- 4 réglages distincts à la cuisse et au mollet,
- Cadran articulé gradué réglable :
Flexion : de 0° à 120°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 120°),
Extension : de 0° à 90°
(par graduations de 10° jusqu'à 30° et par graduations de 15° jusqu'à 90°),
Immobilisation totale de 0° à 45°,
- Sangles recoupables avec fixations papillons auto-agrippantes.



2 enveloppes capitonnées découpables
pour un ajustement et un confort optimaux.



Fermeture à clips à mémoire de réglage



Barres télescopiques en aluminium et clips de friction
permettant de régler la hauteur souhaitée.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435491.800495	6036101
LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}		

Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 85 cm
Tour de mollet : 65 cm

Prescrire : Attelle de genou articulée One Plus - Orliman®

ATTELLE DE GENOU AÉRÉE

Genu'R® / Genu'R® 20°

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse, Luxation de la rotule, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 4 éclisses amovibles et modelables en aluminium (préformées à 20° sur le modèle Genu'R® 20°) pour une bonne immobilisation du genou,
- Élégante et aérée, la Genu'R® se positionne comme l'une des attelles les plus légères du marché (400g pour le modèle Hauteur 50 / Taille 1).



**Modèle léger
et aéré**
confortable
au quotidien.



**Système de fixation
par clip à mémoire
de réglage**
pour une plus grande
facilité d'utilisation.

HAUTEUR 40 cm
(individu < 150 cm)

HAUTEUR 50 cm
(individu 150 à 180 cm)

HAUTEUR 60 cm
(individu > 180 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genu'R®			Genu'R® 20°			Genu'R®			Genu'R® 20°		
		ACL 13	EAN 13	ACL 7	ACL 13	EAN 13	ACL 7	ACL 13	EAN 13	ACL 7	ACL 13	EAN 13	ACL 7
Unique / Enfant	35 - 43 cm	34010. 8150851 .0	3664338.003583	6219384	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	43 - 53 cm	-	-	-	34010. 8150874 .9	3664338.003590	6219385	34010. 8150897 .8	3664338.003606	6219386	-	-	-
2	53 - 63 cm	-	-	-	34010. 8150880 .0	3664338.003620	6219388	34010. 8150845 .9	3664338.003613	6219387	-	-	-

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Genu'R® ou Genu'R® 20° - Orliman®

ATTELLE DE GENOU

Monobloc

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse, Luxation de la rotule, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Immobilisation du genou en extension,
- Système de bandes antiglisse internes.



HAUTEUR 40 cm
(individu < 150 cm)

HAUTEUR 50 cm
(individu 150 à 180 cm)

HAUTEUR 60 cm
(individu 180 à 190 cm)

HAUTEUR 65 cm
(individu > 190 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
Unique	23 - 36 cm	34010. 4620857 .8	-	-	-
1	36 - 48 cm	-	34010. 4620863 .9	-	-
2	48 - 60 cm	-	34010. 4620886 .8	-	-
1	42 - 52 cm	-	-	34010. 4620892 .9	-
2	52 - 64 cm	-	-	34010. 4620900 .1	-
Unique	48 - 60 cm	-	-	-	34010. 4620917 .9

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Monobloc - Orliman®

ATELLE DE GENOU

3 Pans

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisses postérieures et latérales modelables,
- Facile à positionner (avec sangles élastiques pour prépositionner l'attelle),
- Bandes antiglisse internes.




Modèle 3 volets
avec panneaux latéraux amovibles.

Réglage par sangles
avec boucles anti-vrilles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 110 cm	25 cm	28 - 36 cm	3664338.000667	6034697
1 / Enfant	110 - 140 cm	40 cm	33 - 39 cm	3664338.000674	6034698
2	140 - 160 cm	50 cm	39 - 46 cm	3664338.000681	6034699
3	160 - 180 cm	55 cm	46 - 51 cm	3664338.000698	6034700
4	180 - 190 cm	60 cm	51 - 66 cm	3664338.000704	6034701
5	> 190 cm	66 cm	66 - 75 cm	3664338.000711	6034702

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : 3 Pans - Orliman®



ATELLE DE GENOU

3 Pans 20°

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 panneau central et 2 panneaux latéraux amovibles pour faciliter le réglage selon la morphologie du patient,
- Éclisses latérales postérieures amovibles pour le lavage de l'attelle.




2 éclisses latérales et une double éclisse postérieure préformées selon un angle de 20° pour l'immobilisation du genou en légère flexion.

Sangles de serrage avec boucles anti-vrilles facilitant la mise en place et le réglage.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	TOUR DE CUISSE	HAUTEUR	ACL 13
1	< 150 cm	< 55 cm	40 cm	34010.6026622.6
2	150 - 180 cm	< 67 cm	50 cm	34010.6026623.3
3	> 180 cm	< 80 cm	60 cm	34010.6026620.2

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : 3 Pans 20° - Orliman®



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Attelle de genou évolutive Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- L'attelle de genou évolutive Cryopump® est développée en deux parties dissociables permettant de passer du traitement en phase d'immobilisation (grâce à des éclisses postérieures préformées, latérales amovibles et modelables) en phase de maintien renforcé (grâce à ses éclisses latérales articulées),
- Ses deux zones de compression graduelle par pompe permettent une meilleure répartition du froid.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid anatomiques et 2 compresses de froid rectangulaires,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002395	6120301

LPPR : 7132785 / **102,29€ ^{TTC}**

Prescrire : Attelle de genou évolutive Cryopump® - Orliman®



Cadrans articulés



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE



ÉVOLUTIF



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.

Compresses de gel rectangulaires et anatomiques
pour une meilleure répartition du froid.



ATTELLE DE GENOU

Kit Compressive Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-traumatique, Entorse avec œdème, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression + thérapie par le froid,
fournie avec 2 compresses de froid 30 x 15 cm
(possibilité d'utilisation avec 4 compresses 15 x 15 cm),
- Éclisses postérieures et latérales amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000933	6034893
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000940	6034895

LPPR : 7132727 / **57,23€ ^{TTC}**


Prescrire : Kit Compressive Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU COMPRESSIVE SEULE (sans compresse de froid)

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000858	6034718
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000865	6034719

LPPR : 7132727 / **57,23€ ^{TTC}**

Prescrire : Attelle de genou Compressive seule - Orliman®

Prise de mesures :
taille individu.



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES



CHEVILLE & PIED

La cheville est une articulation très stable qui relie le pied au reste de la jambe, dont le rôle principal est de transmettre des mouvements aux muscles des membres inférieurs. Elle a un rôle clé dans le passage au pas, à la marche et également une fonction d'appui. La cheville est également fondamentale dans le maintien de l'équilibre corporel statique et dynamique. Elle peut être soumise, lors d'activités sportives, à de très grosses charges, pouvant aller jusqu'à plusieurs fois le poids du corps.






Le squelette du pied est constitué de 28 os dont la disposition permet d'assurer les deux fonctions principales du pied : l'appui et la locomotion.

La partie arrière du pied, qui se compose du talus et du calcanéum, assure la stabilité et amortit le poids du corps. La partie avant du pied permet d'assurer la mobilité de celui-ci, selon les mouvements d'abduction/adduction, pronation/supination et de flexion/extension.

Cheville & Pied

Guide de délivrance

TRAUMATIQUE

	Rupture du tendon d'Achille. Post-opératoire.	Entorse de Chopart. Fracture de la cheville ou des métatarses. Pré et Post-opératoire.	Entorse latérale moyenne à grave.	Entorse latérale légère. Laxité.			
OBJECTIF	Favoriser la reconstruction du tendon.	Favoriser la cicatrisation ligamentaire et la consolidation osseuse.	Favoriser la cicatrisation ligamentaire.				
ACTION	Immobilisation stricte.		Immobilisation stricte ou relative.	Limitation de l'amplitude articulaire.			
ÉLÉMENT MÉCANIQUE	 Botte de marche avec cadran articulé ¹	 Botte de marche	 Botte de marche ¹ ou coques rigides latérales ²	 Renforts latéraux ¹ + système de strapping ²			
DÉLIVRANCE PRODUIT	 Botimed® Haute Articulée p.137 CONFORT	 Botimed® Air ou Botimed® Basse et Haute p.136 CONFORT	 Botimed® Air Basse et Haute p.136 CONFORT	 Memoforme® p.134 CONFORT	 Memostab® p.133 FACILE	 Chevistrap® p.132 CONFORT	 Chevillère Fixquick p.132 TENDANCE
PHASE DE CONSOLIDATION	 Chevi Achillo® p.130 ÉVOLUTIF		 Chevistrap® p.132 CONFORT	 Chevillère Fixquick p.132 TENDANCE			
PHASE DE REPRISE D'ACTIVITÉ & PRÉVENTION	 Chevi Achillo® p.130 ÉVOLUTIF	 CheviX® p.131 ÉVOLUTIF	 Chevistrap® p.132 CONFORT	 Chevilig® p.131 FACILE	 CheviX® p.131 ÉVOLUTIF		

Cheville & Pied


Guide de délivrance

CHRONIQUE


**Simple foulure.
Instabilité.**

Suppléer l'action du ligament.

**Limitation de l'amplitude
articulaire.**



Tissu élastique **1**
+ système de strapping **2**




**Chevilig®
p.131**
FACILE

**CheviX®
p.131**
ÉVOLUTIF


Tendinopathies achilléennes. États inflammatoires. Suite d'une rupture du tendon d'Achille.	Steppage.
Réduire l'inflammation du tendon.	Améliorer la mobilité.
Mise au repos du tendon.	Compensation de la fonction articulaire.
 <p>Pad silicone 1 + tissu élastique 2 + talonnettes 3</p>	 <p>Support de maintien à angle droit (par sangle ou releveur 1) + sangle de cheville 2</p>
 <p>Chevi Achillo® p.130 ÉVOLUTIF</p>	 <p>Boxia® p.140 LÉGÈRETÉ</p> <p>Boxia Plus® p.140 FACILE</p>  <p>Releveur de pied p.141 SPÉCIFIQUE</p>

ATTELLES COMPLÉMENTAIRES

Cryothérapie.



**2 en 1 CRYOTEC®
p.134**
ÉVOLUTIF



**Chevillère CRYOPUMP®
p.135**
CONFORT

Cheviforte®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Prévention, Maintien souple.

CARACTÉRISTIQUES :


- Procure un effet proprioceptif et apporte la contention optimale pour réguler les mouvements de la cheville et participer à son bon maintien,
- Contention forte et réduite aux extrémités.



Tricot extensible
avec talon fermé.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.4633860.2
2	20 - 22 cm	34010.4633854.1
3	22 - 24 cm	34010.4633848.0
4	24 - 26 cm	34010.4633831.2
5	26 - 29 cm	34010.4633825.1

LPPR : 201D02.6 / 16,19€^{TTC}



Prescrire : Cheviforte® - Orliman®

Chevi Achillo®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Achillodynie (tendinopathies achilléennes),
États inflammatoires aigus ou chroniques
du tendon d'Achille, Thérapie post-traumatique
et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Procure un effet proprioceptif et apporte la contention optimale pour réguler les mouvements de la cheville et participer à son bon maintien,
- Contention forte et réduite aux extrémités.


Tricot extensible
avec talon fermé.



Pad silicone avec picots
situé au niveau du tendon d'Achille,
permet d'envelopper et protéger le tendon,
tout en réduisant les chocs.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	17 - 20 cm	3664338.006850	6259831
2	20 - 22 cm	3664338.006867	6259832
3	22 - 24 cm	3664338.006874	6259833
4	24 - 26 cm	3664338.006881	6259834
5	26 - 29 cm	3664338.006898	6259835

LPPR : 201D02.6 + 201D04.4 / 18,77€^{TTC}



2 talonnettes silicone amovibles
permettent une légère augmentation
de la flexion plantaire afin de décharger
le tendon d'Achille et le soulager tout
en réduisant les chocs mécaniques subis
par la cheville et le genou lors de l'activité.

Prescrire : Chevi Achillo® - Orliman®

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Chevilig®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne,
Reprise d'activité sportive.

CARACTÉRISTIQUES :


- Procure un effet proprioceptif et apporte la contention optimale pour réguler les mouvements de la cheville et participer à son bon maintien,
- Contention forte et réduite aux extrémités,
- La sangle peut se porter avec ou sans la chevillère de contention.



Sangle amovible auto-agrippante
strapping limitant l'inversion ou l'éversion de la cheville.

Tricot extensible
avec talon fermé.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
0 / Enfant	14 - 17 cm	34010.9492884.8
1	17 - 20 cm	34010.4872613.1
2	20 - 22 cm	34010.4872607.0
3	22 - 24 cm	34010.4872599.8
4	24 - 26 cm	34010.4872582.0
5	26 - 29 cm	34010.4872576.9

LPPR : 201D02.6 / 16,19€^{TTC}

Prescrire : Chevilig® - Orliman®

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

CheviX®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville moyenne à grave,
Idéal reprise d'activité sportive, Instabilité ligamentaire,
Relais suite d'entorse de Chopart légère.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux souples et respirants,
- Multi-strapping apportant une solution ciblée :

**#1 STRAPPING ∞ FORM**

Contrôle et limite
les appuis latéraux de la cheville.

ENTORSE LATÉRALE

**#2 CHOPART STRAPPING**

Soutient et stabilise l'extérieur du pied.
Contrôle les appuis.

ENTORSE DE CHOPART

**#3 STRAPPING X-SYSTEM**


Apporte un renfort ligamentaire et limite
le mouvement latéral de la cheville.

ENTORSE - REPRISE D'ACTIVITÉ - PRÉVENTION

GAUCHE

DROIT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
0	17 - 20 cm	3664338.002630	6126255	3664338.002623	6126254
1	20 - 23,5 cm	3664338.002371	6120299	3664338.002357	6120297
2	23,5 - 27 cm	3664338.002388	6120300	3664338.002364	6120298

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : CheviX® - Orliman®

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Fixquick Chevillère

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse légère, Lésion et instabilité ligamentaire interne ou externe, Idéal suite d'entorse, Reprise de sport, Prévention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Écisses latérale et médiale en plastique souple, préviennent les inflammations et entorses (inversion et éversion) de la cheville,
- Tissu aéré et léger pour un confort maximal et une utilisation adaptée à la chaussure,
- Intérieur suédine et élasthanne testés et garantis non irritants pour la peau : ISO 10993-10/2010,
- Modèle bilatéral.

Sangle de strapping
auto-agrippante et amovible
avec boucle anti-vrille.




Système de fermeture Boa®



1 cran = 1 millimètre
de serrage ou de desserrage.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	19 - 22 cm	3664338.002562	6123310
2	22 - 26 cm	3664338.002579	6123311
3	26 - 29 cm	3664338.002586	6123312
4	29 - 32 cm	3664338.002593	6123313

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}



Prescrire : Chevillère ligamentaire Fixquick - Orliman®

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Chevistrap®

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse légère, Lésion et instabilité ligamentaire interne et/ou externe, Idéal suite d'entorse, Reprise de sport, Prévention.

CARACTÉRISTIQUES :

- Repérage couleur (bleu et orange) pour une plus grande facilité de mise en place,
- Réglage par lacets pour un ajustement rapide et précis à la morphologie de la cheville,
- Dotée de renforcements bilatéraux permettant une stabilité et un équilibre naturel sans aucune gêne lors des mouvements de flexion et d'extension du pied, nécessaires pour la pratique du sport,
- Doublure intérieure respirante en tissu POROMAX®.




Système de double
sanglage en 8

conçu pour apporter une stabilité
médio-latérale limitant ainsi
une inversion et éversion du pied.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1 / Enfant	17 - 20 cm	34010.8176023.9
2	20 - 24,5 cm	34010.8176170.0
3	24,5 - 29 cm	34010.8176187.8

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}



Prescrire : Chevistrap® - Orliman®

ATTELLE DE CHEVILLE

Memostab®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de la cheville récente,
Entorse légère à moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Modèle semi-fermé facilitant la mise en place tout en apportant un confort optimal,
- Anatomique, confortable, amortit les vibrations, évite les points de pression sur les zones douloureuses.

Sangle de pré-maintien
pour un réglage précis
de l'attelle.



Système de poulies
permettant de découpler
la force de tirage afin d'obtenir
une immobilisation ajustée.



2 coques amovibles semi-rigides
conçues spécifiquement pour
la malléole interne (I) et la malléole externe (E)
et mousse double densité garantissant une bonne
adaptation morphologique et un confort optimal.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
0 / Enfant	30 - 35	34010.6005167.9
1	35 - 40	34010.6005165.5
2	40 - 45	34010.6005166.2

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Memostab® - Orliman®

oneplus

Attelle de cheville

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Laxité ligamentaire,
Instabilité ostéo-articulaire chronique,
Traitement post-opératoire et post-traumatique,
Prévention des séquelles durant la marche.


CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et évidement dans la zone du talon pour faciliter la mise en place.

Sangle de prono-supination
amovible et découpable permettant
de restreindre les mouvements de la cheville.



2 plaques médio-latérales
en matériau thermoplastique de haute densité,
avec différentes finalités en fonction de la phase
de récupération : effet correcteur ou stabilisateur.




**Tissu élastique dans la zone
du tendon d'Achille**
facilitant l'adaptation au calcanéus.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	23 - 26 cm	8435491.800501	6036102
2	26 - 29 cm	8435491.800518	6036103
3	29 - 32 cm	8435491.800525	6036104

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville One Plus - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

Memoforme®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de la cheville récente,
Entorse légère à moyenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Évidement malléolaire évitant tout point de pression sur les zones douloureuses,
- Longue sangle calcanéenne.

2 coussins amovibles
en mousse à mémoire de forme double densité.


TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit / Enfant	120 - 160 cm	3664338.000001	6032965
Standard	> 160 cm	3664338.000018	6032966

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Memoforme® - Orliman®



Coques à double rigidité
rigides en partie supérieure et semi-rigides sous les malléoles pour plus de stabilité et une meilleure adaptation dans la chaussure.



ATTELLE DE CHEVILLE

2 en 1 Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.


CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme,
- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.000612	6034692
Standard	> 160 cm	3664338.000629	6034693

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville 2 en 1 Cryotec® - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

Air/Gel Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001183	6035109
Standard	> 160 cm	3664338.001220	6035113

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville Air/Gel Cryotec® - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

Gonflable

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins d'air amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001268	6035118
Standard	> 160 cm	3664338.001176	6034952

LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}

Prescrire : Attelle de cheville gonflable - Orliman®



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Chevillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique,
Rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- La cheville anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau du talon pour une meilleure adaptation morphologique,
- Sa sangle facilite la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.




1 pompe amovible
apportant une compression
graduelle en fonction du traitement
et du ressenti du patient.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.001480	6035380

LPPR : 7132667 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Cheville Cryopump® - Orliman®

Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.



LE SAVIEZ-VOUS ?

6 000

Français consultent
chaque jour pour une entorse
de la cheville.

Source : Reconnaître une entorse de la cheville.
www.ameli.fr

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES

BOTTE DE MARCHÉ

Botimed® Basse/Haute

TRAUMATIQUE

INDICATIONS BOTIMED® HAUTE :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

INDICATIONS BOTIMED® BASSE :

Entorse grave de la cheville, Fracture de la cheville, des malléoles et des métatarses.

CARACTÉRISTIQUES :

- Chausson enveloppant matelassé en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.



BOTIMED® PÉDIATRIQUE (voir p. 145)

BOTIMED® BASSE

BOTIMED® HAUTE

TAILLE	POINTURE	MESURE DU PIED	BOTIMED® PÉDIATRIQUE		BOTIMED® BASSE		BOTIMED® HAUTE	
			HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13
Pédiatrique	21 - 27	14 - 18 cm	25 cm	34010.8275937.9	-	-	-	-
Enfant	24 - 33	16 - 21 cm	30 cm	34010.8275943.0	-	-	-	-
1	34 - 38	-	-	-	27,5 cm	34010.4633995.1	38 cm	34010.4634090.2
2	38 - 43	-	-	-	27,5 cm	34010.4634003.2	44 cm	34010.4634109.1
3	43 - 46	-	-	-	27,5 cm	34010.4634026.1	44 cm	34010.4634115.2

LPPR : 7132800 / 64,40€^{TTC}

Prescrire : Botimed® Basse, Botimed® Haute ou Botimed® Pédiatrique - Orliman®

BOTTE DE MARCHÉ

Botimed® Air Basse/Haute

TRAUMATIQUE

INDICATIONS BOTIMED® AIR HAUTE :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Réduction de l'œdème, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

INDICATIONS BOTIMED® AIR BASSE :

Fracture de la cheville, de la malléole et du cou-de-pied (tarses et métatarses), Entorse grave de la cheville, Permet un accroissement de la mobilité en post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Pompe de gonflage intégrée avec vanne de régulation,**
- Chausson enveloppant matelassé en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Coque d'immobilisation avec semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.



BOTIMED® AIR BASSE

BOTIMED® AIR HAUTE

TAILLE	POINTURE	BOTIMED® AIR BASSE		BOTIMED® AIR HAUTE	
		HAUTEUR	ACL 13	HAUTEUR	ACL 13
1	34 - 38	21,5 cm	34010.9775501.4	36 cm	34010.9775470.3
2	38 - 43	23 cm	34010.9775518.2	39,5 cm	34010.9775487.1
3	43 - 46	24 cm	34010.9775524.3	43 cm	34010.9775493.2

LPPR : 7132800 / 64,40€^{TTC}

Prescrire : Botimed® Air Basse ou Botimed® Air Haute - Orliman®

Botimed® Articulée Haute

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Fracture stable du tiers inférieur de la jambe (fracture distale du tibia ou du péroné), de la cheville et du pied, Blessure au tendon d'Achille et aux ligaments (entorse de grade II et III), Fasciite plantaire sévère, Autres soins post-chirurgicaux ou post-traumatiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Modèle doté de cadrans articulés réglables et de 2 baleines métalliques latérales adaptables pour une parfaite adaptation morphologique,**
- Chaussou enveloppant matelassé en tissu respirant avec coussinets de protection et protège orteils,
- Semelle profilée antidérapante en forme de balancier pour faciliter le déroulement du pas.

Articulations monocentriques

à système de réglage en flexion et extension de 0° à 45° (graduation de 7,5° en 7,5°)



TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	ACL 13
1	≤ 37	36,5 cm	34010.4634061.2
2	38 - 41	40,5 cm	34010.4634078.0
3	42 - 45	40,5 cm	34010.4634084.1

LPPR : 7132800 / 64,40€^{TTC}

Prescrire : Botimed® Articulée Haute - Orliman®



LE SAVIEZ-VOUS ?

6

est le nombre de mois généralement nécessaires à la récupération après une rupture du tendon d'Achille.

Source : IRBMS.
Rupture du tendon d'Achille, Juin 2022.
www.irbms.com/rupture-du-tendon-dachille

Chaussure à décharge de l'avant-pied

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et chirurgie de l'avant-pied,
Période post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Renfort rigide sur le talon, idéal pour des problèmes dans la zone du calcanéen,
- Semelle antiglisse,
- Modèle bilatéral.



Système de fixation auto-agrippant avec boucles anti-vrilles.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	33 - 35	34010.6005597.4
1	36 - 38	34010.6005600.1
2	39 - 40	34010.6005602.5
3	41 - 42	34010.6005603.2
4	43 - 45	34010.6005604.9

LPPR : 7132839 / 28,05€^{TTC}

Prescrire : Chaussure à décharge de l'avant-pied - Orliman®

Chaussure de marche Basse

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-chirurgicale du pied, métatarses et des orteils,
Problèmes de retours veineux (œdèmes).

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle antiglisse,
- Système de fixation auto-agrippant permettant l'adaptation aux pieds ayant de grandes difformités ou des bandages,
- Modèle bilatéral.



TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
0	33 - 35	3664338.000872	6034720
1	36 - 38	3664338.000889	6034876
2	39 - 40	3664338.000896	6034878
3	41 - 42	3664338.000902	6034880
4	43 - 45	3664338.000919	6034884

LPPR : 7132839 / 28,05€^{TTC}

Prescrire : Chaussure de marche Basse - Orliman®

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES

Chaussure post-opératoire

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-chirurgicale du pied, des métatarses et des orteils,
Problèmes de retours veineux (œdèmes).

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle semi-rigide intérieure amovible et externe antidérapante (en forme bateau),
- Système de fixation auto-agrippant,
- Matière respirante,
- Modèle bilatéral.



Modèle évolutif
(ouvert ou fermé)
grâce à une zone avant
amovible.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	33 - 35	34010.8138956.0
1	36 - 38	34010.8139105.1
2	39 - 40	34010.8139186.0
3	41 - 42	34010.8139246.1
4	43 - 45	34010.8139252.2

LPPR : 7132839 / 28,05€^{TTC}

Prescrire : Chaussure post-opératoire - Orliman®

Chaussure pour pied diabétique

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Permettre la mobilité post-opératoire,
Pied diabétique, Ulcère plantaire
et autres infections liées au diabète,
Pathologies du pied nécessitant
une semelle à décharge.

CARACTÉRISTIQUES :

- Épaisseur de la semelle : 18 mm,
- Possibilité de commander la semelle seule.



2 zones distinctes
de décharge



Plots amovibles
et repositionnables



Système de fixation
auto-agrippant

TAILLE	POINTURE	CHAUSSURE AVEC SEMELLE		SEMELLE SEULE	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
0	33 - 35	34010.8145399.5	34010.6000549.8	34010.6000549.8	34010.6000549.8
1	36 - 38	34010.8145413.8	34010.6000552.8	34010.6000552.8	34010.6000552.8
2	39 - 40	34010.8145442.8	34010.6000555.9	34010.6000555.9	34010.6000555.9
3	41 - 42	34010.8145459.6	34010.6000556.6	34010.6000556.6	34010.6000556.6
4	43 - 45	34010.8145465.7	34010.6000557.3	34010.6000557.3	34010.6000557.3

LPPR : 7132839 / 28,05€^{TTC}

Non remboursé

Prescrire : Chaussure pour pied diabétique - Orliman®

RELEVEUR DE PIED

Boxia®

CHRONIQUE




INDICATIONS :

Paralysies flaccides, Paralysies traumatiques, Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de maintien autour de la cheville avec rembourrage à base de gel pour plus de confort sur le tendon d'Achille,
- Discret, confortable et souple.



BOXIA®			
TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
0	13 - 17 cm	8435025.971776	9848565
1	17 - 21 cm	8435025.971202	9848571
2	21 - 25 cm	8435025.971219	9848588
3	25 - 29 cm	8435025.971226	9848594

LPPR : 7132710 / 76,22€^{TTC}

Prescrire : Boxia® - Orliman®

RELEVEUR DE PIED

Boxia® Plus

CHRONIQUE




Mise en place à une main

INDICATIONS :

Paralysies flaccides, Paralysies traumatiques, Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- **Système de fermeture semi-automatique à une main,**
- Sangle de maintien autour de la cheville en tissu micro-perforé respirant, réglable pour s'adapter à la morphologie de chaque patient.




BOXIA® PLUS			
TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	14 - 20 cm	3664338.004603	6225815
2	20 - 26 cm	3664338.004610	6225816
3	26 - 32 cm	3664338.004627	6225818

LPPR : 7132710 / 76,22€^{TTC}

Prescrire : Boxia® Plus - Orliman®

ACCESSOIRES INCLUS



Élastique de traction

maintient le pied en position neutre en reliant la sangle de maintien autour de la cheville aux crochets en « S » ou à la languette avec crochet antidérapant.



Languette avec crochet antidérapant

à positionner sur la chaussure, avec une sangle qui se fixe aux lacets pour éviter son déplacement.



Crochets en S

pour une fixation dans les œillets des chaussures offrant une plus grande stabilité et un meilleur contrôle varus/valgus.

ACCESSOIRES ADDITIONNELS / DISPONIBLES SÉPARÉMENT



BANDELETTE
(pour utilisation sans chaussure)

TAILLE	CIRC. AVANT-PIED	GAUCHE		DROITE	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	17 - 21 cm	8435025.971653	6104097	8435025.971639	6104094
2	21 - 25 cm	8435025.971660	6104098	8435025.971646	6104095
3	25 - 29 cm	8435025.971691	6104099	8435025.971684	6104096

Non remboursé

Prescrire : Bandelette pour Boxia® / Boxia® Plus - Orliman®



MOLLETIÈRE

TAILLE	CORRESPONDANCE BOXIA® & BOXIA® PLUS	EAN 13		ACL 7	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
0	0	8435025.973596	6009357		
1 - 2	1 et 2	8435025.973602	6009355		
3	3	8435025.973619	6009356		

Non remboursé

Prescrire : Molletière pour Boxia® / Boxia® Plus - Orliman®

Releveur de pied

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Paralysies flaccides, Paralysies traumatiques,
Paralysies neurologiques.

CARACTÉRISTIQUES :

- Prévient tout déséquilibre latéral,
- Adaptable par découpe,
se chauffe au pistolet thermique,
- Modèle rembourré d'un capiton
dans la partie supérieure.



Maintient le pied
à angle droit

TAILLE	POINTURE	HAUTEUR	GAUCHE		DROIT	
			EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	35 - 37	29 cm	8435025.964938	6004480	8435025.964891	6004444
2	37 - 39	32 cm	8435025.964945	6004481	8435025.964907	6004445
3	39 - 41	34 cm	8435025.964952	6004483	8435025.964914	6004446
4	41 - 44	39 cm	8435025.964969	6004484	8435025.964921	6004448

LPPR : 7132710 / 76,22€^{TTC}

Prescrire : Releveur de pied - Orliman®



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES



CRYO
& BANDES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



GAMME PÉDIATRIQUE

Une gamme spécialement conçue pour la morphologie des plus petits, de 4 à 14 ans. Des attelles pour immobiliser mais surtout pour bouger !

COLLIER CERVICAL

Collier C1 Souple

INDICATIONS :

Torticolis,
Réadaptation après port d'un collier C2.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	5 cm	3664338.000384	6034526
Enfant	29 - 34 cm	6,5 cm	3664338.000391	6034527

LPPR : 7132704 / 9,25€^{TTT}

Prescrire : Collier C1 - Orliman®



COLLIER CERVICAL

Collier C2 Semi-rigide

INDICATIONS :

Entorse bénigne,
Torticolis,
Névralgie cervico-brachiale.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	25 - 29 cm	5 cm	3664338.000254	6034502
Enfant	29 - 34 cm	6,5 cm	3664338.000261	6034503

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTT}

Prescrire : Collier C2 - Orliman®



tour de cou
+ hauteur de cou



ATTELLE DE POUCE

Neo Rhizo Confort®

INDICATIONS :

Entorse de la métacarpophalangienne (MCP),
Lésion articulaire et ligamentaire du pouce.




TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
0	< 14 cm	34010.6018535.0

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTT}

Prescrire : Neo Rhizo Confort® - Orliman®



tour de poignet



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO & BANDES

ATELLE DE POIGNET

Confort Plus® Poignet

INDICATIONS :

Traumatisme du poignet,
Entorse,
Contusion,
Immobilisation post-opératoire.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 10 cm	3664338.000131	6032982	3664338.000063	6032973
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000124	6032980	3664338.000056	6032972

LPPR : 7132822 / **41,64€^{TTC}**

Prescrire : Confort Plus® Poignet - Orliman®



ATELLE DE POIGNET - POUCE

Confort Plus® Poignet-pouce

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse du poignet et du pouce,
Blessure du scaphoïde.



TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Enfant	10 - 12 cm	3664338.000247	6033034	3664338.000186	6033026

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Confort Plus® Poignet-pouce - Orliman®

Bandage d'immobilisation d'épaule

INDICATIONS :


Immobilisation post-opératoire et après traumatisme (entorse et luxation) de l'épaule et du coude.



TAILLE	TOUR DE POITRINE + BRAS	LISERÉ	ACL 13
Pédiatrique	< 65 cm	Rouge	34010.4529594.4
Enfant	65 - 90 cm	Bleu	34010.4529602.6

LPPR : 6132607 / 15,24€^{TTC}

Prescrire : Bandage d'immobilisation d'épaule - Orliman®



Anneaux claviculaires

INDICATIONS :


Luxation de l'articulation acromio-claviculaire, Fracture ou traumatisme de la clavicule avec ou sans déplacement.



TAILLE	CARRURE	ACL 13
Pédiatrique	< 24 cm	34010.4871476.3
Enfant	25 - 30 cm	34010.4871482.4

Non remboursé

Prescrire : Anneaux claviculaires - Orliman®



GENOUILLÈRE

Rotulig®

INDICATIONS :

Lésion rotulienne,
Instabilité modérée des ligaments
latéraux LLI et LLE.



TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
Enfant	24 - 29 cm	34010.9799430.7

LPPR : 201D02.5 + 201D04.2 + 201D04.3 + 201D04.4 / **24,46€^{TTC}**

Prescrire : Rotulig® - Orliman®



tour de genou



ATTELLE DE GENOU

3 Pans

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.



TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	HAUTEUR	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
Pédiatrique	< 110 cm	25 cm	28 - 36 cm	3664338.000667	6034697
Enfant	110 - 140 cm	40 cm	33 - 39 cm	3664338.000674	6034698

LPPR : 7132727 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : 3 Pans - Orliman®



taille de l'enfant

tour de cuisse
(15 cm au-dessus
de la rotule)

ATTELLE DE GENOU AÉRÉE

Genu'R® / Genu'R® 20°

INDICATIONS :


Traumatisme et entorse,
Luxation de la rotule,
Lésion partielle ou déchirure ligamentaire,
Post-opératoire.

HAUTEUR 40 cm
(individu < 150 cm)

TAILLE	TOUR DE CUISSE	Genu'R®		Genu'R® 20°	
		ACL 13	EAN 13	ACL 7	EAN 13
Unique / Enfant	35 - 43 cm	34010.8150851.0	3664338.003583	6219384	3664338.003583

LPPR : 7132727 / **57,23€^{TTC}**

Prescrire : Genu'R® ou Genu'R® 20° - Orliman®

Éclisses
préformées à 20°
sur le modèle
Genu'R® 20°

CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Chevilig®


INDICATIONS :

Traitement pour suite d'entorse de cheville bénigne et traitement d'œdème post-opératoire, Permet la reprise d'activité sportive.



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
0	14 - 17 cm	34010.9492884.8
LPPR : 201D02.6 / 16,19€ ^{TTC}		

Prescrire : Chevilig® - Orliman®



CHEVILLÈRE LIGAMENTAIRE

Chevistrap®

INDICATIONS :

Traumatisme de la cheville avec entorse, Post-opératoire, Reprise et prévention.



TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
1	17 - 20 cm	34010.8176023.9
LPPR : 7132667 / 27,44€ ^{TTC}		

Prescrire : Chevistrap® - Orliman®



NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ATTELLE DE CHEVILLE

Memoforme®


INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique de la cheville.



TAILLE	TAILLE DE L'ENFANT	EAN 13	ACL 7
Petit	120 - 160 cm	3664338.000001	6032965
LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}			

Prescrire : Memoforme® - Orliman®



taille de l'enfant

ATTELLE DE CHEVILLE

Memostab®

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse récente,
Entorse tibio-tarsienne grave,
Laxité chronique.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	30 - 35	34010.6005167.9
LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}		

Prescrire : Memostab® - Orliman®



BOTTE DE MARCHÉ

Botimed® Pédiatrique

INDICATIONS :

Traumatisme et suite d'intervention chirurgicale,
Entorse et lésion ligamenteuse,
Remplacement de plâtre.



TAILLE	POINTURE	MESURE DU PIED	HAUTEUR	ACL 13
Pédiatrique	21 - 27	14 - 18 cm	25 cm	34010.8275937.9
Enfant	24 - 33	16 - 21 cm	30 cm	34010.8275943.0
LPPR : 7132800 / 64,40€^{TTC}				

Prescrire : Botimed® Pédiatrique - Orliman®



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO & BANDES



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES



GAMME MATERNITÉ

Soucieux du bien-être des patientes, **Orliman**[®] a développé une gamme de solutions orthopédiques répondant aux problématiques des futures mamans.

Modifications hormonales et morphologiques, prise de poids, augmentation de la rétention des liquides... Bien que la grossesse ne soit pas une maladie, cet état inédit mérite une attention particulière.

Orliman[®] **Maternity** est née de cette volonté de mettre notre savoir-faire au service des futures mamans, afin de les accompagner face aux maux du quotidien durant cette nouvelle aventure.



*Pour des mamans heureuses !

BANDE PELVIENNE

Monaë light®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie, les douleurs de la symphyse pubienne (pubalgies), les douleurs pelviennes et/ou sacro-iliaques, Protège le périnée, Prévient et soulage les douleurs sciatiques.

Après l'accouchement : Soulage les douleurs de la symphyse pubienne, Soutient le plancher pelvien, Permet une action complémentaire aux séances de rééducation périnéale (utilisable lors des activités quotidiennes et/ou en position debout prolongée).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bande pelvienne avec système de sangle principale + 2 sangles latérales réglables offrant une contention ferme mais ajustable, sans risque de compression superflue,
- Bande antiglisse pour un bon maintien en position durant les activités quotidiennes.

Pads de massage amovibles
limitant la pression au niveau du coccyx.



Sangles latérales

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003354	6211590

Non remboursé

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Monaë light® - Orliman® Maternity

CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

Ninaë casual® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

Conception en 2 parties amovibles pour un soutien lombaire optimal et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort.
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse (ligne dégagée à l'aîne), tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Rappel postural ajustable

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003200	6211573	3664338.003217	6211574
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë casual® - Orliman® Maternity

Ninaë evolution® 21 & 26 cm

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOCHEMENT

INDICATIONS :

Durant la grossesse : Soulage la lombalgie et les douleurs pelviennes, Réduit l'inconfort postural durant l'activité, Atténue l'effet de pesanteur exercé sur le ventre en position debout.

Après l'accouchement : Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits).

CARACTÉRISTIQUES :

- Bandeau lombaire avec 2 sangles de rappel postural dédoublées pour un ajustement personnalisé du serrage, 4 baleines souples disposées en éventail qui s'adapteront à la cambrure du dos et un tissage aéré pour plus de confort,
- **Bandeau intermédiaire souple avec pads de massage exerçant une pression douce sur les zones douloureuses dans le bas du dos,**
- Partie avant universelle, ajustable selon l'évolution de la grossesse, ligne dégagée à l'aîne, tissage extensible au niveau du pubis pour éviter toute pression superflue sur la vessie.



Partie avant amovible et évolutive
avec ligne dégagée à l'aîne.

Bandeau souple avec pads de massage

Rappel postural ajustable

1 2 3 Switchsystem®

Design **Switchsystem™** offrant plusieurs choix de combinaisons, un soutien lombaire optimal en toutes situations et un transfert du poids du bébé sur les hanches, sans pression sur le ventre.



1 Un moment de repos dans le canapé ?

La bande de massage, plus souple, exerce une pression douce sur les zones douloureuses.



2 Un peu de bricolage dans la chambre de bébé ?

La bande de massage + la sangle de rappel apportent un soutien musculaire plus ferme lors d'efforts légers et un soulagement des zones douloureuses.



3 Une séance de shopping entre copines ?

La sangle de rappel soulage sans encombrer afin de maintenir une mobilité optimale dans les meilleures conditions.

HAUTEUR 21 cm

HAUTEUR 26 cm

TAILLE	HAUTEUR 21 cm		HAUTEUR 26 cm	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.003286	6211582	3664338.003293	6211584
LPPR : 201E00.021 / 47,19€^{TTC}		LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}		

Prise de mesures minimales :
Tour de taille : 90 cm
Prise de mesures maximales :
Tour de taille : 135 cm

Prescrire : Ninaë evolution® - Orliman® Maternity

CEINTURE DE SOUTIEN ABDOMINAL

Monaë activ[®] 22 cm

CHRONIQUE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Limite le diastasis abdominal (des muscles grands droits),
Soulage la lombalgie, Soutient les muscles abdominaux
lors de l'effort, Permet une action complémentaire
aux séances de rééducation périnéale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Plastron abdominal double accroche + zone de fixation étendue offrant un serrage toujours optimal, adapté selon l'évolution de la morphologie de la patiente,
- Tissu élastique aéré en partie arrière pour une contention homogène et plus de confort.




HAUTEUR 22 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	80 - 95 cm	3664338.003224	6211575
2	95 - 110 cm	3664338.003231	6211576
3	110 - 130 cm	3664338.003248	6211578

LPPR : 201E00.031 / 57,54€^{TTC}

Prescrire : Monaë activ[®] - Orliman[®] Maternity



Prise de mesures :
tour de taille.

COLLANT DE MATERNITÉ

Lilaë move[®]

CHRONIQUE

GROSSESSE

INDICATIONS :

Soulage la sensation de jambes lourdes et fatiguées
avec douleur légère ou gonflement,
Problèmes de varices légères ou d'araignées vasculaires,
Prévention des pathologies veineuses.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression préventive : 15 à 21 mmHg,
- Collant intégral recouvrant la totalité du ventre pour éviter toute gêne à mi-ventre,
- Densité adaptée en partie haute pour éviter les risques de compression du ventre.



● NOIR

● CHAIR

TAILLE	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1 - S	19 - 20	29 - 36	28 - 35	39 - 53	46 - 56	3664338.003361	6211591	3664338.003309	6211585
2 - M	20 - 22	32 - 40	30 - 38	41 - 56	49 - 60	3664338.003378	6211592	3664338.003316	6211586
3 - L	22 - 25	34 - 43	33 - 41	45 - 60	56 - 67	3664338.003385	6211593	3664338.003323	6211587
4 - XL	25 - 27	37 - 45	35 - 44	46 - 62	62 - 74	3664338.003392	6211594	3664338.003330	6211588
5 - XXL	27 - 31	39 - 48	37 - 47	47 - 64	65 - 78	3664338.003408	6211595	3664338.003347	6211589

Non remboursé

Prescrire : Lilaë move[®] - Orliman[®] Maternity

TALONNETTES DE PROTECTION

Lilaë protect®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Soulage les douleurs liées à la talalgie, la bursite et la tendinite achilléenne, Soulage les douleurs articulaires, Diminue la pression exercée sur le talon.

CARACTÉRISTIQUES :

- Densité d'amorti adaptée permettant de soulager les points d'appuis douloureux sous le talon et de réduire les sollicitations sur les articulations des membres inférieurs,
- Silicone lavable très simplement sous un filet d'eau tiède (ne contient pas de latex),
- Rebord de calage pour une stabilité optimale à l'arrière du pied.



TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	35 - 38	3664338.003514	6214932
2	39 - 42	3664338.003521	6214933

Non remboursé

Prescrire : Lilaë protect® - Orliman® Maternity

SEMELLES DE CONFORT

Lilaë soft®

CHRONIQUE

GROSSESSE

POST-ACCOUCHEMENT

INDICATIONS :

Soulage les douleurs liées à la métatarsalgie, la talalgie et la tendinopathie, Diminue la pression exercée sur les points d'appuis, Soulage les pieds douloureux ou fatigués, Limite l'affaissement de la voûte plantaire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Design ultra-fin pour une mise en place facile et un confort idéal dans tous types de chaussures,
- Densité double zone avec un amorti accru au niveau des points d'appuis (talon / métatarses),
- Renfort plantaire préformé limitant l'affaissement de la voûte plantaire, favorisant le bon calage et la stabilité du pied dans la chaussure et ainsi l'équilibre dynamique général de la patiente,
- Surfaçage en textile respirant pour plus de confort et d'hygiène.



TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 38	3664338.003255	6211579
2	38 - 40	3664338.003262	6211580
3	40 - 42	3664338.003279	6211581

Non remboursé

Prescrire : Lilaë soft® - Orliman® Maternity

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES



GAMME ONE PLUS

Orliman® s'attache depuis toujours à mettre au point des attelles pour les patients qui présentent des besoins spécifiques.


Nous sommes donc parfaitement conscients des problématiques orthopédiques propres aux personnes dont l'appareil locomoteur doit supporter un plus grand poids, ou dont les grandes tailles nécessitent des solutions adaptées.

Orliman® One Plus est née de la nécessité d'offrir un produit adapté aux patients nécessitant un traitement particulier lié à des caractéristiques physiques et morphologiques atypiques.

La gamme dédiée aux morphologies spécifiques

Des recherches approfondies réalisées par notre équipe R&D ont mené au développement de cette gamme d'attelles très innovantes et plus résistantes, qui permettent une adaptation complète à la morphologie des patients grâce à ses découpes ergonomiques.

La gamme **Orliman® One Plus** se distingue par un choix exigeant et adapté des matériaux, en fonction des besoins anatomiques de chaque attelle. L'association d'éléments rigides dans tous nos produits offre une haute résistance aux chocs mécaniques. Les assemblages sont optimisés pour un effet «sans couture» intérieur et garantissent un port confortable. Les découpes ergonomiques, parfaitement pensées pour les morphologies spécifiques, renforcent cette sensation de confort.



oneplus COLLIER CERVICAL SEMI-RIGIDE

Collier C2

TRAUMATIQUE
CHRONIQUE

INDICATIONS :


Traumatisme léger des parties osseuses (apophyse épineuse et transverse) et molles (coup du lapin), Soins post-opératoire, Torticolis, Cervicalgie, Cervicobrachialgie, Syndrome de compression, Affections rhumatismales et/ou dégénératives.

CARACTÉRISTIQUES :

- Découpe anatomique améliorant le maintien vertical et limitant le mouvement de rotation de la tête pour une bonne repose au niveau des maxillaires et du larynx,
- Renfort plastique inamovible pour assurer un port stable,
- **Housse de protection amovible et facilement lavable,**
- Densité de mousse 50 kg/m³.



Bords arrondis améliorant le confort.



TAILLE	TOUR DE COU	HAUTEUR DE COU 6,5 cm		HAUTEUR DE COU 7,5 cm		HAUTEUR DE COU 9,5 cm		HAUTEUR DE COU 10,5 cm	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	50 - 53 cm	3664338.008526	6323259	3664338.008557	6323270	3664338.008588	6323273	3664338.008595	6323274
2	53 - 56 cm	3664338.008533	6323268	3664338.008564	6323271	3664338.008625	6323278	3664338.008601	6323275
3	56 - 59 cm	3664338.008540	6323269	3664338.008571	6323272	3664338.008632	6323279	3664338.008618	6323277

LPPR : 7132733 / 13,10€^{TTC}

Prescrire : Collier C2 One Plus - Orliman®

Ceinture de soutien lombaire 32 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Lombalgie et sciatique, Hernie discale, Spondylolyse et spondylarthrite / arthrose, Tension ou déchirure des muscles ou des ligaments qui soutiennent les vertèbres lombaires,
 Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- Système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont 2 avec système de fermeture éclair,
- 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la zone abdominale,
- Système de fixation auto-agrippant,
- Hauteur dorsale : 32 cm,
 Hauteur du plastron : 32 cm.



Double bande de rappel postural en tissu élastique avec système de passe-main.



4 baleines dorsales en acier galvanisé.




Fermeture éclair antéro-latérale facilitant le positionnement et le réglage de la ceinture.

HAUTEUR 32 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	132 - 142 cm	8435025.999732	6037713
2	142 - 152 cm	8435025.999749	6037715
3	152 - 162 cm	8435025.999756	6037767
4	162 - 172 cm	8435025.999763	6037770

LPPR : 201E00.022 / 55,86€^{TTC}



Prescrire : Ceinture de soutien lombaire One Plus - Orliman®

Ceinture de soutien abdominal 29 cm

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Contention d'hernies ventrales petites ou moyennes, Hypotonie abdominale, Traitement post-opératoire, Prophylaxie dans les professions ou les sports qui sollicitent excessivement la colonne lombo-sacrée,
 Lombalgie, Amélioration de la posture.

CARACTÉRISTIQUES :


- 2 baleines dorsales amovibles en acier galvanisé,
- 2 renforts souples sur la zone abdominale,
- Système de fermeture par bande auto-agrippante avec un système de passe-doigt,
- Hauteur dorsale : 29 cm,
 Hauteur du plastron : 32 cm,
- Contient du latex.



Découpe anatomique au-dessus des cuisses pour un confort optimal.



Large zone de tissu auto-agrippant pour une adaptation morphologique optimale.




Renforts latéraux semi-rigides pour une meilleure contention des tissus mous.

HAUTEUR 29 cm

TAILLE	TOUR DE TAILLE	EAN 13	ACL 7
1	130 - 140 cm	8435025.999695	6036089
2	140 - 150 cm	8435025.999701	6036090
3	150 - 161 cm	8435025.999718	6036091
4	161 - 172 cm	8435025.999725	6036092

LPPR : 201E00.032 + 3x201E03.01 / 82,68€^{TTC}



Prescrire : Ceinture de soutien abdominal One Plus - Orliman®

Attelle de poignet

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose et arthrite, Syndrome du canal carpien, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Boucles anti-vrilles.

Tissu élastique
sur la partie dorsale
pour faciliter la pose.



Attaches auto-agrippantes
grande taille
et découpables.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435025.999909	6036046	8435025.999879	6036042
2	21 - 23 cm	8435025.999916	6036047	8435025.999886	6036043
3	23 - 25 cm	8435025.999923	6036048	8435025.999893	6036044

LPPR : 7132791 / **56,64€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de poignet One Plus - Orliman®



Attelle de poignet-pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse, Tendinite, Arthrose (y compris rhizarthrose) et arthrite, Syndrome du canal carpien, Syndrome de De Quervain, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- 1 Éclisse latérale préformée, modelable et amovible,
- 1 Éclisse palmaire préformée, modelable et amovible,
- 2 Éclisses dorsales souples,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce
pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection
interne dans la zone du pouce
améliorant le confort durant
l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800143	6036052	8435025.999992	6036049
2	21 - 23 cm	8435491.800150	6036053	8435491.800129	6036330
3	23 - 25 cm	8435491.800167	6036088	8435491.800136	6036050

LPPR : 7132845 / **53,18€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de poignet-pouce One Plus - Orliman®



Attelle de pouce

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE


INDICATIONS :

Entorse (ex. : pouce du skieur),
Rhizarthrose et arthrite carpo-métacarpienne du pouce,
Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- Éclisse latérale modelable au niveau de la colonne du pouce,
- Attaches auto-agrippantes grande taille et découpables,
- Tissu élastique sur la partie dorsale pour faciliter la pose,
- Boucles anti-vrilles.

Sangle de pouce pour un ajustement optimal.



Coussinet de protection interne dans la zone du pouce améliorant le confort durant l'immobilisation.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	GAUCHE		DROIT	
		EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
1	19 - 21 cm	8435491.800235	6036038	8435491.800266	6036035
2	21 - 23 cm	8435491.800242	6036040	8435491.800273	6036036
3	23 - 25 cm	8435491.800259	6036041	8435491.800280	6036037

LPPR : 7132845 / 53,18€^{TTC}



Prise de mesures : tour de poignet.


Prescrire : Attelle de pouce One Plus - Orliman®

LE SAVIEZ-VOUS ?

30%

des Français sont en surpoids et 17% souffrent d'obésité.

Source : Enquête obépi-roche, 2020.



Genouillère ligamentaire articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Traitement post-opératoire et post-traumatique, Instabilités latérales du genou, de type varus ou valgus (en utilisant les articulations polycentriques rigides).

CARACTÉRISTIQUES :


- Genouillère enveloppante à fermeture postérieure,
- 4 sangles amovibles et découpables (hautes et basses),
- 2 cadrans articulés polycentriques crantés et amovibles en aluminium,
- 2 doubles ressorts spiralium amovibles.



Matériau élastique dans la zone poplitée pour faciliter l'adaptation au genou.




Tissu élastique au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.



2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans les parties, inférieure et supérieure, de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 58 cm	8435491.800358	6036093
2	58 - 69 cm	8435491.800365	6036094
3	69 - 82 cm	8435491.800372	6036095

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}



Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée One Plus - Orliman®

Genouillère ligamentaire articulée réglable

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Arthrose et arthrite, Contusion capsulo-ligamentaire, Instabilité ostéo-articulaire chronique, Instabilités latérales du genou de type varus ou valgus, Pathologies pour lesquelles il convient de contrôler l'amplitude articulaire du genou, Traitement post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- 2 cadrans polycentriques articulés et réglables avec contrôle de la flexion-extension à intervalles de 0°-15°-30°-60°-90°,
- 2 sangles amovibles d'ajustement de la compression.



Fermeture enveloppante en forme de «S» assurant une meilleure adaptation morphologique.




Tissu élastique au niveau de la rotule pour éviter les déplacements et les œdèmes causés par un effet de striction.



2 bandes antiglisse internes (points de silicone) dans les parties, inférieure et supérieure, de l'attelle pour éviter son déplacement.

TAILLE	TOUR DE GENOU	EAN 13	ACL 7
1	49 - 55 cm	8435491.800419	6036096
2	55 - 62 cm	8435491.800426	6036098
3	62 - 71 cm	8435491.800433	6036099
4	71 - 82 cm	8435491.800440	6036100

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}



Prescrire : Genouillère ligamentaire articulée réglable One Plus - Orliman®

Attelle de genou articulée

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :


Rééducation post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- 4 réglages distincts à la cuisse et au mollet,
- Cadran articulé gradué réglable :
Flexion : de 0° à 120°
(par graduations de 10° jusqu'à 30°
et par graduations de 15° jusqu'à 120°),
Extension : de 0° à 90°
(par graduations de 10° jusqu'à 30°
et par graduations de 15° jusqu'à 90°),
Immobilisation totale de 0° à 45°,
- Sangles recoupables avec fixations papillons auto-agrippantes.



2 enveloppes capitonnées découpables pour un ajustement et un confort optimaux.



Fermeture à clips à mémoire de réglage



Barres télescopiques en aluminium et clips de friction permettant de régler la hauteur souhaitée.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435491.800495	6036101
LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}		

Prise de mesures maximales :
Tour de cuisse : 85 cm
Tour de mollet : 65 cm

Prescrire : Attelle de genou articulée One Plus - Orliman®

Attelle de cheville

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Entorse, Laxité ligamentaire,
Instabilité ostéo-articulaire chronique,
Traitement post-opératoire et post-traumatique,
Prévention des séquelles durant la marche.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et évidement dans la zone du talon pour faciliter la mise en place.

Sangle de pronosupination amovible et découpable permettant de restreindre les mouvements de la cheville.




2 plaques médio-latérales en matériau thermoplastique de haute densité, avec différentes finalités en fonction de la phase de récupération : effet correcteur ou stabilisateur.



Tissu élastique dans la zone du tendon d'Achille facilitant l'adaptation au calcanéus.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	23 - 26 cm	8435491.800501	6036102
2	26 - 29 cm	8435491.800518	6036103
3	29 - 32 cm	8435491.800525	6036104
LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}			



Prescrire : Attelle de cheville One Plus - Orliman®





GAMME SPORT

Anatomiques, confortables, résistants et lavables, les produits de la gamme **Orliman® Sport** sont pensés pour tous les sportifs, amateurs comme aguerris.

Nos attelles apportent soutien et maintien et sont fabriquées en tissu élastique et respirant avec coutures plates pour éviter tout frottement gênant.

La gamme orthopédique professionnelle **dédiée aux sportifs**



[ESPACE DÉDIÉ]

SOIN DES SPORTIFS

Nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive.

Pour plus d'informations, rendez-vous **page 44 !**

Véritables phénomènes de société, les sports de loisirs ont vu leur pratique évoluer et se diversifier significativement ces dernières années, proposant une offre toujours plus attractive et variée pour un public nouveau, au profil de plus en plus hétérogène.

Très logiquement, on a pu constater une évolution du nombre de pathologies bénignes liées à la pratique d'une activité physique (tendinites, douleurs articulaires, etc.). De plus en plus de patients se tournent vers l'automédication. On remarque alors une demande croissante de dispositifs légers, performants et abordables pouvant soulager rapidement de petites douleurs/gênes ponctuelles mais également rassurer dans le cas de traumatismes passés.

Si cette demande est réelle, elle est en grande partie captée par les magasins de sport généralistes, du fait essentiellement de la méconnaissance d'une telle offre en officine. Force est de constater que pour beaucoup de patients, les dispositifs vendus en pharmacie sont essentiellement destinés aux soins post-traumatiques, ils sont onéreux et uniquement disponibles sur prescription médicale.

L'objectif de la gamme est de vous proposer une sélection de produits performants, « tendance » et abordables pour vous permettre d'améliorer votre champ d'action et votre compétitivité.

SPORT

Épaulière élastique

INDICATIONS : tendinopathie, légère instabilité, inflammation post-traumatique.



Sangle de réglage



Tricot technique



Homme & Femme


TAILLE	TOUR DU BICEPS	EAN 13	ACL 7
S	27 - 32 cm	3664338.003644	6222508
M	32 - 38 cm	3664338.003651	6222509
L	38 - 44 cm	3664338.003668	6222510

Non remboursé



SPORT

Coudière élastique



INDICATIONS : épicondylite (tennis elbow), épitrochléite (golf elbow), contusion légère, tendinite, processus inflammatoire, instabilité et traumatisme léger.


TAILLE	TOUR DE COUDE	ACL 13
S	22 - 26 cm	34010.8145235.6
M	26 - 30 cm	34010.8145241.7
L	30 - 34 cm	34010.8145258.5

Non remboursé



SPORT

Sangle anti-épicondylite




INDICATIONS : épicondylite (tennis elbow), épitrochléite (golf elbow), prévention des lésions sportives.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435025.998018	6041809

Non remboursé

SPORT

Attelle de poignet élastique



INDICATIONS : tendinite, arthrose, arthrite, contusion légère, instabilité et traumatisme léger, processus inflammatoire.


TAILLE	TOUR DE POIGNET	ACL 13
S	15 - 18 cm	34010.8145152.6
M	18 - 21 cm	34010.8145169.4
L	21 - 24 cm	34010.8143621.9

Non remboursé



SPORT

Poignet élastique réglable



INDICATIONS : prévention des lésions du poignet, tendinite, ténosynovite bénigne.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.8145146.5

Non remboursé

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT


FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES

SPORT


Genouillère élastique courte



INDICATIONS : arthrite, arthrose, instabilité et traumatisme léger du genou, processus inflammatoire.


TAILLE	TOUR DE GENOU	ACL 13
S	32 - 36 cm	34010.8145293.6
M	36 - 41 cm	34010.8145301.8
L	41 - 48 cm	34010.8145318.6

Non remboursé



SPORT

Sangle infra-patellaire




INDICATIONS : traitement de la maladie d'Osgood-Schlatter chez le jeune sportif, tendinite du tendon rotulien.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	8435025.998001	6041811

Non remboursé

SPORT

Cuissard élastique



INDICATIONS : prévention des déchirures musculaires des quadriceps, abducteurs, muscles ischio-jambiers et muscles d'approximation.


TAILLE	TOUR DE CUISSE	ACL 13
S	45 - 49 cm	34010.8145264.6
M	49 - 54 cm	34010.8145270.7
L	54 - 61 cm	34010.8145287.5

Non remboursé



SPORT

Molletière élastique



INDICATIONS : pathologies musculaires, protection du tibia.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	ACL 13
S	27 - 31 cm	34010.8145347.6
M	31 - 36 cm	34010.8145376.6
L	36 - 42 cm	34010.8145382.7

Non remboursé



SPORT

Chevillère élastique



Double densité



Coussinet protecteur



Coutures plates



Homme & Femme

INDICATIONS : instabilité légère de la cheville, épanchements articulaires et inflammations d'origine traumatique et causées par des maladies antérieures, irritation post-opératoire et post-traumatique (après entorses), tendomyopathies.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
S	17 - 20 cm	34010.8145206.6
M	20 - 23 cm	34010.8145212.7
L	23 - 26 cm	34010.8145229.5

Non remboursé



SPORT

Chevillère élastique réglable



Sangle de réglage



Évidement au talon



Homme & Femme

INDICATIONS : lésions légères, entorses, luxations.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	ACL 13
S	17 - 20 cm	34010.8145175.5
M	20 - 23 cm	34010.8145181.6
L	23 - 26 cm	34010.8145198.4

Non remboursé



SPORT

Chaussettes de compression



Sans couture



Homme & Femme



Maille aérée



Renfort matelassé

INDICATIONS : amélioration du retour veineux, oxygénation des muscles, des tendons et des ligaments pendant et après l'effort, diminution de la fatigue musculaire et accélération de la récupération.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	EAN 13	ACL 7
S/1	30 - 34,5 cm	3664338.001978	6041785
M/2	34,5 - 39 cm	3664338.001985	6041797
L/3	39 - 43,5 cm	3664338.001992	6041798
XL/4	43,5 - 48 cm	3664338.002005	6041799

Non remboursé



SPORT

Semelles sportives à décharge



Découpable



Homme & Femme

INDICATIONS : absorption des chocs d'impacts au niveau du talon et diminution de la pression exercée sur les zones d'appui (talon & métatarses), régulation thermique au niveau du pied, réduction des frottements et de la formation de callosités.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 37	8435025.996847	6041803
2	38 - 39	8435025.996854	6041805
3	40 - 41	8435025.996861	6041806
4	42 - 43	8435025.996878	6041807
5	44 - 45	8435025.996885	6041808

Non remboursé

TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES



GAMME SKINTAPE®

Inspirés de la méthodologie du taping, les produits de la gamme Skintape® sont dotés de bandes de silicone intégrées, issues d'une formule unique POWER-BAND™. Ils apporteront à vos patients un soutien mécanique fonctionnel pour stabiliser l'articulation, un accompagnement musculaire lors des mouvements et une réduction des vibrations musculaires lors de la pratique sportive.

La gamme innovante et tendance **dédiée aux sportifs**

Dotés de **bandes de silicone intégrées** issues de la formule unique POWER-BAND™ (élastique, antidérapant, respirant et lavable) et d'un design anatomique, les produits agissent sur les ligaments, tendons et/ou muscles.

AU NIVEAU ARTICULAIRE

Les bandes guident et soutiennent les ligaments et/ou les tendons afin de limiter les sollicitations et sécuriser l'articulation tout en lui laissant de la mobilité et de la flexibilité. Soutenue, celle-ci pourra ainsi travailler de manière équilibrée.

AU NIVEAU MUSCULAIRE

La position et la direction des bandes ont été spécialement étudiées pour réduire les points douloureux et les oscillations musculaires lors de l'exercice (durant la course à pied ou lors des phases de réception de sauts).

L'alliance de deux tissus élastiques, fins, légers, doux et absorbants apporte aux produits SKINTAPE® un effet compressif agréable et confortable, même en cas de port prolongé.

Bien qu'ils soient souvent préconisés pour des actions de soins en cas de blessure, les produits de compression sont tout aussi recommandés dans un cadre préventif pour limiter de manière efficace les sollicitations excessives sur un muscle douloureux, fragile, ou déjà lésé par le passé, diminuant le risque de microlésions post-exercice.

Ils constituent de fait une sécurité psychologique non négligeable en cas de retour de blessure, pour une pratique sportive sereine et totalement libérée. **Les muscles moins sollicités pourront entrer plus rapidement en phase de régénération et de récupération.**

[ESPACE DÉDIÉ]


SOIN DES SPORTIFS

Nous vous accompagnons dans une démarche catégorielle regroupant des produits liés à la pratique sportive.

Pour plus d'informations, rendez-vous **page 44 !**

Le port des produits SKINTAPE® stimule le système proprioceptif lors de la pratique sportive et répond à l'accompagnement physiologique, quelle que soit l'activité pratiquée.

Coudière SKINTAPE®




INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Épicondylite, Épitrôchléite, État inflammatoire, Arthrose légère, Tendinite et contusion légères.

TAILLE	TOUR DE COUDE	EAN 13	ACL 7
S/1	23 - 26 cm	3664338.008250	6297252
M/2	26 - 29 cm	3664338.008267	6297253
L/3	29 - 32 cm	3664338.008274	6297255
XL/4	32 - 35 cm	3664338.008281	6297256

Non remboursé



Attelle de Poignet-Pouce SKINTAPE®




INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Soutien et compression après blessure mineure, Arthrose légère, Entorse, État inflammatoire chronique.

TAILLE	TOUR DE POIGNET	EAN 13	ACL 7
S/1	14 - 16 cm	3664338.008359	6297264
M/2	16 - 18 cm	3664338.008366	6297265
L/3	18 - 21 cm	3664338.008373	6297266

Non remboursé



Cuissard SKI'tape®





INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Prévention des déchirures et tensions musculaires, Évite la surcharge musculaire dans les quadriceps, les ischio-jambiers et les abducteurs, Rupture fibrillaire du quadriceps, Foulure musculaire, Post-traumatique.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
S/1	42 - 46 cm	3664338.008144	6297240
M/2	46 - 50 cm	3664338.008151	6297241
L/3	50 - 54 cm	3664338.008168	6297242
XL/4	54 - 58 cm	3664338.008175	6297243
XXL/5	58 - 62 cm	3664338.008182	6297244

Non remboursé



Genouillère SKI'tape®



INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Arthrite et arthrose, Processus inflammatoire, Légère ecchymose, Traumatisme léger et instabilité, Épanchement et inflammation articulaires, État inflammatoire post-opératoire.


TAILLE	TOUR DE CUISSE*	EAN 13	ACL 7
S/1	39 - 43 cm	3664338.008199	6297245
M/2	43 - 47 cm	3664338.008205	6297246
L/3	47 - 51 cm	3664338.008212	6297247
XL/4	51 - 55 cm	3664338.008229	6297249
XXL/5	55 - 59 cm	3664338.008236	6297250

Non remboursé

*14 cm au-dessus de la rotule.



Molletière SKI'tape®




INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Trouble musculaire, Soutien et compression après une blessure musculaire, Déchirure fibrillaire, Tension musculaire, Post-traumatisme.

TAILLE	TOUR DE MOLLET	EAN 13	ACL 7
S/1	30 - 34 cm	3664338.008090	6297235
M/2	34 - 38 cm	3664338.008106	6297236
L/3	38 - 42 cm	3664338.008113	6297237
XL/4	42 - 46 cm	3664338.008120	6297238
XXL/5	46 - 50 cm	3664338.008137	6297239

Non remboursé



Chevillère SKI'tape®



INDICATIONS : Soutien et protection pour les activités sportives et professionnelles, Légère blessure et instabilité, Soutien de l'articulation, Arthrite et arthrose, Faiblesse ligamentaire.

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE*	EAN 13	ACL 7	
Droite	S/1	17 - 21 cm	3664338.008298	6297257
	M/2	21 - 25 cm	3664338.008304	6297258
	L/3	25 - 29 cm	3664338.008311	6297259
Gauche	S/1	17 - 21 cm	3664338.008342	6297263
	M/2	21 - 25 cm	3664338.008335	6297262
	L/3	25 - 29 cm	3664338.008328	6297261

Non remboursé

*2 cm au-dessus de la malléole.





CRYO
& BANDES

FeetPAD
CHUT

FeetPAD
PODOLOGIE

SPORT

oneplus

Maternity

Kids

CHEVILLE
& PIED

GENOU

POIGNET
& MAIN

ÉPAULE
& BRAS

TRONC
& RACHIS



GAMME PODOLOGIE



COLLECTION **CORRECTEURS**

CORRIGER & PROTÉGER

Pour corriger l'axe de l'articulation afin de ralentir le processus de déformation de l'Hallux Valgus 176



COLLECTION **COUSSINETS**

AMORTIR & SOULAGER

Pour amortir les surcharges du pied grâce aux coussinets en gel à placer dans la chaussure 178



COLLECTION **PROTECTEURS**

PRÉVENIR, PROTÉGER, SOULAGER...

Pour protéger les orteils et « l'oignon » des pressions et frottements exercés contre la chaussure 179



COLLECTION **SEMELLES**

SOUTENIR & SOULAGER

Pour redistribuer les forces de charges sur le pied et réduire la pression sur les zones d'appuis 182



COLLECTION **TALONNETTES**

SOUTENIR & SOULAGER

Pour absorber les chocs sous le talon et réduire les tensions exercées sur le tendon 185



COLLECTION **CHAUSSETTES**

PRÉVENIR, PROTÉGER, STIMULER...

De compression ou pour pieds diabétiques, elles protègent notamment le pied contre les frottements douloureux des chaussures 186

Correcteur nocturne Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Traitement d'Hallux Valgus, Thérapie conservatrice et post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sangle de pression ajustable permettant un réglage de l'axe de correction,
- Coussin amortisseur offrant un confort optimal.

TAILLE	POINTURE	GAUCHE	DROIT
		ACL 13	ACL 13
S	34 - 36	34010.6005001.6	34010.6004997.3
M	37 - 40	34010.6005002.3	34010.6004995.9
L	41 - 46	34010.6005000.9	34010.6004998.0

LPPR : 7132673 / 12,13€ ^{TTC}

Prescrire : Correcteur nocturne Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD



Écarteur & Protecteur Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux, Réalignement de l'articulation, Amortit les pressions.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	ACL 13
Unique	34015.6117298.9

Non remboursé

Prescrire : Écarteur & Protecteur Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD



Écarteur de doigts Hallux Valgus

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Réduit les frictions, Réalignement de l'articulation, Évite les Hallux Valgus.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
S	35 - 38	34015.6117246.0
M	39 - 42	34015.6117252.1
L	43 - 46	34015.6117269.9

Non remboursé

Prescrire : Écarteur de doigts Hallux Valgus - Orliman® FeetPAD



NOUVEAU

COLLECTION **CORRECTEURS**

Séparateur Gel Demi-lune

2 UNITÉS

INDICATIONS :

Protège contre les frottements interdigitaux et les irritations causées par des formations douloureuses (boutons, verrues...).
En post-opératoire : maintient l'alignement pendant la cicatrisation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère viscoélastique hypoallergénique et testé dermatologiquement.

TAILLE	MESURE A	EAN 13	ACL 7
S	5 mm	3664338.009974	6345182
M	7 mm	3664338.009967	6345181
L	9 mm	3664338.009950	6345180
XL	15 mm	3664338.009981	6345184

Non remboursé

Prescrire : Séparateur Gel Demi-lune - Orliman® FeetPAD



- SANS LATEX
- GEL INTERNE
- LAVABLE
- RÉUTILISABLE

NOUVEAU

COLLECTION **CORRECTEURS**

Séparateur & protecteur 4^e et 5^e orteils

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Bunionette, callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Soulage la douleur liée à l'oignon douloureux et permet un bon alignement des orteils.
- 2 boucles en gel souple : permettent d'enfiler le produit facilement et de bien rester en position.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.009943	6345179

Non remboursé

Prescrire : Séparateur & Protecteur 4^e et 5^e orteils - Orliman® FeetPAD



- SANS LATEX
- GEL INTERNE
- LAVABLE
- RÉUTILISABLE

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COLLECTION **COUSSINETS**

Coussinet Gel Talon

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la douleur et absorbe les chocs sous le talon,
Évite les frottements et la formation de callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945408.4

Non remboursé

Prescrire : Coussinet Gel Talon - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

COLLECTION **COUSSINETS**

Coussinet Gel Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la douleur de la zone métatarsienne et de l'avant du pied,
Évite la formation de callosités et durillons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
--------	--------

Unique 34010.2945377.3

Non remboursé

Prescrire : Coussinet Gel Métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

COLLECTION **COUSSINETS**

Coussinet Gel Orteils

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Soulage les douleurs de l'avant-pied et les orteils
en forme de griffe ou marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Petit coussinet sous-diaphysaire en gel polymère viscoélastique
avec anneau de fixation au 2^e orteil.

TAILLE	POINTURE	GAUCHE		DROIT	
		ACL 13	ACL 13	ACL 13	ACL 13
S	35 - 38	34010.2945503.6	34010.2945443.5		
M	39 - 42	34010.2945526.5	34010.2945489.3		
L	43 - 46	34010.2945549.4	34010.2945495.4		

Non remboursé

Prescrire : Coussinet Gel Orteils - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



COLLECTION **PROTECTEURS**

Protecteur Hallux Valgus et Cors

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Protège et soulage les oignons douloureux et sensibles.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absorbe et répartit les pressions sur l'Hallux Valgus grâce à son gel polymère,
- Ne glisse pas,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	< 41	34015.6116347.5
2	≥ 41	34015.6116353.6

Non remboursé

Prescrire : Protecteur Hallux Valgus et Cors - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

COLLECTION **PROTECTEURS**

Protection Plantaire Métatarses

LA PAIRE

INDICATIONS :

Protège et soulage la zone des métatarses,
Empêche la formation de cors,
Absorbe les chocs et réduit les callosités.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mini-bande plantaire en tissu élastique avec coussin en gel polymère.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	< 41	34015.6116198.3
2	≥ 41	34015.6116212.6

Non remboursé

Prescrire : Protection Plantaire Métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

NOUVEAUCOLLECTION **PROTECTEURS**

Protection plantaire Gel Métatarses

1 PAIRE

INDICATIONS :

Protège la zone des métatarses contre les frottements,
Indiqué pour les métatarsalgies qui nécessitent une décharge importante,
Soulage la sensation de brûlure et la douleur sous les têtes métatarsiennes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère viscoélastique,
- Anneau de fixation au 2^e orteil.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
UNIQUE	3664338.009776	6345161

Non remboursé

Prescrire : Protection plantaire Gel Métatarses - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Protection Gel Talon

2 UNITÉS

INDICATIONS :

Prévient des pressions et des frottements,
Évite la formation d'ampoules,
Protège les blessures existantes du tendon d'Achille.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère auto-adhésif absorbant les impacts et la pression,
- Très fin, facile à placer dans tout type de chaussure.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.2945437.4

Non remboursé

Prescrire : Protection Gel Talon - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



AUTO-ADHÉSIF

Tube protecteur Gel Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Atténue la pression et la friction, Protection et hydratation des orteils,
Favorise la cicatrisation, Protège les zones lésées.


CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ○ Blanc.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
S	15 mm	34010.2945650.7
M	20 mm	34010.2945667.5
L	25 mm	34010.2945673.6

Non remboursé

Prescrire : Tube protecteur Gel Orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Tube protecteur Gel & Tissu Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Atténue la pression et la friction,
Protection et hydratation des orteils, Favorise la cicatrisation.


CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 15 cm découpable,
- Couleur : ● Chair.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
XS	20 mm	34015.6140245.1
S	25 mm	34015.6140251.2
M	30 mm	34015.6140268.0
L	35 mm	34015.6142238.1

Non remboursé

Prescrire : Tube protecteur Gel & Tissu Orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOUPABLE

Doigtier protecteur Orteils et doigts

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Orteil en marteau, Lésion kératosique,
Superposition des orteils, Favorise la cicatrisation.


CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère, Tissu : Polyamide et Élastomère,
- Longueur 8,5 cm découpable.

TAILLE	Ø DIAMÈTRE	ACL 13
S	25 mm	34015.6133647.3
M	30 mm	34015.6138076.6
L	35 mm	34011.6138952.7

Non remboursé

Prescrire : Doigtier protecteur Orteils et doigts - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE



DÉCOURABLE

Protecteur Gel Petit orteil

1 UNITÉ

INDICATIONS :

Réduit la douleur, Protège l'exostose de l'articulation,
Diminue la pression et les frottements causés par la chaussure.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel polymère hydratant, adoucissant et protégeant la zone fragilisée, tout en absorbant les chocs,
- Modèle bilatéral.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.2945420.6

Non remboursé

Prescrire : Protecteur Gel Petit orteil - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

LE SAVIEZ-VOUS ?

61%

des Français souffrent des pieds. En effet, les pieds font 5000 à 6000 pas par jour et sont donc soumis à rude épreuve !

Source : Union française pour la santé du pied.

NOUVEAU

COLLECTION SEMELLES

Semelles COSY à mémoire de forme

MIXTE

LA PAIRE

INDICATIONS :

Métatarsalgie, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied douloureux ou fatigué.

CARACTÉRISTIQUES :

- Zones de décharge de l'avant-pied et du talon : soulagent les pressions plantaires,
- Mousse à mémoire de forme double densité : épouse l'anatomie du pied,
- Couche inférieure en feutre : respirante pour un port confortable,
- Conception légère et douce : absorbe l'humidité et garde le pied au sec,
- Peuvent remplacer les semelles intérieures d'origine,
- Couleur : ● Bleu marine,
- Épaisseur de la semelle : de 5 à 8 mm.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
0	35 - 36	3664338.009882	6345172
1	37 - 38	3664338.009899	6345173
2	39 - 40	3664338.009905	6345174
3	41 - 42	3664338.009912	6345175
4	43 - 44	3664338.009929	6345176
5	45 - 46	3664338.009936	6345178

Non remboursé

Prescrire : Semelles COSY - Orliman® FeetPAD



Ultra confortables, adaptées à la plupart des chaussures.



NOUVEAU

COLLECTION SEMELLES

Semelles FINES Silicone & tissu

MIXTE

LA PAIRE

INDICATIONS :

Métatarsalgie, Épine calcanéenne, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied fatigué ou douleur post-chirurgicale, Soulage le pied après l'effort (idéal pour le sport).

CARACTÉRISTIQUES :

- Zones de décharges de l'avant-pied et du talon + coussin plantaire : soulagent les pressions plantaires en atténuant les appuis douloureux,
- Système antiglisse sous le talon : ne bougent pas dans les chaussures,
- Doublure tissu : préserve de l'humidité et des odeurs,
- Couleur : ● Gris clair,
- Épaisseur de la semelle : de 3 à 7 mm.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
0	35 - 36	3664338.009813	6345165
1	37 - 38	3664338.009820	6345166
2	39 - 40	3664338.009837	6345167
3	41 - 42	3664338.009844	6345168
4	43 - 44	3664338.009851	6345169
5	45 - 46	3664338.009868	6345170

Non remboursé

Prescrire : Semelles FINES - Orliman® FeetPAD



Douces et souples, adaptées à la plupart des chaussures.



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIEFeetPAD
CHUTCRYO
& BANDES

NOUVEAU

COLLECTION SEMELLES

Semelles EXTRA FINES Silicone & tissu

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Soulage la zone de l'avant-pied grâce au coussinet métatarsien,
Soulage la douleur plantaire, Évite la formation de callosités et de cors,
Absorbe les chocs.

CARACTÉRISTIQUES :

- Zone de décharge de l'avant-pied : coussinet métatarsien pour protéger et soulager la zone des métatarses,
- Système antiglisse sous le talon : ne bougent pas dans les chaussures,
- Doublure tissu : préserve de l'humidité et des odeurs,
- Couleur : ● Gris clair,
- Épaisseur de la semelle : de 2,6 à 4,6 mm.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	34 - 36	3664338.009783	6345162
2	37 - 39	3664338.009790	6345163
3	40 - 42	3664338.009806	6345164

Non remboursé

Prescrire : Semelles EXTRA FINES - Orliman® FeetPAD



Fines et souples,
adaptées aux escarpins
et chaussures plates.



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

NOUVEAU

COLLECTION SEMELLES

Semelles INVISIBLES Gel

FEMME

LA PAIRE

INDICATIONS :

Absorbe les chocs et la pression,
Apporte un confort de port tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES :

- Zones de décharge de l'avant-pied et du talon : soulagent les pressions plantaires,
- Ultra fines et longueur $\frac{3}{4}$: s'adaptent facilement à l'intérieur des chaussures,
- Adhésives et antidérapantes : ne glissent pas dans la chaussure,
- Couleur : ○ Transparent,
- Épaisseur de la semelle : de 1,6 à 2 mm.



Discrètes
et transparentes,
idéales pour les escarpins
et les chaussures ouvertes.



SANS LATEX



GEL INTERNE



LAVABLE



RÉUTILISABLE

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.009875	6345171

Non remboursé

Prescrire : Semelles INVISIBLES - Orliman® FeetPAD

Semelles Silicone avec inserts

LA PAIRE

INDICATIONS :

Métatarsalgie, Épine calcanéenne, Talalgie, Bursite, Fasciite plantaire, Pied diabétique, Pied fatigué ou douleur post-chirurgicale, Soulage le pied après l'effort (idéal pour le sport).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Limite les traumatismes liés aux impacts répétés,
- Épaisseur de la semelle interne : de 3,5 à 6,5 mm.



TAILLE	POINTURE	ACL 13
0	35 - 36	34015.6116270.6
1	37 - 38	34015.6116287.4
2	39 - 40	34015.6116293.5
3	41 - 42	34015.6116318.5
4	43 - 44	34015.6116324.6
5	45 - 46	34015.6116330.7

Non remboursé



Prescrire : Semelles Silicone avec inserts - Orliman® FeetPAD

Semelles thermoformables

LA PAIRE

Grâce à leur technologie Bion'tech®, les semelles thermoformables s'adaptent parfaitement à la morphologie du pied améliorant ainsi l'amorti et la stabilité durant les phases de marche ou de course.

Elles permettent de réduire les vibrations sur les articulations du genou, de la cheville et de la région lombaire, réduisant les risques de traumatismes mineurs pouvant nuire aux articulations et aux os, tout en diminuant la fatigue musculaire.



POINTURE	ACL 13
36	34010.6003291.3
37	34010.6003294.4
38	34010.6003274.6
39	34010.6003275.3
40	34010.6003276.0
41	34010.6003277.7
42	34010.6003279.1
43	34010.6003282.1
44	34010.6003285.2
45	34010.6003288.3
46	34010.6003290.6

Non remboursé

INNOVATION BREVETÉE

EFFICACITÉ
PROUVÉE !

lmana
Ingeniería biomecánica

Colegio Oficial
de Podólogos
de La Rioja

Prescrire : Semelles thermoformables - Orliman® FeetPAD

COLLECTION **TALONNETTES**

Talonnettes Silicone avec insert central

LA PAIRE

INDICATIONS :


Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34015.6116229.4
2	39 - 42	34015.6116241.6
3	43 - 46	34015.6116258.4

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes Silicone avec insert central - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

COLLECTION **TALONNETTES**

Talonnettes Silicone avec insert latéral

LA PAIRE

INDICATIONS :


Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Aponévrosite plantaire, Épine calcanéenne, Éperon calcanéen, Maladie de Sever (décharge partielle).

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34015.6435012.4
2	39 - 42	34015.6469376.4
3	43 - 46	34015.6469525.6

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes Silicone avec insert latéral - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

COLLECTION **TALONNETTES**

Talonnettes plates Silicone avec insert central

LA PAIRE

INDICATIONS :

Talalgie, Bursite, Tendinite du tendon d'Achille, Épine calcanéenne.

CARACTÉRISTIQUES :

- Gel silicone double densité permettant de réduire les points d'appui douloureux sous le talon et les contraintes tendineuses, ligamentaires et articulaires,
- Épaisseur de 5 mm sans bords latéraux.

TAILLE	POINTURE	ACL 13
1	35 - 38	34010.2945584.5
2	39 - 42	34010.2945590.6
3	43 - 46	34010.2945615.6
4	47 - 50	34010.2945621.7

Non remboursé



Prescrire : Talonnettes plates Silicone avec insert central - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



LAVABLE



RÉUTILISABLE

Chaussettes de compression Voyage

LA PAIRE

INDICATIONS :

Stimule et favorise le retour veineux,
Protège le pied contre les frottements douloureux des chaussures,
Recommandé pour les longs trajets.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Compression dégressive,
- Renfort matelassé au niveau de la plante des pieds,
- Maille épaisse,
- **Degré de compression : 15 - 20 mmHg - Classe II.**



SANS LATEX



UNISEXE



COMPRESSION



SANS COUTURE



RESPIRANT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE	EAN 13	ACL 7
1	18 - 21,5 cm	3664338.001848	6041764
2	21,5 - 25 cm	3664338.001855	6041765
3	25 - 28,5 cm	3664338.001862	6041768
4	28,5 - 32 cm	3664338.001879	6041770

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes de compression Voyage - Orliman® FeetPAD



LE SAVIEZ-VOUS ?

6h

de voyage en avion
peuvent favoriser l'apparition
d'une thrombose
veineuse profonde chez
les personnes à risque.

Source : L'Assurance Maladie.
Prévenir la phlébite, Décembre 2020.
www.ameli.fr

Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Préviens le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Sans compression,
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon,
- Tissu en tricot lisse,
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 38,5	3664338.000995	6034921
2	38,5 - 41	3664338.001039	6034928
3	41 - 43,5	3664338.001046	6034929
4	43,5 - 46	3664338.001053	6034930

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques Daily - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



UNISEXE



SANS COMPRESSION



SANS COUTURE



RESPIRANT



BACTÉRIO-STATIQUE

Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques

LA PAIRE

INDICATIONS :

Pieds sensibles du diabétique, Candidose, Mycose, Eczéma, Préviens le développement des bactéries et champignons (traitement bactériostatique), Évite les frictions et les frottements sur les zones sensibles du pied, tels que les orteils et les talons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Sans couture,
- Sans compression,
- Renforts matelassés au niveau des orteils et du talon,
- Viscose avec charbon actif, absorbe l'humidité et neutralise les odeurs,
- Fibre de coton traitée avec des ions d'argent pour leurs propriétés antibactériennes et antifongiques.

TAILLE	POINTURE	EAN 13	ACL 7
1	36 - 38,5	3664338.001558	6038578
2	38,5 - 41	3664338.001565	6038579
3	41 - 43,5	3664338.001572	6038580
4	43,5 - 46	3664338.001589	6038581

Non remboursé

Prescrire : Chaussettes Confort & Protection Pieds diabétiques Relax - Orliman® FeetPAD



SANS LATEX



UNISEXE



SANS COMPRESSION




SANS COUTURE



RESPIRANT



BACTÉRIO-STATIQUE



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES




GAMME CHUT

Les chaussures thérapeutiques à usage temporaire sont destinées à des patients dont les anomalies constatées au niveau du pied demandent un maintien, un chaussant particulier ou une correction que ne peut assurer une chaussure ordinaire sans pour autant justifier l'attribution d'une chaussure thérapeutique sur mesure.

- Elles permettent une **plus grande mobilité en facilitant la marche** ou sa reprise,
- Elles sont **adaptées à de nombreuses pathologies plantaires** et favorisent la cicatrisation des plaies,
- Elles peuvent être utilisées **lorsqu'un appareillage orthopédique a été mis en place.**

Nos modèles allient **confort, protection et facilité d'utilisation** grâce à des **matériaux performants** aux **propriétés respirantes, antibactériennes et antistatiques.**



1. Volume chaussant important à l'avant-pied pour éviter les points de pression.
2. Semelle flexible antidérapante et antiglisse pour limiter le risque de chute.
3. Système de fermeture auto-agrippant ou élastique pour un ajustement optimal aux variations de volume.
4. Ouverture large pour une grande facilité de mise en place.
5. Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique.
6. Contrefort stabilisant pour un maintien optimal.

Chaussures thérapeutiques à usage temporaire **gamme CHUT**

INDICATION PRINCIPALE	MODÈLES FEMMES			MODÈLES MIXTES	MODÈLES HOMMES		
	CHAUSSURES OUVERTES	CHAUSSURES FERMÉES	CHAUSSONS		CHAUSSURES OUVERTES	CHAUSSURES FERMÉES	CHAUSSONS
PIEDS DIABÉTIQUES		TINTIAUX®				PENFRET®	RHUYS®
		ERQUY®				CHAUSEY®	
		CÉZEMBRE®					
		GAVRINIS®					
PIEDS RHUMATOÏDES	BRIAND®	HOEDIC®	MOLÈNE®	NOIRMOUTIER®	GUERNIC®	ER LANNIC®	
	ILLIEC®	DORELLE®	BRÉHAT®	OZAC'H®		ARZ®	
			OLÉRON®			ROËLAN®	
HALLUX VALGUS - OIGNONS	GLAZIC®	TATIHOU®				OUESSANT®	
	BELLE-ÎLE®	VEÏZIT®					
	HOUAT®	VERDELET®					
	THINIC®						
ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU	LEMENEC®		BELLE-ÎLE ÉTÉ®		COZ CASTEL®		QUIBERON®
	BELLE-ÎLE ÉTÉ®		GROIX ÉTÉ®				
	NOHIC®						



Chaussures thérapeutiques
à usage temporaire **gamme CHUT**

#1 DÉTERMINER LA POINTURE

POINTURE	LONGUEUR DU PIED (cm)	
	FEMME	HOMME & MIXTE
35	21,9	-
36	22,6	23
37	23,2	23,7
38	23,9	24,4
39	24,5	25
40	25,2	25,7
41	25,8	26,4
42	26,5	27
43	-	27,7
44	-	28,4
45	-	29
46	-	29,7

#2 DÉTERMINER LA LARGEUR DU PIED

POINTURE	CIRCONFÉRENCE (cm)		
	PIED MOYEN	PIED LARGE	PIED EXTRA-LARGE
35	< 22,4	22,5 - 23,5	> 23,5
36	< 22,9	23 - 24	> 24
37	< 23,4	23,5 - 24,5	> 24,5
38	< 23,9	24 - 25	> 25
39	< 24,4	24,5 - 25,5	> 25,5
40	< 24,9	25 - 26	> 26
41	< 25,4	25,5 - 26,5	> 26,5
42	< 25,9	26 - 27	> 27
43	< 26,4	26,5 - 27,5	> 27,5
44	< 26,9	27 - 28	> 28
45	< 27,4	27,5 - 28,5	> 28,5
46	< 27,9	28 - 29	> 29

#3 CHOISIR LE MODÈLE

FEMME	PIED MOYEN	PIED LARGE	PIED EXTRA-LARGE	HAUTEUR DU TALON	ÉPAISSEUR SEMELLE INTERNE	
					(mm)	(mm)
BELLE-ÎLE® P192	●			30	8	
VEÏZIT® P195	●			30	8	
VERDELET® P195	●			30	8	
DORELLE® P199	●			28	8	
CÉZEMBRE® P202	●			30	8	
GAVRINIS® P203	●			28	8	
TINTIAUX® P203	●			28	8	
HOUAT® P193	●	●		41	8	
THINIC® P194	●	●		40	-	
TATIHOU® P194	●	●		41	8	
ILLIEC® P198	●	●		30	8	
HOEDIC® P199	●	●		30	8	
BRÉHAT® P200	●	●		30	8	
ERQUY® P202	●	●		30	8	
GLAZIC® P193	●	●	●	30	8	
LEMENEC® P196	●	●	●	40	-	
NOHIC® P196	●	●	●	40	-	
BELLE-ÎLE® ÉTÉ P197	●	●	●	30	8	
GROIX® ÉTÉ P197	●	●	●	30	-	
BRIAND® P198	●	●	●	28	8	
MOLÈNE® P200	●	●	●	30	8	
OLÉRON® P201	●	●	●	30	8	
HOMME & MIXTE						
ARZ® P206	●			30	8	
ER LANNIC® P206	●			30	8	
ROËLAN® P207	●			30	8	
GUERNIC® P207	●	●		25	8	
PENFRET® P208	●	●		28	8	
RHUYS® P209	●	●		25	8	
OUESSANT® P204	●	●	●	30	8	
COZ CASTEL® P205	●	●	●	25	-	
QUIBERON® P205	●	●	●	25	8	
CHAUSEY® P208	●	●	●	30	8	
OZAC'H® P211	●	●	●	25	8	
NOIRMOUTIER® P211	●	●	●	25	8	


OUTILS




Affiches



Dépliant patients



Présentoir



Prise de mesures



Règlettes

La prise de mesures est essentielle à la délivrance du produit le plus adapté. Il est recommandé de bien suivre le protocole de prise de mesures disponible en téléchargement dans votre **Espace Pro** sur notre site : pro.ortliman.fr.

Ou demandez-le à votre **technico-commercial(e)** ou notre **Service client : 02 99 66 41 41**.



Les mesures indiquées et le conseil des modèles sont à titre indicatif. En raison de la diversité des pathologies, l'essayage de la chaussure reste le moyen le plus adapté au choix du bon produit.



MODÈLES FEMMES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Belle-Île®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Cou-de-pied fort. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige élastique pour épouser parfaitement les déformations du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine,
- Tissu déperlant.



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

Langue auto-agrippante
pour une fermeture rapide et ajustable.



En raison du petit taillant du modèle Belle-Île®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

● NOIR	
POINTURE	ACL 13
35	34010.6015411.0
36	34010.6015412.7
37	34010.6015649.7
38	34010.6015650.3
39	34010.6015660.2
40	34010.6015661.9
41	34010.6015662.6
42	34010.6015663.3

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Belle-Île® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Glazic®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort.
Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire.
Pansements épais. Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tige latérale ultra souple pour épouser parfaitement les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.003880	6223448
36	3664338.003897	6223449
37	3664338.003903	6223450
38	3664338.003910	6223452
39	3664338.003927	6223453
40	3664338.003934	6223454
41	3664338.003941	6223455
42	3664338.003958	6223456

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Glazic® - Orliman® FeetPAD



Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Houat®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds diabétiques. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

● NOIR / TAUPE

POINTURE	● NOIR		● NOIR / TAUPE	
	ACL 13	EAN 13	EAN 13	ACL 7
35	34010.6028960.7	3664338.009271	3664338.009271	6328177
36	34010.6028961.4	3664338.009288	3664338.009288	6328206
37	34010.6028963.8	3664338.009295	3664338.009295	6328207
38	34010.6028964.5	3664338.009301	3664338.009301	6328208
39	34010.6028965.2	3664338.009318	3664338.009318	6328209
40	34010.6028966.9	3664338.009325	3664338.009325	6328211
41	34010.6028967.6	3664338.009332	3664338.009332	6328212
42	34010.6028968.3	3664338.009349	3664338.009349	6328213

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Houat® - Orliman® FeetPAD



Tige élasthanne ultra souple
pour épouser parfaitement les déformations du pied.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Thinic®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds rhumatoïdes. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Pathologies unguéales.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau souple sur les côtés, épouse les déformations du pied,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine.



Ouverture arrière complète

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.

Langue arrière auto-agrippante pour une fermeture rapide et ajustable.



● CRÈME / MOTIFS

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.007475	6287403
36	3664338.007482	6287404
37	3664338.007499	6287405
38	3664338.007505	6287406
39	3664338.007512	6287407
40	3664338.007529	6287408
41	3664338.007536	6287409
42	3664338.007543	6287410

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Thinic® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Tatihou®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds diabétiques. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 lanières auto-agrippantes souples et longues pour une fermeture ajustable au cou-de-pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
35	34010.6028951.5
36	34010.6028952.2
37	34010.6028953.9
38	34010.6028954.6
39	34010.6028955.3
40	34010.6028957.7
41	34010.6028958.4
42	34010.6028959.1

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Tatihou® - Orliman® FeetPAD



Tige élasthane ultra souple pour épouser parfaitement les déformations du pied.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Veizit®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges.
Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité.
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Modèle moderne et élégant.



Matériau souple sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

● NOIR / KAKI

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.009066	6327816
36	3664338.009196	6328163
37	3664338.009202	6328164
38	3664338.009226	6328168
39	3664338.009233	6328169
40	3664338.009240	6328171
41	3664338.009257	6328172
42	3664338.009264	6328174

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Veizit® - Orliman® FeetPAD

NOUVEAU

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Verdelet®

FEMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges.
Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pieds rhumatoïdes, Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Modèle moderne et élégant.



Matériau souple sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

● NOIR

● BEIGE

POINTURE	NOIR		BEIGE	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
35	3664338.010116	6349744	3664338.010031	6349496
36	3664338.010123	6349745	3664338.010048	6349737
37	3664338.010130	6349746	3664338.010055	6349738
38	3664338.010147	6349747	3664338.010062	6349739
39	3664338.010154	6349748	3664338.010079	6349740
40	3664338.010161	6349750	3664338.010086	6349741
41	3664338.010178	6349751	3664338.010093	6349742
42	3664338.010185	6349752	3664338.010109	6349743

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Verdelet® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Lemenec®

FEMME

ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Pieds rhumatoïdes.
Hallux valgus, oignons. Œdème post-opératoire,
Pansement épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau souple sur les côtés, épouse les déformations du pied,
- Languettes auto-agrippantes pour une fermeture rapide et ajustable,
- Semelle extérieure souple pour plus de confort.



Ouverture complète
sur le dessus et à l'arrière
de la chaussure.

POINTURE	● BLEU		● ROSE	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
35	3664338.009431	6328340	3664338.009516	6328349
36	3664338.009448	6328341	3664338.009523	6328350
37	3664338.009455	6328342	3664338.009530	6328352
38	3664338.009462	6328343	3664338.009547	6328353
39	3664338.009479	6328344	3664338.009554	6328354
40	3664338.009486	6328346	3664338.009561	6328355
41	3664338.009493	6328347	3664338.009578	6328356
42	3664338.009509	6328348	3664338.009585	6328357

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Lemenec® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Nohic®

FEMME

ORTEILS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Pieds rhumatoïdes.
Hallux valgus, oignons. Œdème post-opératoire,
Pansement épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avant-pied large et ajustable,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine.



Languettes auto-agrippantes
sur la tige et à l'arrière.

Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.

POINTURE	● GRIS CLAIR / MOTIFS	
	EAN 13	ACL 7
35	3664338.007390	6287395
36	3664338.007406	6287396
37	3664338.007413	6287397
38	3664338.007420	6287398
39	3664338.007437	6287399
40	3664338.007444	6287400
41	3664338.007451	6287401
42	3664338.007468	6287402

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Nohic® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Belle-Île® été



FEMME

ORTELS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Hallux valgus, oignons.
Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Durillons, cors.
Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire.
Pansements épais. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avant-pied large et ajustable grâce à sa languette auto-agrippante,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.

● BLEU MARINE

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.004047	6223465
36	3664338.004054	6223466
37	3664338.004061	6223467
38	3664338.004078	6223469
39	3664338.004085	6223470
40	3664338.004092	6223471
41	3664338.004108	6223472
42	3664338.004115	6223473

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Belle-Île® été - Orliman® FeetPAD



Ouverture complète

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.

En raison du petit taillant du modèle Belle-Île® été, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Groix® été



FEMME

ORTELS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Hallux valgus, oignons.
Pieds extra-larges. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Avant-pied large et ajustable grâce à sa languette auto-agrippante,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.

● GRIS

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.004191	6223483
36	3664338.004207	6223484
37	3664338.004214	6223485
38	3664338.004221	6223486
39	3664338.004238	6223487
40	3664338.004245	6223488
41	3664338.004252	6223489
42	3664338.004269	6223490

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Groix® été - Orliman® FeetPAD



Ouverture complète

idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.

En raison du petit taillant du modèle Groix® été, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Briand®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort. Pieds extra-larges. Durillons, cors.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité.



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

Langue auto-agrippante
pour une fermeture rapide et ajustable.



● ROUGE

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.007710	6287436
36	3664338.007727	6287550
37	3664338.007734	6287551
38	3664338.007741	6287552
39	3664338.007758	6287553
40	3664338.007765	6287554
41	3664338.007772	6287555
42	3664338.007789	6287556

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Briand® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Illiec®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Cou-de-pied fort. Hallux valgus, oignons. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau élastique sur les côtés, épouse les déformations du pied,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

Langue auto-agrippante
pour une fermeture rapide et ajustable.



● BLEU MARINE / BLEU MÉTALLIQUE

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.007550	6287411
36	3664338.007567	6287412
37	3664338.007574	6287413
38	3664338.007581	6287414
39	3664338.007598	6287415
40	3664338.007604	6287420
41	3664338.007611	6287421
42	3664338.007628	6287423

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Illiec® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Dorelle®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Pieds diabétiques. Hallux valgus, oignons. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.



● BLEU MARINE

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.007635	6287427
36	3664338.007642	6287429
37	3664338.007659	6287430
38	3664338.007666	6287431
39	3664338.007673	6287432
40	3664338.007680	6287433
41	3664338.007697	6287434
42	3664338.007703	6287435

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Dorelle® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Hoedic®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Cou-de-pied fort. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture large pour faciliter la mise en place,
- Languette auto-agrippante pour une fermeture rapide et ajustable,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Matière élastique sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338.003804	6223438
36	3664338.003811	6223440
37	3664338.003828	6223441
38	3664338.003835	6223442
39	3664338.003842	6223443
40	3664338.003859	6223444
41	3664338.003866	6223446
42	3664338.003873	6223447

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Hoedic® - Orliman® FeetPAD

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Bréhat®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Pathologies unguéales.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Effet bi-matière pour une chaussure élégante et féminine,
- Tissu déperlant.



Tige élasthanne

aux propriétés extensibles pour épouser parfaitement les déformations du pied.

● NOIR

● BORDEAUX

POINTURE	ACL 13	
	NOIR	BORDEAUX
35	34010.6015403.5	34010.6015035.8
36	34010.6015404.2	34010.6015036.5
37	34010.6015405.9	34010.6015038.9
38	34010.6015406.6	34010.6015039.6
39	34010.6015407.3	34010.6015040.2
40	34010.6015408.0	34010.6015041.9
41	34010.6015409.7	34010.6015042.6
42	34010.6015410.3	34010.6015044.0

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

En raison du petit taillant du modèle Bréhat®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

Prescrire : CHUT Bréhat® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Molène®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Tissu nid d'abeille déperlant pour une respiration optimale et un parfait maintien du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Grande ouverture
pour faciliter la mise en place.

Chaussant large
pour le confort des pieds déformés.



En raison du petit taillant du modèle Molène®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

● NOIR

● BLEU MARINE

POINTURE	ACL 13		EAN 13		ACL 7
	NOIR	BLEU MARINE	NOIR	BLEU MARINE	
35	34010.6015395.3	3664338.004122	3664338.004122	3664338.004122	6223475
36	34010.6015396.0	3664338.004139	3664338.004139	3664338.004139	6223476
37	34010.6015397.7	3664338.004146	3664338.004146	3664338.004146	6223477
38	34010.6015398.4	3664338.004153	3664338.004153	3664338.004153	6223478
39	34010.6015399.1	3664338.004160	3664338.004160	3664338.004160	6223479
40	34010.6015400.4	3664338.004177	3664338.004177	3664338.004177	6223481
41	34010.6015401.1	3664338.004184	3664338.004184	3664338.004184	6223482
42	34010.6015402.8	3664338.004559	3664338.004559	3664338.004559	6223962

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Molène® - Orliman® FeetPAD

Oléron®

FEMME

PIEDS RHUMATOÏDES



INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu nid d'abeille déperlant pour une respiration optimale et un parfait maintien du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



POINTURE	● BEIGE	● BLEU MARINE
	ACL 13	ACL 13
35	34010. 6015064 . 8	34010. 6015056 . 3
36	34010. 6015065 . 5	34010. 6015057 . 0
37	34010. 6015067 . 9	34010. 6015058 . 7
38	34010. 6015389 . 2	34010. 6015059 . 4
39	34010. 6015390 . 8	34010. 6015060 . 0
40	34010. 6015392 . 2	34010. 6015061 . 7
41	34010. 6015393 . 9	34010. 6015062 . 4
42	34010. 6015394 . 6	34010. 6015063 . 1

LPPR : 7 133052 / 25,31€^{TTG} l'unité, soit 50,62€^{TTG} la paire.

Prescrire : CHUT Oléron® - Orliman® FeetPAD

Ouverture complète et ajustable à la forme du pied grâce à ses 2 languettes auto-agrippantes. Idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.



En raison du petit taillant du modèle Oléron®, nous vous conseillons de faire essayer une pointure au-dessus.

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Cézembre®

FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Hallux valgus, oignons.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Matière légèrement élastique sur les côtés pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Ouverture souple
grâce à sa tige munie d'élastiques,
mise en place facile.

● NOIR / BRONZE

● BLEU MARINE / BLEU

POINTURE	NOIR / BRONZE		BLEU MARINE / BLEU	
	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
35	3664338.003965	6223457	3664338.004542	6223521
36	3664338.003972	6223458	3664338.004535	6223520
37	3664338.003989	6223459	3664338.004528	6223519
38	3664338.003996	6223460	3664338.004511	6223518
39	3664338.004009	6223461	3664338.004504	6223517
40	3664338.004016	6223462	3664338.004498	6223516
41	3664338.004023	6223463	3664338.004481	6223515
42	3664338.004030	6223464	3664338.004474	6223514

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Cézembre® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Erquy®

FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort. Hallux valgus, oignons.
Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Matière légèrement élastique pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

2 languettes auto-agrippantes
pour une fermeture rapide et ajustable.

● NOIR

POINTURE	NOIR	
	EAN 13	ACL 7
35	3664338.004566	6223963
36	3664338.004573	6223964
37	3664338.004580	6223966
38	3664338.004368	6223501
39	3664338.004351	6223500
40	3664338.004344	6223499
41	3664338.004337	6223498
42	3664338.004320	6223496

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Erquy® - Orliman® FeetPAD

NOUVEAU

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Gavrinis®



FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.

● BLANC / ROSE POUDRÉ

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338 . 010277	6349763
36	3664338 . 010284	6349764
37	3664338 . 010291	6349765
38	3664338 . 010307	6349766
39	3664338 . 010314	6349767
40	3664338 . 010321	6349768
41	3664338 . 010338	6349769
42	3664338 . 010345	6349770

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TT} l'unité, soit 50,62€^{TT} la paire.

Prescrire : CHUT Gavrinis® - Orliman® FeetPAD



Double ouverture latérale par fermeture éclair
facilite la mise en place de la chaussure.



CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Tintiaux®



FEMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Cou-de-pied fort.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique.

● MARRON / LÉOPARD

POINTURE	EAN 13	ACL 7
35	3664338 . 009356	6328331
36	3664338 . 009363	6328332
37	3664338 . 009370	6328333
38	3664338 . 009387	6328334
39	3664338 . 009394	6328335
40	3664338 . 009400	6328336
41	3664338 . 009417	6328337
42	3664338 . 009424	6328338

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TT} l'unité, soit 50,62€^{TT} la paire.

Prescrire : CHUT Tintiaux® - Orliman® FeetPAD



Ouverture large
avec languette rabattable
pour faciliter la mise en place.



TRONC & RACHIS

ÉPAULE & BRAS

POIGNET & MAIN

GENOU

CHEVILLE & PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO & BANDES



MODÈLES HOMMES

TRONC
& RACHISÉPAULE
& BRASPOIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIEFeetPAD
CHUTCRYO
& BANDES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Ouessant®

 HOMME

HALLUX VALGUS - OIGNONS

INDICATIONS :

Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors. Œdème post-opératoire. Pansements épais. Pieds rhumatoïdes. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture large pour faciliter la mise en place,
- Languette auto-agrippante pour une fermeture rapide et ajustable,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Tige élastique
pour épouser parfaitement
les déformations du pied.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
39	3664338.003712	6223429
40	3664338.003729	6223430
41	3664338.003736	6223431
42	3664338.003743	6223432
43	3664338.003750	6223433
44	3664338.003767	6223434
45	3664338.003774	6223435
46	3664338.003781	6223436

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Ouessant® - Orliman® FeetPAD

NOUVEAU

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Coz Castel®

HOMME

ORTELS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe ou en marteau. Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Œdème post-opératoire, Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Languettes auto-agrippantes sur la tige et à l'arrière pour une fermeture rapide et ajustable,
- Avant-pied large et ajustable.



Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant du mal à se baisser.

● BEIGE

POINTURE	EAN 13	ACL 7
39	3664338.010192	6349753
40	3664338.010208	6349754
41	3664338.010215	6349756
42	3664338.010222	6349757
43	3664338.010239	6349758
44	3664338.010246	6349759
45	3664338.010253	6349760
46	3664338.010260	6349762

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Coz Castel® - Orliman® FeetPAD

NOUVEAUX COLORIS

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Quiberon®

HOMME

ORTELS EN GRIFFE / MARTEAU

INDICATIONS :

Orteils en griffe / marteau. Pieds extra-larges. Cou-de-pied fort. Hallux valgus, oignons. Durillons, cors. Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Butée du pied totalement fermée,
- Tissu élégant et déperlant,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Languette pliée en une seule partie
pour faciliter la fermeture.

● MARRON

● NOIR NOUVEAU

■ GRIS / BLANC NOUVEAU

POINTURE	● MARRON			■ GRIS / BLANC NOUVEAU	
	ACL 13	EAN 13	ACL 7	EAN 13	ACL 7
39	34010. 6015664. 0	3664338.010543	6349793	3664338.010468	6349783
40	34010. 6015665. 7	3664338.010550	6349794	3664338.010475	6349785
41	34010. 6015666. 4	3664338.010567	6349795	3664338.010482	6349786
42	34010. 6015667. 1	3664338.010574	6349796	3664338.010499	6349787
43	34010. 6015668. 8	3664338.010581	6349797	3664338.010505	6349788
44	34010. 6015670. 1	3664338.010598	6349798	3664338.010512	6349789
45	34010. 6015671. 8	3664338.010604	6349799	3664338.010529	6349791
46	34010. 6015672. 5	3664338.010611	6349800	3664338.010536	6349792

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Quiberon® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Arz®

HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériaux légèrement élastiques sur les côtés pour épouser les déformations du pied,
- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
39	3664338.004450	6223512
40	3664338.004443	6223510
41	3664338.004436	6223509
42	3664338.004429	6223508
43	3664338.004412	6223507
44	3664338.004405	6223506
45	3664338.004399	6223504
46	3664338.004382	6223503

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Arz® - Orliman® FeetPAD



Semi-fermée avec
large languette auto-agrippante
pour une fermeture rapide.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Er Lannic®

HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Pieds diabétiques. Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Maintien ferme du talon pour plus de stabilité,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Effet bi-matière élégant.

● NOIR

POINTURE	EAN 13	ACL 7
39	3664338.009677	6328366
40	3664338.009684	6328367
41	3664338.009691	6328369
42	3664338.009707	6328370
43	3664338.009714	6328371
44	3664338.009721	6328372
45	3664338.009738	6328373
46	3664338.009745	6328375

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Er Lannic® - Orliman® FeetPAD



Ouverture large
pour faciliter la mise en place.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Guernic®



HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons.
Durillons, cors. Cou-de-pied fort.

CARACTÉRISTIQUES :

- Matériau élastique sur les côtés, épouse les déformations du pied,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.



Ouverture large

pour faciliter la mise en place.

Languette auto-agrippante

pour une fermeture rapide et ajustable.



● BLEU MARINE

POINTURE	EAN 13	ACL 7
39	3664338.007796	6287558
40	3664338.007802	6287559
41	3664338.007819	6287560
42	3664338.007826	6287561
43	3664338.007833	6287562
44	3664338.007840	6287564
45	3664338.007857	6287565
46	3664338.007864	6287566

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TT} l'unité, soit 50,62€^{TT} la paire.

Prescrire : CHUT Guernic® - Orliman® FeetPAD

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Roëlan®



HOMME

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Pieds diabétiques. Durillons, cors.
Métatarsalgie. Hallux valgus, oignons.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme, amovible, permet le remplacement par une semelle orthopédique.



Matière élastique sur les côtés
pour épouser les déformations du pied.

● BLEU MARINE

POINTURE	EAN 13	ACL 7
39	3664338.007871	6287567
40	3664338.007888	6287569
41	3664338.007895	6287570
42	3664338.007901	6287571
43	3664338.007918	6287572
44	3664338.007925	6287573
45	3664338.007932	6287574
46	3664338.007949	6287575

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TT} l'unité, soit 50,62€^{TT} la paire.

Prescrire : CHUT Roëlan® - Orliman® FeetPAD

TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHUT

CRYO
& BANDES

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Chausey®

HOMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Orteils en griffe ou en marteau.
Pieds extra-larges. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Semelle dimensionnée pour les pieds larges,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure souple et résistante avec une excellente capacité d'amortissement,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.

● NOIR

POINTURE	ACL 13
39	34010.6028943.0
40	34010.6028944.7
41	34010.6028945.4
42	34010.6028946.1
43	34010.6028947.8
44	34010.6028948.5
45	34010.6028949.2
46	34010.6028950.8

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Chausey® - Orliman® FeetPAD



Languette longue
pour ajuster la fermeture
aux pieds volumineux.

CHAUSSURE THÉRAPEUTIQUE À USAGE TEMPORAIRE

Penfret®

HOMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Pieds rhumatoïdes.
Durillons, cors. Métatarsalgie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés ou diabétiques,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure extrêmement souple pour plus de confort.

● NOIR

POINTURE	EAN 13		ACL 7
39	3664338.009592		6328358
40	3664338.009608		6328359
41	3664338.009615		6328360
42	3664338.009622		6328361
43	3664338.009639		6328362
44	3664338.009646		6328363
45	3664338.009653		6328364
46	3664338.009660		6328365

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Penfret® - Orliman® FeetPAD



Ouverture large sur le dessus
pour faciliter la mise en place.



Rhuys®

 HOMME

PIEDS DIABÉTIQUES

INDICATIONS :

Pieds diabétiques. Hallux valgus, oignons.
Orteils en griffe ou en marteau. Pieds rhumatoïdes.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tissu nid d'abeille déperlant pour une respiration optimale et un parfait maintien du pied,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien.



Langue auto-agrippante
pour une fermeture rapide et ajustable.

Absence de couture sur l'avant-pied
idéal pour les pieds opérés ou diabétiques.



● NOIR

POINTURE	ACL 13
39	34010.6015673.2
40	34010.6015674.9
41	34010.6015676.3
42	34010.6015677.0
43	34010.6015678.7
44	34010.6015679.4
45	34010.6015680.0
46	34010.6015682.4

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Rhuys® - Orliman® FeetPAD

NOTES

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

MODÈLES MIXTES



TRONC
& RACHIS

ÉPAULE
& BRAS

POIGNET
& MAIN

GENOU

CHEVILLE
& PIED

Kids

Maternity

oneplus

SPORT

FeetPAD
PODOLOGIE

FeetPAD
CHÛT

CRYO
& BANDES

Ozac'h®

MIXTE

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges.
Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- 2 fermetures auto-agrippantes sur la tige et à l'arrière,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Semelle intérieure amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique.



LATEX



Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.

● NOIR					
POINTURE	EAN 13	ACL 7	POINTURE	EAN 13	ACL 7
36	3664338.010352	6349771	42	3664338.010413	6349777
37	3664338.010369	6349772	43	3664338.010420	6349779
38	3664338.010376	6349773	44	3664338.010437	6349780
39	3664338.010383	6349774	45	3664338.010444	6349781
40	3664338.010390	6349775	46	3664338.010451	6349782
41	3664338.010406	6349776	-	-	-

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Ozac'h® - Orliman® FeetPAD

Noirmoutier®

MIXTE

EHPAD

PIEDS RHUMATOÏDES

INDICATIONS :

Pieds rhumatoïdes. Hallux valgus, oignons. Pieds extra-larges.
Cou-de-pied fort. Orteils en griffe ou en marteau. Durillons, cors.
Pathologies unguéales. Œdème post-opératoire. Pansements épais.

CARACTÉRISTIQUES :

- Mousse contrecollée sur tissu auto-agrippant compatible, s'adapte à toutes les épaisseurs de pieds,
- Modèle montant sur la cheville,
- Absence de couture sur l'avant-pied, idéal pour les pieds opérés,
- Semelle intérieure en mousse à mémoire de forme et amovible pour permettre l'utilisation d'une semelle orthopédique,
- Semelle extérieure antidérapante pour limiter les risques de chute,
- Doublure textile hypoallergénique avec traitement antibactérien,
- Tissu déperlant.



LATEX

2 fermetures auto-agrippantes
sur la tige et à l'arrière.

Ouverture complète
idéal pour les personnes ayant
du mal à se baisser.



Étiquette à l'intérieur de la tige
pour inscrire les nom et
chambre du patient.



● NOIR			
POINTURE	ACL 13	POINTURE	ACL 13
36	34010.6015045.7	42	34010.6015051.8
37	34010.6015046.4	43	34010.6015052.5
38	34010.6015047.1	44	34010.6015053.2
39	34010.6015048.8	45	34010.6015054.9
40	34010.6015049.5	46	34010.6015055.6
41	34010.6015050.1	-	-

LPPR : 7133052 / 25,31€^{TTC} l'unité, soit 50,62€^{TTC} la paire.

Prescrire : CHUT Noirmoutier® - Orliman® FeetPAD





CRYO & BANDES

CRYOTHÉRAPIE

La cryothérapie est une méthode de soins qui consiste à appliquer du froid sur une zone du corps afin de faire chuter la température cutanée. Elle est souvent pratiquée par les sportifs dans le but d'obtenir une récupération de la fonction musculaire plus rapide.

PROTOCOLE GREC

Le protocole GREC (ou RICE) est une méthode de premiers soins qui a pour but de diminuer la douleur, éviter les œdèmes, favoriser le rétablissement et la récupération de la fonction articulaire.

GLAÇAGE

Appliquer du froid pour un effet antalgique et anti-inflammatoire.

REPOS

Mettre l'articulation en repos strict afin d'éviter que la lésion ne s'aggrave.

ÉLÉVATION

Maintenir l'articulation surélevée pour favoriser la circulation sanguine et diminuer la pression au niveau de la zone douloureuse.

COMPRESSION

Effectuer une compression sur la zone douloureuse afin de favoriser l'action du froid et de réduire la douleur.

BANDES DE CONTENTION

Les bandes de contention sont adaptées à la traumatologie sportive en général (entorses, tendinites, élongations, contention musculaire...). Elles protègent les zones sensibles et peuvent servir à maintenir les compresses dans le cadre d'un traitement en cryothérapie.

Attelles de cryothérapie Cryotec®

GENOUILÈRE LIGAMENTAIRE ARTICULÉE ET ROTULIENNE

Genulig® Cryotec®

TRAUMATIQUE

CHRONIQUE

INDICATIONS :

Lésion et instabilité légère des collatéraux (LLI et LLE) ou rotulienne, Post-opératoire, Post-traumatique, Gonarthrose, Affection fémoro-patellaire, Reprise du sport ou d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Ouverture totale et matériaux souples favorisant la mise en place du produit,
- Matériaux respirants procurant aux patients un réel confort d'utilisation,
- 2 doubles ressorts spiraliium pour accompagner les ligaments,
- Cadrans articulés crantés et polycentriques avec butée anti-recurvatum permettant de sécuriser le genou lors des mouvements de flexion/extension.

Sangle de strapping en «X»

permettant de réaliser une compression graduelle et d'effectuer plusieurs types de strapping.



Pad circulaire silicone avec picots favorisant l'effet proprioceptif et permettant un meilleur centrage rotulien.




Compresse de froid amovible technologie « flocon de neige » apporte une diffusion d'un froid constant et de longue durée tout en restant malléable et agréable à utiliser.

TAILLE	TOUR DE CUISSE	EAN 13	ACL 7
1	39 - 47 cm	3664338.001923	6041780
2	47 - 53 cm	3664338.001930	6041781
3	53 - 60 cm	3664338.001947	6041782
4	60 - 67 cm	3664338.001954	6041783
5	67 - 75 cm	3664338.001961	6041784

LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}

Prescrire : Genulig® Cryotec® - Orliman®



ATTELLE DE GENOU

Kit Compressive Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-traumatique, Entorse avec œdème, Post-opératoire.

CARACTÉRISTIQUES :

- Compression + thérapie par le froid, fournie avec 2 compresses de froid 30 x 15 cm (possibilité d'utilisation avec 4 compresses 15 x 15 cm),
- Éclisses postérieures et latérales amovibles.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000933	6034893
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000940	6034895

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Kit Compressive Cryotec® - Orliman®

ATTELLE DE GENOU COMPRESSIVE SEULE (sans compresse de froid)

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	HAUTEUR	EAN 13	ACL 7
1	< 160 cm	51 cm	3664338.000858	6034718
2	> 160 cm	61 cm	3664338.000865	6034719

LPPR : 7132727 / 57,23€^{TTC}

Prescrire : Attelle de genou Compressive seule - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

2 en 1 Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles en mousse à mémoire de forme,
- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.000612	6034692
Standard	> 160 cm	3664338.000629	6034693

LPPR : 7132667 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de cheville 2 en 1 Cryotec® - Orliman®



ATTELLE DE CHEVILLE

Air/Gel Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traumatisme et entorse de cheville récente.

CARACTÉRISTIQUES :

- 2 coussins amovibles Air/Gel réfrigérants permettant d'effectuer des séances de froid en cas d'œdème.

TAILLE	TAILLE INDIVIDU	EAN 13	ACL 7
Petit	< 160 cm	3664338.001183	6035109
Standard	> 160 cm	3664338.001220	6035113

LPPR : 7132667 / **27,44€^{TTC}**

Prescrire : Attelle de cheville Air/Gel Cryotec® - Orliman®



Kit dentaire Cryotec®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Douleurs dentaires, Post-opératoire (dents de sagesse...).

CARACTÉRISTIQUES :

- Technologie « Flocon de neige » n'agressant pas la peau,
- Compresses de froid malléables même congelées permettant d'envelopper le visage tout en suivant les courbes,
- Sangle de maintien pour une plus grande liberté de mouvement.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.000926	6034889

Non remboursé

Prescrire : Kit dentaire Cryotec® - Orliman®




Cryopump® , le soin par la cryothérapie compressive



Les produits CRYOPUMP® associent la technologie de la **cryothérapie** et la **compression localisée**.

Grâce à la compresse de gel et à la zone d'air adaptées à la morphologie et physiologie du corps humain, ces attelles apportent un **soin en continu** et une diffusion du froid sur toute la zone musculaire et articulaire.

LA TECHNOLOGIE DES PRODUITS CRYOPUMP®



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Épaulière Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Post-opératoire et post-traumatique, Capsulite.

CARACTÉRISTIQUES :


- L'épaulière anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau de l'acromion pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses 3 sangles (dont une amovible) facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 sangle amovible,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010 . 6028940 . 9
LPPR : 6132607 / 15,24€ ^{TTC}	

Prescrire : Épaulière Cryopump® - Orliman®

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Genouillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	ACL 13
Unique	34010.6028941.6
LPPR : 7132727 / 57,23€ ^{TT}	

Prescrire : Genouillère Cryopump® - Orliman®

CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE

Genouillère articulée Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :

- La genouillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement rotulien pour une meilleure adaptation morphologique,
- Ses deux sangles facilitent la mise en place du produit même en présence de pansement,
- 2 cadrans articulés amovibles aident la sécurisation latérale.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.



Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002104	6085589
LPPR : 7132785 / 102,29€ ^{TT}		

Prescrire : Genouillère articulée Cryopump® - Orliman®

Attelle de genou évolutive Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique.

CARACTÉRISTIQUES :


- L'attelle de genou évolutive Cryopump® est développée en deux parties dissociables permettant de passer du traitement en phase d'immobilisation (grâce à des éclisses postérieures préformées, latérales amovibles et modelables) en phase de maintien renforcé (grâce à ses éclisses latérales articulées),
- Ses deux zones de compression graduelle par pompe permettent une meilleure répartition du froid.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid anatomiques et 2 compresses de froid rectangulaires,
- 1 pompe amovible,
- 2 cadrans articulés,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.002395	6120301
LPPR : 7132785 / 102,29€^{TTC}		

Prescrire : Attelle de genou évolutive Cryopump® - Orliman®



Cadrans articulés



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE



ÉVOLUTIF



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.

Compresses de gel rectangulaires et anatomiques
pour une meilleure répartition du froid.



Chevillère Cryopump®

TRAUMATIQUE

INDICATIONS :

Traitement des lésions ligamentaires,
Post-opératoire et post-traumatique,
Rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- La chevillère anatomique CRYOPUMP® est dotée d'une ouverture totale et d'un évidement au niveau du talon pour une meilleure adaptation morphologique,
- Sa sangle facilite la mise en place du produit même en présence de pansement.

LIVRÉE AVEC :

- 2 compresses de froid,
- 1 pompe amovible,
- 1 sachet de protection individuel et nominatif réduisant les risques de contamination et la transmission d'agents infectieux lors d'un traitement en milieu hospitalier.

TAILLE	EAN 13	ACL 7
Unique	3664338.001480	6035380
LPPR : 7132667 / 27,44€^{TTC}		

Prescrire : Chevillère Cryopump® - Orliman®



CRYOTHÉRAPIE COMPRESSIVE




CONFORT



1 pompe amovible
apportant une compression graduelle en fonction du traitement et du ressenti du patient.

Comresse de gel anatomique
pour une meilleure répartition du froid.



Compresse de froid & chaud/froid

Compresse de froid Réutilisable

INDICATIONS :

Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête, Tendinites, Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix :
15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- Diffusion du froid :
2h (15 x 15 cm) ou 4h (30 x 15 cm).



TAILLE	EAN 13	ACL 7
15 x 15 cm	3664338.000582	6034688
30 x 15 cm	3664338.000599	6034689

Non remboursé

- Diffusion d'un froid constant et de longue durée,
- **Malléable** grâce à la technologie de type flocon de neige,
- **Ne brûle pas la peau.**

Prescrire : Compresse de froid - Orliman®

COMPRESSE CHAUD/FROID RÉUTILISABLE

Thermopad

INDICATIONS :

Chaud : Contractures, Courbatures, Lombalgie, Arthrose (raideur articulaire), Crampes, Douleurs musculaires, Torticolis...

Froid : Hématomes, Entorses, Élongations, Maux de tête, Arthrose (poussée inflammatoire), Piqûres d'insectes, Douleurs dentaires...

CARACTÉRISTIQUES :

- Livrée avec sa housse de protection,
- Dimensions au choix :
15 x 15 cm et 30 x 15 cm,
- Diffuse 20 minutes de chaud ou froid.




TAILLE	EAN 13	ACL 7
15 x 15 cm	3664338.000827	6034714
30 x 15 cm	3664338.000834	6034716

Non remboursé

Prescrire : Compresse chaud/froid Thermopad - Orliman®

Bandes de contention **Neostrap**[®]



Les bandes de contention **Neostrap**[®] sont élégantes, confortables et respirantes. Grâce à leur conception spécifique et leur système de fixation auto-agrippant micro-injection, elles permettent d'effectuer **un strapping efficace sans coller à la peau**. Sans latex, **hypoallergéniques**, elles sont **lavables et réutilisables plusieurs fois**.

Neostrap[®], l'élément indispensable de la trousse à pharmacie, à la maison ou en voyage.

TABLEAU DE RECOMMANDATION


TECHNOLOGIE NEOSTRAP[®]



Tissage esthétique et performant
Auto-agrippant compatible,
Indémaillable
(découpable dans les 2 sens).

Revêtement «seconde peau»
Pour un contact cutané agréable,
confortable et un maintien optimal.
(Sans latex, hypoallergénique,
sans agent collant, résistant aux usages répétés.)

Fixation auto-agrippante micro-injection
pour une fixation parfaite et un maintien performant.



Respirante et extensible

	- Doigts/orteils - Petits bobos	2.5 CM
	- Coude/poignet - Cheville	5 CM
	- Genou - Mollet	7.5 CM
	- Épaule - Cuisse	10 CM
	- Cryothérapie (maintien de compresse)	10 CM

BANDE DE CONTENTION RÉUTILISABLE

Neostrap[®]

- Contention adaptée à la traumatologie sportive et générale (entorses, tendinites, élongations, contusions, contention musculaire...),
- Maintien de pansements et protection des zones sensibles (plaies des extrémités, tête, épaules, talons...),
- Maintien de compresse dans le cadre de traitement en cryothérapie (compresses de froid et compresses chaud/froid Thermopad, Protocole G.R.E.C.).

● NOIR

TAILLE	EAN 13	ACL 7
2,5 cm x 50 cm	3664338.001381	6035131
5 cm x 1 m	3664338.001398	6035132
7,5 cm x 1 m	3664338.001404	6035134
7,5 cm x 2 m	3664338.002647	6138616
10 cm x 1,5 m	3664338.001411	6035136

Non remboursé

Prescrire : Bande de contention Neostrap[®] - Orliman[®]





Pour la France :



SERVICE CLIENT :
+33 (0)2 99 66 41 41

Distributeur : SM Europe/Orliman® - 20, La Herbetais - 35520 La Mézière - France
Fax : +33 (0)2 99 66 41 31 - orliman@orliman.fr - www.orliman.fr

Fabricante/Fabricant:

ORLIMAN S. L. U. C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona Valencia - España (Spain)
Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00 · Export Tel.: +34 96 274 23 33
E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com · www.orliman.com



Ce document est destiné aux professionnels de santé uniquement. Dispositifs médicaux de classe I selon le Règlement (UE) 2017/745.
Les dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE ORLIMAN S.L.U.

Lire attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute délivrance ou utilisation.



Crédits photos : SM Europe/Orliman®, Vincent Bauza, Studio Laudator, Christophe Lecrenais, Fotolia®, iStock®, Thinkstock®.

Photos non contractuelles. Siret : 420574626 RCS Rennes. 240101_AT. CAT.GSM2024